

Dreame Nova IPL Home Use Hair Removal Device

User Manual

DREAME

EN	User Manual.....	001
FR	Manuel d'instructions	023
ES	Manual de usuario	042

Warning

Please read this manual carefully.
Improper operation may cause
personal injury or property damage.



Warning sign description: Do not use this device while bathing or showering.

Do not use this device near bathtubs, sinks, or other water-filled containers. Store the device and power adapter in a dry place.

If the device is damaged, do not touch the internal components to prevent electric shock.

A damaged power cord must be replaced by the manufacturer, authorized service department, or qualified professionals to prevent danger.

Do not use unofficial adapters, and do not place this device improperly.

Do not use this device near the eyes to prevent eye injury.

Always wear goggles when operating the device.

For back hair removal, it is recommended to have someone assist you to avoid risks.

Adjust the energy intensity according to the skin tone and condition of each body part. Always begin with L1 for the first time.

No data is available for use on children under 15. Keep the device away from them. Operate at a safe distance from children.

Do not apply antiperspirant immediately after treating underarms.

Regularly check and clean the aperture to prevent skin burns or device malfunctions.

Keep the aperture away from objects that are easily demagnetized to prevent demagnetization or device malfunction.

Do not use the device if the vents are blocked to prevent fire.

Do not aim the flash at black objects to prevent device malfunction.

Do not use the device on clothing or areas not intended for treatment, to prevent clothing discoloration, material damage, or singeing.

Do not use the device on pets to prevent skin burns, singed fur, or stress responses.

After the device is powered on, if the built-in fan does not work (no fan operation sound), do not use the device to prevent smoking or fire.

Regularly clean residual hair and skincare product from the device to prevent device malfunctions or skin burns.

This appliance shall not be used by children and shall not be applied on the skin of children. Children shall not play with the appliance.

These appliances are not to be used on children; children being supervised not to play with the appliance.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

For a part of class III construction supplied from a detachable power supply unit, the appliance is only to be used with the unit provided.

WARNING. Possible eye injury (potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.

WARNING. Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site.

Misuse can lead to eye damage. Protect the eye from exposure. Do not use the appliance over the eyelids or close to the eye.

WARNING. Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

WARNING. If taking a photo sensitizing medication or herbal remedy, seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.

Do not use the appliance in areas where skin integrity has been impaired (for example, in the presence of burns, lesions, blisters, scars, cuts, open wounds, active skin disease, recent sun tan or sun burn, and/ or infection).

This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

For users with different skin tones and hair colors, please refer to the Skin Tone and Hair Color Table in this manual.

Avoid over-usage which includes excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

Verify that there is no visible damage to the emission optic or the appliance housing. If there is damage, do not use this appliance.

For instructions on how to test skin reaction prior to full-area treatment/use, please refer to the following chapter: Skin Test.

Before use, prepare the skin—for example, by cleaning hair and removing make-up, jewelry, and piercings.

For other relevant information, please refer to the following chapter: Instructions on Device Operation, Disinfection, Cleaning, Maintenance, and Storage.

Before use, please read the instruction manual carefully, then if you still have any questions or uncertainties, please consult a doctor for advice first.

Precautions




Individuals with naturally dark skin should not use this device



Avoid excessive sun exposure before hair removal



Shave the hair before using this device (do not use chemical hair removal methods)




Always begin with L1 for the first use



Do not use this device in dark environments



Always wear goggles while using the device



Do not use this device under direct sunlight







Protect the device from severe impacts or shaking

Product Overview

This device transforms the standard experience with its built-in ice-cooling system, instantly soothing heat and minimizing skin irritation while removing hair. Its faster flash speed also makes hair removal quicker and easier.


Before using this device, shave the target area (do not use chemical hair removal methods). The device uses intense pulsed light (IPL) that goes into the skin. The light gently heats the follicle to change its structure, stopping hair growth at the source. This leads to hair naturally falling out for long-lasting results.

Components




- 1 Aperture
- 2 Skin tone sensor indicator
- 3 Air outlet
- 4 Sensor indicator
- 5 Mode display
- 6 Flash button
- 7 DC power port
- 8 Mode switch button
- 9 Power button/intensity switch button
(power/intensity button)

Accessories are shown below: adapter, razor, goggles, storage bag



Adapter



Razor




Goggles



Storage bag

Indicators and Modes



- 1 " | " Sensor indicator: This remains off when the flash conditions are not met, and stays on when the conditions are met.
- 2 " FACE " Face mode indicator: This is the default mode displayed when the device is turned on.
" BODY " Body mode indicator.
" VIO " Bikini mode indicator.
- 3 " ⌚ " Smart skin tone detection indicator: Smart skin tone detection is enabled by default after the device is turned on. When the aperture is placed vertically against the skin, the device will automatically determine the appropriate light intensity through the skin tone detection feature, and the intensity indicator will illuminate. When the device is lifted away from the skin, all intensity indicators will turn off.
- 4 " ||||| " Intensity indicator: 5 intensity levels are available. After the device is turned on, press the "power/intensity button" to cycle through automatic skin tone detection mode and manual intensity settings in the following order: automatic skin tone detection - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - automatic skin tone detection...
- 5 " ⚡ " Continuous flash mode indicator. The device is set to manual flash mode by default. Press and hold the "flash button" for 2 seconds to switch to continuous flash mode, and this indicator will illuminate. In continuous flash mode, press and hold the "flash button" for 2 seconds again to switch to single flash mode.

Note: The device will automatically switch to manual flash mode if no skin contact is detected for 30 seconds.

Instructions for Use

Before using the device



Thoroughly clean the treatment area. Make sure the skin is free of hair and oil residue.

Check the device's aperture. Make sure it is free from dust, hair, or other debris, and has no damage or cracks.

Intensity level settings

This product is designed for human hair removal with 5 available intensity levels. You can refer to the skin tone comparison card to select the appropriate intensity level.

Note:

1. Place the skin tone comparison card against your skin and select the appropriate intensity level based on your skin tone and hair color.
2. If you feel pain or discomfort during use, lower the intensity level. Individuals with darker skin tones absorb more light and are advised to use lower levels. During normal use, the light should only produce a mild warming sensation on the skin, not pain.
3. Please keep this card in a safe place for future reference.

Skin tone and hair color table

Skin tone / Hair color		Skin tone					
		White	Light	Medium	Dark	Very Dark	Black
White/gray		X	X	X	X	X	X
Light blond		X	X	X	X	X	X
Red		X	X	X	X	X	X
Dark blond/ light brown		✓	✓	✓	✓	X	X
Brown		✓	✓	✓	✓	X	X
Dark brown		✓	✓	✓	✓	X	X
Black		✓	✓	✓	✓	X	X

(Note: ✓ means suitable, X means not suitable)

Note: Make sure your skin type is suitable for using this device, and refer to the skin tone comparison card for verification. Skin reactions may vary when treatments are performed at different times and in different settings.

Skin test

If this is your first time using the device, or if you have a recent tan, please perform a skin test first. This checks your skin's reaction and helps set the right intensity level.

1. Select a small area within the treatment zone.

Note: Do not test on sensitive or bony areas such as ankles.

2. Press and hold the power button for 1 second and select the L1 intensity level.

3. Place the device vertically against the skin, with the aperture pressed onto the skin.

4. Press the flash button to emit a flash.

5. Keep the device in contact with the skin, and move to the next test area.

6. Gradually increase the intensity level, allowing the device to flash once each time you change to a higher level, then move to the next area. Repeat this operation for all recommended intensity levels for your skin type.

7. Observe the skin condition two hours after the skin test. If no abnormal symptoms such as redness, swelling, or blistering are observed in the test area, you can proceed to use this device.

Hair removal guide for different areas

1. Underarms

- Before hair removal, clean the underarms to remove any residue of antiperspirants, perfumes, creams, or other cosmetic products.
- The skin in the underarm area can be loose. For areas with loose skin, stretch the skin with your fingers before hair removal to keep the skin flat.
- A slight heating sensation is normal during flashing.

2. Bikini line

- The skin in this area is sensitive. For darker or highly pigmented areas, start from L1 and allow the skin to adapt gradually.
- For areas with loose skin, stretch the skin with your fingers before hair removal to keep the skin flat.
- A slight heating sensation is normal during flashing.

3. Hands and feet

- For hands and feet, where bones are closer to the surface and the skin may be uneven (e.g., around joints), you might feel more pain during treatment.

Before Using the device

1. Pre-Use Skin Check

Ensure the treatment area has no broken skin, severe sunburn, redness, or rashes.

Avoid if you've recently done high-irritation procedures (like laser or chemical peels) on the same area.


Consult your doctor if pregnant, photosensitive, or using photosensitizing medications.



2. Shave First

Use a razor to shave the target area down to skin level.

Avoid waxing or plucking, as this can prevent light energy from reaching the hair root effectively.



3. Cleaning & Dry

Clean the flash area with clean water or mild cleaning products.


Dry completely to keep it dry, oil-free and unobstructed.



4. Connect to Power

Plug the adapter into a power outlet and connect it to the device's DC port.

Place in a ventilated, dry area away from water sources.




Using the device

1. Power On

Press and hold the Power/Intensity Button for about 1 second to turn on the device.

Default settings after power-on:


- FACE Mode
- Auto Skin Tone Detection Mode ( lights up)
- Cooling function activated



2. Choose Your Mode (FACE / BODY / VIO)

Press the Mode Button briefly to switch between the three modes below:

- FACE Mode: Suitable for soft and fine hair areas such as the face, lip line and fingers
- BODY Mode: Suitable for large body areas such as the arms, calves and underarms
- VIO Mode: Suitable for private and sensitive areas such as the bikini line



Note: Start with FACE/BODY Mode first. Try the VIO area after getting used to the device.

3. Pre-cool

The light-emitting area cools down automatically after power-on. Wait 10–20 seconds, then gently touch it with the back of your hand to confirm it feels noticeably cool. This ensures a more comfortable treatment.




US 4. Wear Goggles


NEVER look directly at the flash during use. Goggles must be worn at all times.



5. Skin Tone Recognition ()

The device powers on in this mode automatically. () will light up, no intensity level is displayed.

Press the treatment window firmly against skin. After successful skin tone recognition, the recommended intensity level (1-5) appears automatically. Press the flash button to treat.

Lift the device off your skin, only () lights up, indicating it remains in Skin Tone Recognition Mode.



6. Choose Your Intensity

Press the Power/Intensity Button once to switch from Auto Mode to Manual Mode. Your current level (1-5) will be displayed.

Levels will cycle in this order: Auto → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Auto →

...

It is recommended to start at a low level, then increase it step by step based on your own comfort level.


To go back to Automatic Skin Tone Detection Mode, keep pressing the button briefly until the device switches back to Auto ().



7. Manual Flash & Continuous Flash


Manual Flash Mode

- Hold the treatment window vertically and firmly against the target hair removal area — the sensor light strip will light up.
- Press the flash button briefly once, and the device will complete a full round of flashes in the current position.
- FACE / VIO: Each press triggers 2 consecutive flashes. Wait until the flashing stops before moving to the next area.
- BODY: Each press triggers 4 consecutive flashes.



Continuous Flash Mode

- Hold the treatment window vertically and firmly against the target hair removal area. Press and hold the flash button for about 2 seconds — the ⚡ will light up, indicating that Continuous Flash Mode is activated.
 - FACE / VIO: Each press → device automatically delivers 2 consecutive flashes.
 - BODY: Each press → device automatically delivers 4 consecutive flashes.
- Press and hold the flash button for about 2 seconds again to exit Continuous Flash Mode.
- If no skin contact is detected within 30 seconds, the device will automatically exit this mode.



Contraindications

1. Pregnant women, breastfeeding women, women during menstruation, and individuals with scars on the skin, diabetes, sensitive skin, or photosensitivity should not use this device.
2. Individuals with severe heart disease, severe hypertension, malignant tumors, folliculitis, infectious skin diseases, skin burns, or blood coagulation disorders should not use this device.
3. Individuals with a history of collagen metabolism disorders (including scarring and poor wound healing) should not use this device.
4. Individuals should not use this device on areas with vascular diseases such as varicose veins and telangiectasia.
5. Individuals with photosensitive skin or are prone to skin rashes or skin discomfort should not use this device.
6. Individuals should not use this device on areas with infection, herpes simplex, skin damage, or hematoma.

7. Individuals with immune suppression-related diseases (including HIV infection, lupus erythematosus, and porphyria) should not use this device.
8. Individuals with bleeding disorders, or those using topical isotretinoin, alpha hydroxy acids (AHA), beta hydroxy acids (BHA), or azelaic acid should not use this device.
9. Individuals who have used chemical hair removal methods within 30 days, or have recently used whitening products or cosmetics containing vitamin A should use this device with caution.
10. Do not use this device with any volatile essential oils. Make sure that the skin in the treatment area is clean, dry, and free from creams, lubricants, or other cosmetics. If the skin is not clean and dry, it may affect the product efficacy or even damage the device.
11. Individuals taking medications such as aspirin, immunosuppressants, or isotretinoin should not use this device. Individuals who have recently taken photosensitive medications such as tetracycline or sulfonamides should not use this device.
12. Individuals with sunburned skin should wait until the damaged skin has fully recovered before using this device. This product should not be used on sensitive areas such as mucous membranes.
13. Do not use this device on skin with any unhealed wounds. This device is not recommended for individuals whose excessive hair growth is caused by hirsutism or other medical conditions.
14. Painkillers can make your skin less sensitive to heat. Use this device with caution before the medication wears off.
15. If your skin or hair color is not suitable for this product, please do not use it. (Consult a doctor before use if needed.)

Prohibited areas

1. Inside the mouth, private parts, mucous membranes	8. Eyebrows and hair
2. Areas that have undergone plastic surgery or other surgical procedures	9. Ears
3. Eyeballs, eyelids, and areas around the eyes	10. Nipples and areolae
4. Adam's apple	11. Inside the navel
5. Head	12. Areas with large veins
6. Areas with acne or pimples	13. Areas with tattoos or permanent makeup
7. Areas with pigmentation or moles	

Note: This list is not exhaustive. Consult a doctor if you are uncertain about treating any specific area.

Care

Treatment frequency

Weeks 1-4: 2-3 treatments per week.

Weeks 5-8: 1-2 treatments per week.

After week 8: 1 treatment per month or 1 treatment every two weeks.

Note: Adjust the treatment frequency based on your hair growth. For thicker hair, you may need to increase the intensity level and treatment frequency. This varies by individuals.

After using the device

1. Avoid contact with water within 6 hours after hair removal. After 6 hours, you may use toner to add moisture to the treatment area.
2. After hair removal, do not use perfume, face masks, or cosmetics containing exfoliating particles on the treatment area.
3. Avoid UV exposure within 48 hours after hair removal.
4. Sunless tanning is prohibited during the course of your hair removal treatments.
5. If you plan to undergo plastic surgery on the treatment areas after hair removal, please consult your doctor.

Adverse reactions and handling methods


Adverse reaction	Description	Handling method
Dry or itchy skin	The hair removal process slightly removes oil and moisture from the skin surface.	Discomfort will disappear in 1 day. For quick relief, you can apply a mild, non-irritating moisturizer.
Pain	The level of pain varies from person to person and is related to skin tolerance, the intensity level used, and the treatment area (e.g., bony spots are more sensitive).	Lower the intensity by 1-2 levels and try again. If pain persists, it is recommended to stop using the device and wait for the skin to recover before trying again.
Mild redness or burning sensation	This is a normal skin reaction after light exposure.	No special treatment is needed. The redness or burning sensation will disappear over time. Alternatively, you can apply a cooling gel or a cold compress.
Burnt hair	Hair is not thoroughly shaved before hair removal. Residual hair heats up under the light, causing a slight burning smell.	Before the next use, thoroughly shave the treatment area with a razor.

Cleaning and Maintenance

To ensure optimal product performance and extend its service life, clean the device before and after each hair removal session to prevent accumulation of hair and dust. Lack of regular cleaning may affect hair removal effectiveness and even shorten the device lifespan.




Check the aperture and device components to ensure they are clean. Do not rinse the device and accessories under running water. Do not use steel wool, abrasive cleaning agents (such as toothpaste), or corrosive liquids (such as gasoline, engine oil, and acetone) to clean the device.



Press and hold the Power/Intensity Button for about 2 seconds to turn off the device. Gently wipe the flash window and device body with a dry, lint-free soft cloth. Place the device and adapter back into the original packaging. Store in a well-ventilated, dry area, away from direct sunlight and out of reach of children.

Note: Auto Power-Off activates after 5 minutes without operation.

Product Specifications

Product name	Hair Removal Device
Model	R3C16-G Pro
Product dimensions	7.28x2.56x1.77inches
Net weight	About 0.705pounds
Package contents	Hair removal device × 1, user manual × 1, adapter × 1, Goggles × 1, razor × 1, storage bag × 1
Adapter's rated input	100-240V~ 50Hz/60Hz,1.5A Max
Output voltage/current	24 V  3 A
Rated power	72 W
Operation environment temperature	41°F~86°F (5°C~30°C)
Intensity levels	5 levels
Main filter wavelength	510 nm-1200 nm
Place of manufacture	China

Possible Side-Effects

There is few side-effect when using Hair Removal Device according to the instructions for use. However, every beauty process, including the usage of home-use devices, may cause some degree of side-effects. If any of the following conditions (refer to Side Effect Table below) appear and last more than 24 hours, it is suggested to consult your physician or dermatologist.

Side Effect Table:

Degree of Side Effects	Side Effects
Minor Side-Effects	Irritation Redness Sun Sensitivity
Rare Side-Effects	Burns Scarring Pigment Changes Excessive Redness Swelling
Extremely Rare Side-Effect	Infection Bruising

Maintenance and Storage

Cleaning

- Make sure to turn off and unplug Hair Removal Device before cleaning.
 - It is recommended to clean the treatment window before and after every session by using a dry and clean cloth to gently wipe.
NOTE: If the dirt is difficult to be cleaned, you can dip a cotton swab or clean cloth in 75% medicinal alcohol to clean.
 - Keep Hair Removal Device dry. Never submerge the device or any parts of it in water, as it may lead to an electrocution risk.
 - Do not use steel wool, abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquids (gasoline, motor oil, acetone, etc.) to clean the product.
- NOTE: When cleaning is finished, please conduct a visual inspection to check whether there is residual dirt. If the device is not visually clean, please repeat the above cleaning steps.

Storage

- To avoid breakage or missing device and its accessories, please store Hair Removal Device and its accessories in the gift box after each use.
- Clean the device before you store it and store in a safe and protective place, otherwise, it may affect the product function.

Trouble Shooting

If you experience any problem with Hair Removal Device, please refer to information below to try to resolve it:

Problem	Solution
The device cannot be turned on	Make sure that the power adapter is plugged properly into the device and the electrical socket.
The device cannot emit a light	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verify whether the treatment window is in full contact with the skin. The flash button will be activated only when the device is in full contact with the skin 2) When the lamp tube reached its end, the device will not shoot a light.
If you feel overheat and pain during hair removal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Shave and clean the hair in the expected treatment area before using. 2) Choose one comfortable energy level for yourself. 3) DO NOT treat the same area repeatedly at the same time.

If you still unable to solve a problem, please contact after-sales service.

Disposal















DO NOT throw away the Hair Removal Device with normal household waste at the end of its life, but hand it in to an official collection point for recycling (Contact your local town or city officials for recycling information). By doing this, you help to preserve the environment.

Warranty

The warranty period of the Hair Removal Device is 2 years from the date of purchase. Please contact local agency or after-sale service personnel if there is any problem during the period of warranty, repair according to relevant warranty clause.

If any operator requests more information such as circuit diagrams, parts list and product descriptions, for repairs carried out by qualified technical personnel, please contact us.

Symbols

Symbol	Meaning
	Batch code
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Type BF applied part
	General warning sign
	"WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)". The waste products should be handled legally.
	Refer to instruction manual/ booklet
	This way up
	Keep dry
	Fragile, handle with care
	Optical radiation
	Please wear protective glasses

Annex I: Manufacturer's EMC Statement

The device has no essential performance.

TABLE 1

Guidance and Manufacturer's Declaration – Electromagnetic Emissions	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies

TABLE 2

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity		
Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air	±8kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2kV for a.c. power lines	±2kV for a.c. power lines
Surge IEC 61000-4-5	±0.5kV and ±1kV for a.c. power line(s) to line(s)	±0.5kV and ±1kV for a.c. power line(s) to line(s)
Voltage dips, short interruptions and variations IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 cycle at 0°,45°,90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 0 % UT ; 1 cycle 70 % UT; 25/30 cycle 0% UT; 250/300 cycle	0 % UT; 0.5 cycle at 0°,45°,90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 0 % UT ; 1 cycle 70 % UT; 25/30 cycle 0% UT; 250/300 cycle
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	3Vrms 0,15 MHz – 80 MHz 6Vrms in the ISM frequency band	3Vrms 0,15 MHz – 80 MHz 6Vrms in the ISM frequency band
Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz
NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.		

TABLE 3

Guidance and Manufacturer's Declaration - IMMUNITY to proximity fields from RF wireless communications equipment					
Immunity test	IEC60601 test level				Compliance level
	Test frequency	Modulation	Maximum power	Immunity level	
Radiated RF IEC 61000-4-3	385 MHz	**Pulse Modulation: 18Hz	1.8W	27 V/m	27 V/m
	450 MHz	*FM+ 5Hz deviation: 1kHz sine	2 W	28 V/m	28 V/m
	710 MHz 745 MHz 780 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	0.2 W	9 V/m	9 V/m
	810 MHz 870 MHz 930 MHz	**Pulse Modulation: 18Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	1720 MHz 1845 MHz 1970 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	2450 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	5240 MHz 5500 MHz 5785 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	0.2 W	9 V/m	9 V/m

Note* - As an alternative to FM modulation, 50 % pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent actual modulation, it would be worst case.

Note** - The carrier shall be modulated using a 50 % duty cycle square wave signal.



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://global.dreametech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Avertissement

Veillez lire attentivement ce manuel. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.



Description du panneau d'avertissement : n'utilisez pas cet appareil dans un bain ou sous la douche.

N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'un autre récipient rempli d'eau. Rangez l'appareil et l'adaptateur secteur dans un endroit sec.

Si l'appareil est endommagé, ne touchez pas les composants internes pour éviter tout risque d'électrocution.

Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, le service d'entretien agréé ou des professionnels qualifiés pour éviter tout danger.

N'utilisez pas d'adaptateurs non officiels et ne placez pas cet appareil de manière inappropriée.

N'utilisez pas cet appareil près des yeux pour éviter toute blessure oculaire.

Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'appareil.

Régulez l'intensité de l'énergie en fonction de la teinte de peau et de l'état de chaque partie du corps. Commencez toujours par L1 pour la première fois.

Aucune donnée n'est disponible pour les enfants de moins de 15 ans. Tenez l'appareil hors de leur portée. Utilisez l'appareil à une distance de sécurité des enfants.

N'appliquez pas de déodorant antitranspirant immédiatement après avoir épilé les aisselles.

Vérifiez et nettoyez régulièrement l'ouverture pour éviter les brûlures cutanées ou les dysfonctionnements de l'appareil.

Maintenez l'ouverture à l'écart des objets facilement démagnétisés pour éviter la démagnétisation ou le dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil si les orifices d'aération sont obstrués afin d'éviter tout risque d'incendie.

Ne dirigez pas le flash vers des objets noirs afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil sur des vêtements ou des zones non prévus pour le traitement, afin d'éviter toute décoloration des vêtements, tout dommage matériel ou tout flambage.

N'utilisez pas l'appareil sur des animaux domestiques pour éviter les brûlures cutanées, des poils roussis ou des réactions de stress.

Une fois l'appareil sous tension, si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (le ventilateur ne produit pas de bruit), n'utilisez pas l'appareil pour éviter de provoquer de la fumée ou un incendie.

Nettoyez régulièrement les résidus de poils et de produits de soin pour la peau afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'appareil ou toute brûlure cutanée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, ni appliqué sur la peau d'enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil.

Ces appareils ne doivent pas être utilisés sur des enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement sans surveillance

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Pour une partie de la construction de classe III alimentée par un bloc d'alimentation détachable, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité fournie.

AVERTISSEMENT. Risque de lésions oculaires (pouvant entraîner une perte de la vision) ou cutanées si les instructions ne sont pas respectées. Lisez et suivez les instructions.

AVERTISSEMENT. Une application prolongée ou répétée sur une même zone peut endommager la peau.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires. Protégez les yeux de toute exposition. N'utilisez pas l'appareil sur les paupières ou à proximité des yeux.

AVERTISSEMENT. Ne contournez pas les mécanismes de sécurité intégrés à l'appareil.

AVERTISSEMENT. Si vous prenez des médicaments photosensibilisants ou des remèdes à base de plantes, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil, car son utilisation pourrait endommager votre peau.

N'utilisez pas l'appareil sur des zones où l'intégrité de la peau est compromise (par exemple, en présence de brûlures, de lésions, de cloques, de cicatrices, de coupures, de plaies ouvertes, d'une affection cutanée active, d'un bronzage ou d'un coup de soleil récent et/ou d'une infection).

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de troubles médicaux. Il convient de consulter un médecin pour traiter, par exemple, les grains de beauté, les éruptions cutanées, les démangeaisons, les mycoses ou infections cutanées, les bosses ou les acrochordons.

Pour les utilisateurs ayant des teints et des couleurs de cheveux différents, veuillez vous reporter au tableau des teints et des couleurs de cheveux figurant dans ce manuel.

Évitez toute utilisation excessive, notamment les passages répétés, l'accumulation d'impulsions et/ou l'augmentation de la fréquence d'utilisation.

Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles sur l'optique d'émission ou le boîtier de l'appareil. En cas de dommage, n'utilisez pas cet appareil.

Pour savoir comment tester la réaction cutanée avant un traitement/une utilisation sur toute la zone, veuillez vous reporter au chapitre suivant : Test cutané.

Avant utilisation, préparez la peau, par exemple en nettoyant les poils et en retirant le maquillage, les bijoux et les piercings.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au chapitre suivant : Instructions relatives au fonctionnement, à la désinfection, au nettoyage, à l'entretien et au stockage de l'appareil.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions. Si vous avez encore des questions ou des incertitudes, veuillez d'abord consulter un médecin.


Précautions à prendre




Les personnes dont la peau est naturellement foncée ne doivent pas utiliser cet appareil



Évitez toute exposition excessive au soleil avant l'épilation




Rasez les poils avant d'utiliser cet appareil (n'utilisez pas de méthodes d'épilation chimique)




Commencez toujours par L1 pour la première utilisation



N'utilisez pas cet appareil dans des environnements sombres



Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'appareil.



N'utilisez pas cet appareil à la lumière directe du soleil







Protégez l'appareil contre les chocs ou les secousses graves

Présentation du produit

Cet appareil transforme l'expérience standard grâce à son système de refroidissement intégré, qui apaise instantanément la chaleur et minimise les irritations cutanées tout en éliminant les poils. Sa vitesse de flash plus rapide permet également de vous épiler plus rapidement et plus facilement.


Avant d'utiliser cet appareil, rasez la zone cible (n'utilisez pas de méthodes d'épilation chimique). L'appareil utilise une lumière pulsée intense qui pénètre sous la peau. La lumière chauffe doucement le follicule pour modifier sa structure et arrêter la pousse des poils à la source. Les poils tombent naturellement et les résultats sont durables.

Composants




- 1 Ouverture
- 2 Indicateur du capteur de teinte de peau
- 3 Sortie d'air
- 4 Indicateur du capteur
- 5 Affichage du mode
- 6 Bouton Flash
- 7 Port d'alimentation CC
- 8 Bouton de changement de mode
- 9 Bouton d'alimentation/bouton d'intensité
(bouton d'alimentation/d'intensité)

**Les accessoires sont présentés ci-dessous :
adaptateur, rasoir, lunettes, pochette de
rangement**



Adaptateur



Rasoir




Lunettes



**Pochette de
rangement**

Indicateurs et modes



- 1 « | » Indicateur du capteur : il reste éteint lorsque les conditions de flash ne sont pas remplies et reste allumé lorsque les conditions sont remplies.
- 2 « FACE » Indicateur de mode pour le visage : il s'agit du mode par défaut affiché lorsque l'appareil est allumé.
« BODY » Indicateur de mode pour le corps.
« VIO » Indicateur de mode pour le maillot.
- 3 « ☉ » Indicateur de détection intelligente de la teinte de peau : la détection intelligente de la teinte de peau est activée par défaut après la mise sous tension de l'appareil. Lorsque l'ouverture est placée à la verticale contre la peau, l'appareil détermine automatiquement l'intensité lumineuse nécessaire grâce à la fonction de détection intelligente de la teinte de peau et l'indicateur d'intensité s'allume. Lorsque l'appareil est éloigné de la peau, tous les indicateurs d'intensité s'éteignent.
- 4 « ||||| » Indicateur d'intensité : 5 niveaux d'intensité sont disponibles. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation/d'intensité pour passer en mode de détection automatique de la teinte de peau et régler manuellement l'intensité dans l'ordre suivant : détection automatique de la teinte de peau - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - détection automatique de la teinte de peau...
- 5 « ⚡ » Indicateur de mode de flash continu. Le mode de flash par défaut est un flash unique après la mise sous tension de l'appareil. Appuyez sur le bouton Flash et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode de flash continu. Cet indicateur s'allume. En mode de flash continu, appuyez de nouveau sur le bouton Flash et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode de flash simple.

Remarque : L'appareil passe automatiquement en mode flash manuel si aucun contact cutané n'est détecté pendant 30 secondes.

Mode d'emploi

Avant d'utiliser l'appareil



Nettoyez soigneusement la zone de traitement. Assurez-vous que la peau est exempte de poils et de résidus d'huile.

Vérifiez l'ouverture de l'appareil. Assurez-vous qu'il est exempt de poussière, de poils ou d'autres débris et qu'il n'est ni endommagé ni fissuré.

Réglages du niveau d'intensité

Ce produit est conçu pour l'épilation avec 5 niveaux d'intensité disponibles. Vous pouvez vous reporter à la carte de comparaison des teintes de peau pour sélectionner le niveau d'intensité approprié.

Remarque :

1. Placez la carte de comparaison des teintes de peau contre votre peau et sélectionnez le niveau d'intensité approprié en fonction de la teinte de votre peau et de la couleur de vos poils.
2. Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant l'utilisation, diminuez le niveau d'intensité. Les personnes dont la peau est plus foncée absorbent plus de lumière et il est recommandé d'utiliser des niveaux d'intensité plus faibles. En utilisation normale, la lumière ne doit produire qu'une légère sensation de chaleur sur la peau, et non une douleur.
3. Conservez cette carte en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Tableau des teintes de peau et des couleurs de poils

Teinte de peau / Couleur des poils	●	●	●	●	●	●
Blanc/gris	X	X	X	X	X	X
Blond clair	X	X	X	X	X	X
Roux	X	X	X	X	X	X
Blond foncé/ châtain clair	✓	✓	✓	✓	X	X
Châtain	✓	✓	✓	✓	X	X
Châtain foncé	✓	✓	✓	✓	X	X
Brun	✓	✓	✓	✓	X	X

(Remarque : ✓ signifie « adapté », X signifie « non adapté »)

Remarque : assurez-vous que votre carnation est adaptée à l'utilisation de cet appareil. Pour vérifier si c'est le cas, consultez la carte de comparaison des teintes de peau. Les réactions cutanées peuvent varier lorsque les séances sont effectuées à des moments différents et dans des conditions différentes.

Test cutané

Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil ou si vous avez un bronzage récent, effectuez d'abord un test cutané. Cela permet de vérifier la réaction de votre peau et de définir le bon niveau d'intensité.

1. Sélectionnez une petite partie de la zone de traitement.

Remarque : ne testez pas sur des zones sensibles ou osseuses telles que les chevilles.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde, puis sélectionnez le niveau d'intensité L1.

3. Placez l'appareil verticalement contre la peau, avec l'ouverture appuyée sur la peau.

4. Appuyez sur le bouton Flash pour émettre un flash.

5. Maintenez l'appareil en contact avec la peau et passez à la zone de test suivante.

6. Augmentez progressivement le niveau d'intensité, en permettant à l'appareil d'émettre un flash chaque fois que vous passez à un niveau supérieur, puis passez à la zone suivante. Répétez cette opération pour tous les niveaux d'intensité recommandés pour votre type de peau.

7. Observez l'état de la peau deux heures après le test cutané. Si aucun symptôme anormal tel qu'une rougeur, un gonflement ou des cloques n'est observé dans la zone de test, vous pouvez continuer à utiliser cet appareil.

Guide d'épilation pour différentes zones

1. Aisselles

- Avant l'épilation, nettoyez les aisselles pour éliminer tout résidu de déodorants antitranspirants, de parfums, de crèmes ou d'autres produits cosmétiques.
- La peau des aisselles peut être distendue. Pour les zones où la peau est distendue, tendez la peau avec vos doigts avant l'épilation.
- Une légère sensation de chaleur est normale pendant le flash.

2. Maillot

- La peau de cette zone est sensible. Pour les zones plus foncées ou très pigmentées, commencez par L1 et laissez la peau s'adapter progressivement.
- Pour les zones où la peau est distendue, tendez la peau avec vos doigts avant l'épilation.
- Une légère sensation de chaleur est normale pendant le flash.

3. Mains et pieds

- Pour les mains et les pieds, lorsque les os sont plus proches de la surface et que la peau peut être irrégulière (par exemple, autour des articulations), vous pouvez ressentir plus de douleur pendant le traitement.

Avant d'utiliser l'appareil

1. Vérification préalable de la peau

Assurez-vous que la zone à traiter ne présente pas de peau lésée, de coup de soleil sévère, de rougeurs ou d'éruptions cutanées.

Évitez si vous avez récemment effectué des procédures très irritantes (comme le laser ou des peelings chimiques) sur la même zone.

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, photosensible, ou si vous prenez des médicaments photosensibilisants.



2. Rasage préalable

Utilisez un rasoir pour raser la zone cible à ras de peau.


Évitez l'épilation à la cire ou la pince à épiler, car cela peut empêcher l'énergie lumineuse d'atteindre efficacement la racine du poil.



3. Nettoyage et séchage

Nettoyez la fenêtre d'émission de lumière avec de l'eau propre ou des produits de nettoyage doux.


Séchez-la complètement pour qu'elle reste sèche, sans huile et sans obstruction.



4. Connexion à l'alimentation

Branchez l'adaptateur sur une prise électrique et connectez-le au port DC de l'appareil.

Placez l'appareil dans un endroit ventilé et sec, loin de sources d'eau.



Utilisation de l'appareil

1. Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation/intensité et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer l'appareil.

Paramètres par défaut après la mise sous tension :


- Mode VISAGE
- Mode de Détection Automatique du Phototype (l'icône ☼ s'allume)
- Fonction de refroidissement activée



2. Choisissez votre mode (VISAGE / CORPS / ZONE INTIME)

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour alterner entre les trois modes suivants :

- Mode VISAGE : Convient pour les zones à poils doux et fins comme le visage, la lèvre supérieure et les doigts.
- Mode CORPS : Convient pour les grandes zones corporelles comme les bras, les mollets et les aisselles.
- Mode ZONE INTIME : Convient pour les zones intimes et sensibles comme la ligne du bikini.



Remarque : Commencez d'abord par les modes VISAGE ou CORPS. N'utilisez le mode ZONE INTIME qu'après vous être familiarisé(e) avec l'appareil.

3. Pré-refroidissement

- La zone d'émission de lumière se refroidit automatiquement après la mise sous tension.
- Attendez 10 à 20 secondes, puis touchez-la délicatement avec le dos de la main pour confirmer une sensation de froid notable. Cela assure un traitement plus confortable.



4. Portez les lunettes de protection

Ne regardez JAMAIS directement l'éclair pendant l'utilisation. Les lunettes de protection doivent être portées en permanence.



5. Reconnaissance intelligente du teint (🔄)

L'appareil démarre par défaut dans ce mode. L'icône 🔄 s'allume et aucun niveau d'intensité n'est affiché.

Appliquez fermement la fenêtre de traitement contre la peau. Une fois le teint reconnu, le niveau d'intensité recommandé (1 à 5) s'affiche automatiquement. Appuyez sur le bouton de flash pour procéder au traitement.

Lorsque vous éloignez l'appareil de la peau, seule l'icône 🔄 reste allumée, indiquant que l'appareil est toujours en mode de reconnaissance intelligente du teint.



6. Sélection du niveau d'intensité

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Intensité pour passer du mode automatique au mode manuel. Le niveau actuel (1 à 5) s'affiche.

Les niveaux défilent dans l'ordre suivant : Automatique → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Automatique → ...

Il est recommandé de commencer par un niveau faible, puis d'augmenter progressivement selon votre tolérance.


Pour revenir au mode de reconnaissance intelligente du teint, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le bouton jusqu'à ce que l'icône (🔄) réapparaisse.




7. Mode flash manuel et mode flash continu


Mode flash manuel

- Placez verticalement et fermement la fenêtre de traitement sur la zone à traiter — la barre lumineuse du capteur s'allume.
- Appuyez brièvement sur le bouton de flash : l'appareil émet une série complète de flashes à l'emplacement actuel.
- Visage / Zones intimes : Chaque pression déclenche 2 flashes successifs. Attendez l'arrêt complet des flashes avant de déplacer l'appareil.
- Corps : Chaque pression déclenche 4 flashes successifs.



Mode flash continu

- Placez verticalement et fermement la fenêtre de traitement sur la zone à traiter. Maintenez le bouton de flash enfoncé pendant environ 2 secondes — l'icône  s'allume, indiquant l'activation du mode flash continu.
 - Visage / Zones intimes : À chaque contact avec la peau, l'appareil émet automatiquement 2 flashes successifs.
 - Corps : À chaque contact avec la peau, l'appareil émet automatiquement 4 flashes successifs.
- Pour quitter ce mode, maintenez à nouveau le bouton de flash enfoncé pendant environ 2 secondes.
- Si aucun contact avec la peau n'est détecté pendant 30 secondes, l'appareil quitte automatiquement ce mode.



Contre-indications

1. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes pendant les menstruations et les personnes présentant des cicatrices sur la peau, du diabète, une peau sensible ou une photosensibilité ne doivent pas utiliser cet appareil.
2. Les personnes souffrant d'une cardiopathie sévère, d'une hypertension sévère, de tumeurs malignes, de folliculite, de maladies cutanées infectieuses, de brûlures cutanées ou de troubles de la coagulation sanguine ne doivent pas utiliser cet appareil.
3. Les personnes ayant des antécédents de troubles du métabolisme du collagène (notamment des cicatrices et une mauvaise cicatrisation des plaies) ne doivent pas utiliser cet appareil.
4. Les personnes ne doivent pas utiliser cet appareil sur des zones présentant des maladies vasculaires telles que les varices et la télangiectasie.
5. Les personnes ayant une peau photosensible ou sujettes aux éruptions cutanées ou à une gêne cutanée ne doivent pas utiliser cet appareil.
6. Les personnes ne doivent pas utiliser cet appareil sur des zones présentant une infection, un herpès simplex, des lésions cutanées ou un hématome.

7. Les personnes souffrant de maladies liées à la suppression immunitaire (y compris infection par le VIH, lupus érythémateux et porphyrie) ne doivent pas utiliser cet appareil.

8. Les personnes souffrant de troubles hémorragiques, ou celles qui utilisent de l'isotrétinoïne topique, des acides alpha-hydroxylés (AHA), des acides bêta-hydroxylés (BHA) ou de l'acide azélaïque ne doivent pas utiliser cet appareil.

9. Les personnes ayant utilisé des méthodes de dépilation dans les 30 jours, ou ayant récemment utilisé des produits blanchissants ou des cosmétiques contenant de la vitamine A doivent utiliser cet appareil avec précaution.

10. N'utilisez pas cet appareil avec des huiles essentielles volatiles. Assurez-vous que la peau de la zone de traitement est propre, sèche et exempte de crème, de lubrifiant ou d'autres produits cosmétiques. Si la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'efficacité du produit ou même endommager l'appareil.

11. Les personnes prenant des médicaments tels que l'aspirine, les immunosuppresseurs ou l'isotrétinoïne ne doivent pas utiliser cet appareil. Les personnes ayant récemment pris des médicaments photosensibles tels que la tétracycline ou les sulfamides ne doivent pas utiliser cet appareil.

12. Les personnes ayant des coups de soleil doivent attendre la guérison complète de la peau endommagée avant d'utiliser cet appareil. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des zones sensibles telles que les muqueuses.

13. N'utilisez pas cet appareil sur une peau présentant des plaies non cicatrisées. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes dont la pousse excessive des poils est causée par l'hirsutisme ou d'autres problèmes médicaux.

14. Les analgésiques peuvent rendre votre peau moins sensible à la chaleur.

Utilisez cet appareil avec prudence avant que l'effet du médicament ne s'estompe.

15. Si la couleur de votre peau ou de vos poils n'est pas adaptée à ce produit, ne l'utilisez pas. (Consultez un médecin avant utilisation si nécessaire.)

Zones interdites

1. Intérieur de la bouche, parties intimes , muqueuses	8. Sourcils et cheveux
2. Zones ayant subi une chirurgie plastique ou d'autres interventions chirurgicales	9. Oreilles
3. Globes oculaires, paupières et zones autour des yeux	10. Mamelons et aréoles
4. Pomme d'Adam	11. À l'intérieur du nombril
5. Tête	12. Zones avec de grandes veines
6. Zones présentant de l'acné ou des boutons	13. Zones avec des tatouages ou du maquillage permanent
7. Zones avec des taches brunes ou des grains de beauté	

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive. Consultez un médecin si vous avez des doutes sur la zone spécifique à traiter.

Étapes de soin

Fréquence de traitement

Semaine 1 à 4 : 2 à 3 traitements par semaine.

Semaine 5 à 8 : 1 à 2 traitements par semaine.

Après la semaine 8 : 1 traitement par mois ou 1 traitement toutes les deux semaines.

Remarque : réglez la fréquence de traitement en fonction de la pousse de vos poils. Pour les poils plus épais, vous devrez peut-être augmenter le niveau d'intensité et la fréquence des séances. Cela varie selon les individus.

Après avoir utilisé l'appareil

1. Évitez tout contact avec de l'eau dans les 6 heures qui suivent l'épilation. Au bout de 6 heures, vous pouvez utiliser une lotion rafraîchissante pour humidifier la zone traitée.

- Après l'épilation, n'utilisez pas de parfum, de masque facial ou de produits cosmétiques contenant des particules exfoliantes sur la zone de traitement.
- Évitez l'exposition aux UV dans les 48 heures qui suivent l'épilation.
- Les séances d'autobronzage sont interdites parallèlement à vos séances d'épilation.
- Si vous prévoyez de subir une opération de chirurgie plastique sur les zones de traitement après l'épilation, veuillez consulter votre médecin.

Effets indésirables et méthodes de traitement


Réaction indésirable	Description	Méthode de traitement
Peau sèche ou irritée	L'épilation élimine légèrement l'huile et la transpiration de la surface de la peau.	La sensation désagréable disparaîtra en 1 jour. Pour un soulagement rapide, vous pouvez appliquer une crème hydratante douce et non irritante.
Douleur	Le niveau de douleur varie d'une personne à l'autre et est lié à la tolérance cutanée, au niveau d'intensité utilisé et à la zone à traiter (par exemple, les zones osseuses sont plus sensibles).	Diminuez l'intensité de 1 à 2 niveaux et réessayez. Si la douleur persiste, il est recommandé d'arrêter d'utiliser l'appareil et d'attendre que la peau se rétablisse avant de réessayer.
Légère rougeur ou sensation de brûlure	Il s'agit d'une réaction cutanée normale après une exposition à la lumière.	Aucun traitement spécial n'est nécessaire. Les rougeurs ou sensations de brûlure disparaîtront au fil du temps. Vous pouvez également appliquer un gel réfrigérant ou une compresse froide.
Poils brûlés	Les poils ne sont pas soigneusement rasés avant l'épilation. Les poils restants chauffent sous la lumière, ce qui produit une légère odeur de brûlé.	Avant la prochaine utilisation, rasez soigneusement la zone à épiler avec un rasoir.

Nettoyage et entretien

Pour garantir des performances optimales du produit et prolonger sa durée de vie, nettoyez l'appareil avant et après chaque séance d'épilation afin d'éviter l'accumulation de poils et de poussière. Un nettoyage insuffisant peut affecter l'efficacité de l'épilation et même raccourcir la durée de vie de l'appareil.



Vérifiez l'ouverture et les composants de l'appareil pour vous assurer qu'ils sont propres. Ne rincez pas l'appareil et les accessoires sous l'eau courante. N'utilisez pas de paille de fer, de produits de nettoyage abrasifs (tels que du dentifrice) ou de liquides corrosifs (tels que de l'essence, de l'huile moteur et de l'acétone) pour nettoyer l'appareil.




Mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et attendez que l'appareil refroidisse complètement. L'ouverture devient chaude pendant l'utilisation. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.

Humidifiez un chiffon doux avec quelques gouttes d'eau, puis utilisez-le pour nettoyer les pièces suivantes : * Saphir de l'ouverture * Zone autour de l'ouverture

Caractéristiques du produit

Nom du produit	Hair Removal Device
Modèle	R3C16-G Pro
Dimensions du produit	7,28x2,56x1,77 pouces
Poids net	Environ 0,705 livre
Contenu de la boîte	Appareil d'épilation × 1, manuel d'utilisation × 1, adaptateur × 1, lunettes × 1, rasoir × 1, pochette de rangement × 1
Entrée nominale de l'adaptateur	100-240V~ 50Hz/60Hz,1.5A Max
Tension/courant de sortie	24 V  3 A
Puissance nominale	72 W
Température de fonctionnement	41°F~86°F (5°C~30°C)
Niveaux d'intensité	5 niveaux
Longueur d'onde du filtre principal	510 nm-1 200 nm
Lieu de fabrication	Chine

Effets secondaires possibles

Lors de l'utilisation de l'appareil d'épilation conformément aux instructions d'utilisation, les effets secondaires sont peu fréquents. Cependant, tout procédé esthétique — y compris l'emploi d'appareils à usage domestique — peut entraîner un certain degré d'effets secondaires. Si l'une des conditions suivantes (cf. Tableau des effets secondaires ci-après) se présente et persiste plus de 24 heures, il est recommandé de consulter votre médecin ou dermatologue.

Tableau des effets secondaires:

Degré des effets secondaires	Effets secondaires
Effets secondaires mineurs	Irritation Érythème Sensibilité au soleil
Effets secondaires rares	Brûlures Cicatrices Modifications pigmentaires Érythème excessif Enflure
Effet secondaire extrêmement rare	Infection Contusion

Entretien et stockage

Nettoyage

- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil d'épilation avant tout nettoyage.
- Il est recommandé de nettoyer la fenêtre de traitement avant et après chaque séance, en utilisant un chiffon sec et propre pour essuyer délicatement. REMARQUE: Si les saletés sont difficiles à éliminer, vous pouvez tremper un coton-tige ou un chiffon propre dans de l'alcool médical à 75% pour nettoyer.
- Gardez l'appareil d'épilation sec. Ne plongez jamais l'appareil ni aucune de ses parties dans l'eau, cela risquerait d'entraîner une électrocution.
- N'utilisez pas de laine d'acier, de produits de nettoyage abrasifs (pâte dentifrice, etc.) ni de liquides corrosifs (essence, huile moteur, acétone, etc.) pour nettoyer le produit. REMARQUE: Une fois le nettoyage terminé, effectuez une inspection visuelle pour vérifier s'il reste des saletés résiduelles. Si l'appareil ne semble pas propre visuellement, répétez les étapes de nettoyage ci-dessus.

Storage

- To avoid breakage or missing device and its accessories, please store Hair Removal Device and its accessories in the gift box after each use.
- Clean the device before you store it and store in a safe and protective place, otherwise, it may affect the product function.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec l'appareil d'épilation, veuillez vous référer aux informations ci-dessous pour tenter de le résoudre:

Problème	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché à l'appareil et dans la prise électrique.
L'appareil ne émet pas de lumière	1) Vérifiez que la fenêtre de traitement est en contact complet avec la peau. Le bouton de flash ne s'active que lorsque l'appareil est en contact total avec la peau. 2) Lorsque le tube de lampe a atteint sa durée de vie, l'appareil ne émettra plus de lumière.
Sensation de surchauffe et de douleur pendant l'épilation	1) Rasez et nettoyez les poils de la zone à traiter avant utilisation. 2) Choisissez un niveau d'énergie confortable pour vous. 3) NE TRAITEZ PAS la même zone de manière répétée en une seule fois.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré ces étapes, veuillez contacter le service après-vente.

Élimination















NE PAS jeter l'appareil d'épilation avec les déchets ménagers ordinaires à la fin de sa durée de vie. Vous devez le remettre dans un point de collecte officiel de recyclage (contactez les services municipaux locaux pour obtenir des informations sur le recyclage). Cette démarche contribue à la préservation de l'environnement.

Garantie

La période de garantie de l'appareil d'épilation est de 2 ans à compter de la date d'achat. En cas de problème durant la période de garantie, veuillez contacter l'agence locale ou le service après-vente, qui procédera à la réparation conformément aux clauses de garantie applicables.

Si un réparateur a besoin d'informations supplémentaires (schémas électriques, liste des pièces, description du produit) pour effectuer des réparations par un personnel technique qualifié, merci de nous contacter.

Symboles

Symbol	Signification
	Code de lot
	Fabricant
	Date de fabrication
	Partie appliquée de type BF
	Symbole d'avertissement général
	Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)
	Se référer au manuel d'instructions / notice
	Cette face vers le haut
	Garder au sec
	Fragile, manipuler avec précaution
	Rayonnement optique
	Porter des lunettes de protection

CE Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://global.dreametech.com>

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par l'État ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

Advertencia

Lea atentamente este manual.
Un funcionamiento incorrecto puede provocar lesiones a personas o daños materiales.



Descripción de la señal de advertencia: no utilice este dispositivo mientras se baña o se ducha.

No utilice este dispositivo cerca de bañeras, fregaderos u otros recipientes llenos de agua. Guarde el dispositivo y el adaptador de corriente en un lugar seco.

Si el dispositivo está dañado, no toque los componentes internos para evitar descargas eléctricas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, el centro de servicio autorizado o un profesional cualificado para evitar situaciones de peligro.

No utilice adaptadores no oficiales y no coloque este dispositivo de forma incorrecta.

No utilice este dispositivo cerca de los ojos para evitar lesiones oculares.

Utilice siempre las gafas cuando utilice el dispositivo.

Para eliminar el vello de la espalda, se recomienda que alguien le ayude para evitar riesgos.

Ajuste la intensidad de energía de acuerdo con el tono de piel y el estado de cada parte del cuerpo. Cada vez que depile una zona nueva, empiece siempre por el nivel 1.

No hay datos disponibles sobre el uso del dispositivo en niños menores de 15 años. Mantenga el dispositivo alejado de ellos. Use el dispositivo a una distancia segura de los niños.

No aplique antitranspirantes inmediatamente después de tratar las axilas.

Compruebe y limpie regularmente la abertura para evitar quemaduras en la piel o fallos de funcionamiento del dispositivo.

Mantenga la abertura alejada de objetos que se desmagnetizan fácilmente para evitar la desmagnetización o el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No utilice el dispositivo si los orificios de ventilación están bloqueados para evitar incendios.

No dirija el pulso hacia objetos negros para evitar un funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No utilice el dispositivo sobre ropa o zonas no diseñadas para el tratamiento, para evitar que la ropa se decolore, se dañe el material o se queme.

No utilice el dispositivo en mascotas para evitar quemaduras en la piel, quemaduras en el pelaje o respuestas al estrés.

Una vez encendido el dispositivo, si el ventilador incorporado no funciona (no oye el sonido de funcionamiento del ventilador), no utilice el dispositivo para evitar que humee o se incendie.

Limpie regularmente los restos de vello y productos para el cuidado de la piel del dispositivo para evitar fallos de funcionamiento o quemaduras en la piel.

Este aparato no debe ser utilizado por niños ni debe aplicarse sobre la piel de los niños. Este aparato no es un juguete.

Estos aparatos no deben utilizarse en niños. Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

Este aparato lo pueden utilizar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, si se les supervisa y se les ha instruido en el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva.

En lo que respecta a las piezas de construcción de clase III alimentadas por una unidad de fuente de alimentación desmontable, el aparato solo debe utilizarse con la unidad proporcionada.

ADVERTENCIA Existe el riesgo de sufrir una lesión ocular (que puede provocar pérdida de visión) o lesión cutánea si no se siguen las instrucciones. Lea y siga las instrucciones.

ADVERTENCIA La piel puede sufrir daños si recibe una aplicación superficial prolongada o repetida en un mismo punto.

El uso inadecuado puede provocar daños oculares. Proteger el ojo de la exposición. No utilice el aparato sobre los párpados ni cerca del ojo.

ADVERTENCIA No anule los mecanismos de seguridad integrados en el dispositivo.

ADVERTENCIA Si está tomando un medicamento fotosensibilizante o un remedio a base de hierbas, consulte a su médico antes de aplicar el aparato, ya que su uso puede dañar la piel.

No utilice el aparato en zonas donde la integridad de la piel esté dañada (por ejemplo, en presencia de quemaduras, lesiones, ampollas, cicatrices, cortes, heridas abiertas, enfermedades cutáneas activas, bronceado reciente o quemaduras solares y/o infección).

Este aparato no está diseñado para el tratamiento de afecciones médicas. Se debe consultar con un médico para tratar, por ejemplo, lunares, sarpullido, picazón en la piel, hongos o infecciones en la piel, protuberancias en la piel o marcas en la piel.

Los usuarios que tengan tonos de piel y colores de cabello diferentes deben consultar la Tabla de tonos de piel y colores de cabello incluida en este manual.

Evite el uso excesivo, lo que incluye pasadas excesivas, acumulación de pulsos y/o mayor frecuencia de uso.

Compruebe que no haya daños visibles en la óptica de emisión ni en la carcasa del aparato. Si hay daños, no utilice este aparato.

Para obtener instrucciones sobre cómo probar la reacción de la piel antes del tratamiento/uso en toda el área, consulte el siguiente capítulo: Prueba de la piel.

Antes de usar el aparato, prepare la piel. Por ejemplo, limpie el cabello y quite el maquillaje, las joyas y los piercings.

Para otra información importante, consulte el siguiente capítulo: Instrucciones sobre el funcionamiento, la desinfección, la limpieza, el mantenimiento y el almacenamiento del dispositivo.

Antes de usar el aparato, lea detenidamente el manual de instrucciones. Si sigue teniendo preguntas o dudas, consulte primero a un médico para solicitarle consejo.

Precauciones




Las personas con piel naturalmente oscura no deben utilizar este dispositivo



Evite una exposición excesiva al sol antes de la depilación



Afeite el vello antes de utilizar este dispositivo (no utilice métodos químicos para eliminar el vello)




Cada vez que depile una zona nueva, empiece siempre por el nivel 1



No utilice este dispositivo en entornos oscuros



Utilice siempre gafas protectoras durante el uso del dispositivo



No utilice este dispositivo bajo la luz solar directa







Proteja el dispositivo de golpes o sacudidas graves

Descripción general del producto

Este dispositivo ofrece una mejor experiencia gracias a su sistema de enfriamiento integrado, que suaviza al instante el calor y minimiza la irritación de la piel al eliminar el vello. Su velocidad de emisión de pulsos más rápida también facilita la depilación.

Antes de utilizar este dispositivo, afeite la zona que va a tratar (no utilice métodos químicos para eliminar el vello). El dispositivo utiliza luz pulsada intensa (IPL) que penetra la piel. La luz calienta suavemente el folículo para cambiar su estructura y detener el crecimiento del vello. Esto provoca que el vello se caiga de forma natural para obtener unos resultados duraderos.

Componentes




- ① Apertura
- ② Indicador del sensor de tono de piel
- ③ Salida de aire
- ④ Indicador del sensor
- ⑤ Modo de visualización
- ⑥ Botón de pulso
- ⑦ Puerto de alimentación de corriente continua
- ⑧ Botón de cambio de modo
- ⑨ Botón de encendido e interruptor de intensidad (botón de encendido/intensidad)

A continuación se muestran los accesorios siguientes: adaptador, cuchilla, gafas y bolsa de almacenamiento



Adaptador



Cuchilla




Gafas



Bolsa de almacenamiento

Indicadores y modos



- 1 " | " Indicador del sensor: permanece apagado cuando no se cumplen las condiciones de pulso y permanece encendido cuando se cumplen dichas condiciones.
- 2 " FACE " Indicador de modo facial: este es el modo predeterminado que se muestra al encender el dispositivo.
" BODY " Indicador de modo cuerpo
" VIO " Indicador de modo bikini.
- 3 " ☺ " Indicador de detección inteligente del tono de piel: la detección inteligente del tono de piel se activa de forma predeterminada después de encender el dispositivo. Cuando la abertura se coloca verticalmente contra la piel, el dispositivo determina automáticamente la intensidad de luz adecuada a través de la función de detección del tono de piel y el indicador de intensidad se ilumina. Cuando el dispositivo se separe de la piel, se apagarán todos los indicadores de intensidad.
- 4 " ||||| " Indicador de intensidad: hay disponibles 5 niveles de intensidad. Después de encender el dispositivo, pulse el botón de encendido/intensidad para cambiar entre el modo de detección automática del tono de piel y los ajustes de intensidad manuales en el siguiente orden: detección automática del tono de piel - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - detección automática del tono de piel...
- 5 " ⚡ " Indicador de modo de pulso continuo. El modo de pulso predeterminado es un pulso único después de encender el dispositivo. Mantenga pulsado el botón de pulso durante 2 segundos para cambiar al modo de pulso continuo y este indicador se iluminará. En el modo de pulso continuo, mantenga pulsado el botón de pulso durante 2 segundos de nuevo para cambiar al modo de pulso único.

Nota: El dispositivo cambiará automáticamente al modo flash manual si no se detecta contacto con la piel durante 30 segundos.

Instrucciones de uso

Antes de utilizar el dispositivo



Limpié a fondo la zona de tratamiento. Asegúrese de que la piel no tenga vello ni restos de aceite.

Compruebe la apertura del dispositivo. Asegúrese de que no tenga polvo, vello u otros residuos, así como tampoco daños o grietas.

Ajustes del nivel de intensidad

Este producto está diseñado para la eliminación del vello humano con 5 niveles de intensidad disponibles. Puede consultar la tarjeta de comparación de tonos de piel para seleccionar el nivel de intensidad adecuado.

Nota:

1. Consulte la tarjeta de comparación del tono de piel y seleccione el nivel de intensidad adecuado en función de su tono de piel y color del vello.
2. Si siente dolor o molestias durante el uso, reduzca el nivel de intensidad. Las personas con tonos de piel más oscuros absorben más luz, por lo que se recomienda utilizar niveles más bajos. Durante el uso normal, la luz solo debe producir una ligera sensación de calor en la piel, no dolor.
3. Guarde esta tarjeta en un lugar seguro para futuras consultas.

Tabla de tono de piel y color del vello

Tono de piel \ Color del vello	Blanco	Blanco claro	Blanco medio	Blanco oscuro	Blanco muy oscuro	Blanco negro
Blanco/gris	X	X	X	X	X	X
Rubio claro	X	X	X	X	X	X
Rojo	X	X	X	X	X	X
Rubio oscuro/ castaño claro	✓	✓	✓	✓	X	X
Castaño	✓	✓	✓	✓	X	X
Castaño oscuro	✓	✓	✓	✓	X	X
Negro	✓	✓	✓	✓	X	X

(Nota: ✓ significa adecuado, X significa no adecuado)

Nota: asegúrese de que su tipo de piel es adecuado para utilizar este dispositivo y consulte la tarjeta de comparación de tonos de piel para verificarlo. Las reacciones cutáneas pueden variar cuando los tratamientos se realizan en diferentes momentos y en diferentes entornos.

Prueba cutánea

Si es la primera vez que utiliza el dispositivo o si tiene un bronceado reciente, realice primero una prueba cutánea. Así podrá comprobar cómo reacciona su piel y le ayudará a establecer el nivel de intensidad adecuado.

1. Seleccione un área pequeña dentro de la zona de tratamiento.
Nota: no realice la prueba en zonas sensibles o huesudas, como los tobillos.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1 segundo y seleccione el nivel de intensidad 1.
3. Coloque el dispositivo verticalmente con la abertura presionada sobre la piel.
4. Pulse el botón de emisión de pulsos para emitir un pulso.
5. Mantenga el dispositivo en contacto con la piel y pase a la siguiente zona de prueba.
6. Aumente gradualmente el nivel de intensidad: permita que el dispositivo emita un pulso cada vez que cambie a un nivel superior y, a continuación, pase a la siguiente zona. Repita esta operación para todos los niveles de intensidad recomendados para su tipo de piel.
7. Observe el estado de la piel dos horas después de la prueba cutánea. Si no se observan síntomas anormales como enrojecimiento, hinchazón o ampollas en el área de la prueba, puede proceder a usar este dispositivo.

Guía de depilación según la zona

1. Axilas
 - Antes de la depilación, limpie las axilas para eliminar cualquier residuo de antitranspirantes, perfumes, cremas u otros productos cosméticos.
 - La piel de la zona de las axilas puede estar flácida. Para zonas con piel flácida, estírela con los dedos para aplanarla antes de la depilación.
 - Es normal que se produzca una ligera sensación de calor durante el pulso.
2. Línea del bikini
 - La piel de esta zona es sensible. Para las zonas más oscuras o con mucha pigmentación, comience en el nivel 1 y deje que la piel se adapte gradualmente.
 - Para zonas con piel flácida, estírela con los dedos para aplanarla antes de la depilación.
 - Es normal que se produzca una ligera sensación de calor durante el pulso.
3. Manos y pies
 - En el caso de las manos y los pies, donde los huesos están más cerca de la superficie y la piel puede ser desigual (por ejemplo, alrededor de las articulaciones), es posible que sienta más dolor durante el tratamiento.

Antes de usar el dispositivo


1. Verificación de la piel previa al uso

Asegúrese de que la zona a tratar no presente heridas abiertas, quemaduras solares graves, enrojecimiento o erupciones cutáneas. Evite el uso si recientemente se han realizado procedimientos altamente irritantes (como láser o peeling químico) en la misma zona. Consulte a su médico si está embarazada, es fotosensible o utiliza medicamentos fotosensibilizantes.




2. Afeitado previo

Utilice una maquinilla de afeitar para raspar el vello de la zona objetivo hasta nivel de la piel. Evite la depilación con cera o pinzas, ya que esto puede impedir que la energía lumínica alcance eficazmente la raíz del vello.




3. Limpieza y secado

Limpie la zona de tratamiento con agua limpia o productos de limpieza suaves. Séquela completamente para mantenerla seca, libre de grasa y sin obstrucciones.



4. Conexión a la fuente de alimentación

Conecte el adaptador a un enchufe eléctrico y luego al puerto DC del dispositivo. Colóquelo en un área ventilada y seca, alejada de fuentes de agua.



050

Instrucciones de uso

1. Encendido

Mantenga presionado el botón Encendido/Intensidad durante aproximadamente 1 segundo para encender el dispositivo.

Configuración predeterminada tras el encendido:

- Modo FACIAL
- Modo de reconocimiento inteligente del tono de piel (se ilumina ☺)
- Función de enfriamiento activada



2. Selección de modo (FACIAL / CORPORAL / ÍNTIMO)

Pulse brevemente el botón de Modo para alternar entre las tres opciones:

- Modo FACIAL: Adecuado para zonas de vello fino y suave como rostro, contorno de labios y dedos.
- Modo CORPORAL: Adecuado para áreas corporales extensas como brazos, pantorrillas y axilas.
- Modo ÍNTIMO: Adecuado para zonas sensibles y privadas como la línea del bikini.



Nota: Comience primero con el modo FACIAL/CORPORAL. Pruebe el modo ÍNTIMO una vez que se haya familiarizado con el dispositivo.

3. Pre-enfriamiento

- El área emisora de luz se enfría automáticamente después del encendido.
- Espere 10-20 segundos y luego toque ligeramente con el dorso de la mano para confirmar que se percibe una sensación de frío notable. Esto garantiza un tratamiento más cómodo.





4. Uso de gafas protectoras

NUNCA mire directamente el flash durante el uso. Debe utilizar las gafas protectoras en todo momento.




5. Reconocimiento inteligente del tono de piel

- El dispositivo se inicia automáticamente en este modo. Se ilumina  , sin mostrar nivel de intensidad.
- Presione firmemente la ventana de tratamiento contra la piel. Tras el reconocimiento exitoso del tono de piel, el nivel de intensidad recomendado (1-5) aparecerá automáticamente. Pulse el botón de flash para tratar.
- Al retirar el dispositivo de la piel, solo  permanece encendido, indicando que sigue en el modo de reconocimiento del tono de piel.



6. Selección de intensidad


- Pulse una vez el botón Encendido/Intensidad para cambiar del modo automático al manual. Se mostrará el nivel actual (1-5).
- Los niveles seguirán este orden cíclico: Automático → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Automático → ...
- Se recomienda comenzar con un nivel bajo e incrementarlo gradualmente según su tolerancia.
- Para volver al modo automático de reconocimiento del tono de piel, mantenga pulsado el botón hasta que el dispositivo regrese a .



7. Flash manual y flash continuo


Modo flash manual

- Coloque verticalmente y presione firmemente la ventana de tratamiento contra la zona depilatoria objetivo; la tira luminosa del sensor se encenderá.
- Pulse brevemente una vez el botón de flash para que el dispositivo realice una serie completa de flashes en la posición actual.
- FACIAL / ÍNTIMO: Cada pulsación desencadena 2 flashes consecutivos. Espere a que cesen los flashes antes de pasar a la siguiente zona.
- CORPORAL: Cada pulsación desencadena 4 flashes consecutivos.



Modo flash continuo

- Coloque verticalmente y presione firmemente la ventana de tratamiento contra la zona depilatoria objetivo. Mantenga presionado el botón de flash durante aproximadamente 2 segundos; se encenderá ⚡, indicando que el modo flash continuo está activado.
 - FACIAL / ÍNTIMO: En cada contacto con la piel, el dispositivo emite automáticamente 2 flashes consecutivos.
 - CORPORAL: En cada contacto con la piel, el dispositivo emite automáticamente 4 flashes consecutivos.
- Mantenga presionado nuevamente el botón de flash durante unos 2 segundos para salir de este modo.
- Si no se detecta contacto con la piel en 30 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente de este modo.



Contraindicaciones

1. Las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o con la menstruación y las personas con cicatrices en la piel, diabetes, piel sensible o fotosensibilidad no deben utilizar este dispositivo.
2. Las personas con cardiopatía grave, hipertensión grave, tumores malignos, foliculitis, enfermedades infecciosas de la piel, quemaduras en la piel o trastornos de la coagulación sanguínea no deben utilizar este dispositivo.
3. Las personas con antecedentes de trastornos del metabolismo del colágeno (incluidas cicatrices y cicatrización deficiente de las heridas) no deben utilizar este dispositivo.
4. No se debe utilizar este dispositivo en zonas con enfermedades vasculares como venas varicosas y telangiectasia.
5. Las personas con piel fotosensible o propensas a erupciones cutáneas o molestias cutáneas no deben utilizar este dispositivo.
6. No se debe utilizar este dispositivo en zonas con infecciones, herpes simple, lesiones cutáneas o hematomas.
7. Las personas con enfermedades relacionadas con la inmunosupresión (incluyendo infección por VIH, lupus eritematoso y porfiria) no deben usar este dispositivo.
8. Las personas con trastornos hemorrágicos o aquellas que utilizan isotretinoína tópica, alfa-hidroxiácidos (AHA), beta hidroxiácidos (BHA) o ácido azelaico no deben utilizar este dispositivo.

9. Las personas que hayan utilizado métodos químicos de eliminación del vello en un plazo de 30 días, o que hayan utilizado recientemente productos blanqueadores o cosméticos que contengan vitamina A, deben utilizar este dispositivo con precaución.

10. No utilice este dispositivo con aceites esenciales volátiles. Asegúrese de que la piel de la zona de tratamiento esté limpia, seca y libre de cremas, lubricantes u otros cosméticos. Si la piel no está limpia y seca, puede afectar a la eficacia del producto o incluso dañar el dispositivo.

11. Las personas que toman medicamentos como aspirina, inmunosupresores o isotretinoína no deben usar este dispositivo. Las personas que hayan tomado recientemente medicamentos fotosensibles como tetraciclina o sulfonamidas no deben usar este dispositivo.

12. Las personas con piel quemada por el sol deben esperar hasta que la piel dañada se haya recuperado por completo antes de utilizar este dispositivo. Este producto no debe utilizarse en zonas sensibles como las membranas mucosas.

13. No utilice este dispositivo sobre piel con heridas sin cicatrizar. Este dispositivo no se recomienda para personas cuyo crecimiento excesivo de vello sea causado por hirsutismo u otras afecciones médicas.

14. Los analgésicos pueden hacer que su piel sea menos sensible al calor. Utilice este dispositivo con precaución antes de que desaparezca el efecto del medicamento.

15. Si el color de su piel o vello no es adecuado para este producto, no lo utilice. (Consulte a un médico antes del uso si es necesario).

Áreas prohibidas

1. Dentro de la boca, partes íntimas, membranas mucosas	8. Cejas y cabello
2. Áreas que se han sometido a cirugía plástica u otros procedimientos quirúrgicos	9. Orejas
3. Ojos, párpados y zona alrededor de los ojos	10. Pezones y areolas
4. Nuez de Adán	11. Adentro del ombligo
5. Cabeza	12. Áreas con venas grandes
6. Áreas con acné o espinillas	13. Áreas con tatuajes o maquillaje permanente
7. Áreas con pigmentación o manchas	

Nota: esta lista no es exhaustiva. Consulte a un médico si no está seguro de tratar un área específica.

Cuidados

Frecuencia del tratamiento

Semanas 1-4: 2-3 tratamientos por semana.

Semanas 5-8: 1-2 tratamientos por semana.

Después de la semana 8: 1 tratamiento al mes o 1 tratamiento cada dos semanas.

Nota: ajuste la frecuencia de tratamiento en función del crecimiento del vello. Para el vello más grueso, es posible que tenga que aumentar el nivel de intensidad y la frecuencia de tratamiento. Esto varía según la persona.

Después de utilizar el dispositivo

1. Evite el contacto con el agua en las 6 horas siguientes a la depilación. Después de 6 horas, puede usar un tónico para aportar humedad a la zona de tratamiento.

- Después de la depilación, no utilice perfumes, mascarillas ni cosméticos que contengan partículas exfoliantes en la zona de tratamiento.
- Evite la exposición a los rayos UV en las 48 horas posteriores a la depilación.
- El bronceado sin sol está prohibido durante el transcurso de los tratamientos de eliminación del vello.
- Si tiene previsto someterse a una cirugía plástica en las zonas de tratamiento después de la depilación, consulte a su médico.

Reacciones adversas y métodos de manipulación


Reacción adversa	Descripción	Método de manipulación
Pieles secas o con picor	El proceso de depilación elimina ligeramente la grasa y la humedad de la superficie de la piel.	Las molestias desaparecerán en 1 día. Para un alivio rápido, puede aplicar una crema hidratante suave y no irritante.
Dolor	La sensación de dolor varía de una persona a otra y está relacionado con la tolerancia de la piel, el nivel de intensidad utilizado y la zona de tratamiento (por ejemplo, las zonas donde hay hueso son más sensibles).	Reduzca la intensidad 1 o 2 niveles e inténtelo de nuevo. Si el dolor persiste, se recomienda dejar de utilizar el dispositivo y esperar a que la piel se recupere antes de intentarlo de nuevo.
Enrojecimiento leve o sensación de ardor	Se trata de una reacción cutánea normal tras la exposición a la luz.	No se necesita ningún tratamiento especial. La sensación de enrojecimiento o ardor desaparecerá con el tiempo. También puede aplicar un gel refrigerante o una compresa fría.
Vello quemado	El vello no se ha afeitado bien antes de la depilación. El vello residual se calienta bajo la luz, lo que provoca un ligero olor a quemado.	Antes del siguiente uso, afeite bien la zona que va a tratar con una cuchilla.

Limpieza y mantenimiento

Para garantizar un rendimiento óptimo del producto y prolongar su vida útil, limpie el dispositivo antes y después de cada sesión de depilación para evitar la acumulación de vello y polvo. La falta de limpieza regular puede afectar a la eficacia de la depilación e incluso acortar la vida útil del dispositivo.



Compruebe la abertura y los componentes del dispositivo para asegurarse de que están limpios. No enjuague el dispositivo ni los accesorios bajo el grifo. No utilice lana de acero, agentes de limpieza abrasivos (como pasta de dientes) ni líquidos corrosivos (como gasolina, aceite de motor y acetona) para limpiar el dispositivo.



Apague el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación y espere a que se enfríe completamente. La abertura se calienta durante el uso. Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

Si es necesario, limpie el exterior del dispositivo con un paño suave.

Humedezca un paño suave con unas gotas de agua y, a continuación, utilícelo para limpiar las siguientes piezas: * Apertura zafiro * Zona alrededor de la apertura

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Hair Removal Device
Modelo	R3C16-G Pro
Dimensiones del producto	7.28x2.56x1.77pulgadas
Peso neto	Acerca de 0.705lbs
Contenido del paquete	1 dispositivo de depilación, 1 manual de usuario, 1 adaptador, 1 gafas, 1 cuchilla, 1 bolsa de almacenamiento
Potencia de entrada nominal del adaptador	100-240V~ 50Hz/60Hz,1.5A Max
Tensión/corriente de salida	24 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Potencia nominal	72 W
Temperatura de funcionamiento	41°F~86°F (5°C~30°C)
Niveles de intensidad	5 niveles
Longitud de onda del filtro principal	510-1200 nm
Lugar de fabricación	China

Efectos secundarios posibles

Cuando se usa el dispositivo depilatorio según las instrucciones de uso, los efectos secundarios son escasos. Sin embargo, cualquier procedimiento estético —incluida la utilización de dispositivos para uso doméstico— puede causar algún grado de efectos secundarios. Si cualquiera de las siguientes condiciones (consulte la Tabla de efectos secundarios a continuación) aparecen y persisten más de 24 horas, se recomienda consultar a su médico o dermatólogo.

Tabla de efectos secundarios:

Grado de los efectos secundarios	Efectos secundarios
Efectos secundarios leves	Irritación Enrojecimiento Sensibilidad solar
Efectos secundarios raros	Quemaduras Cicatrices Cambios pigmentarios Enrojecimiento excesivo Hinchazón
Efecto secundario extremadamente raro	Infección Moretones

Mantenimiento y almacenamiento

Limpieza

- Asegúrese de apagar y desenchufar el dispositivo depilatorio antes de realizar cualquier limpieza.
- Se recomienda limpiar la ventana de tratamiento antes y después de cada sesión: utilice un paño seco y limpio para limpiar suavemente.
- NOTA: Si la suciedad es difícil de eliminar, puede mojar un hisopo de algodón o un paño limpio en alcohol médico al 75 % para limpiar.
- Mantenga el dispositivo depilatorio totalmente seco: nunca sumerja el dispositivo (ni ninguna de sus partes) en agua, ya que esto entraña un riesgo de electrocución.
- No utilice lana de acero, productos limpiadores abrasivos (pasta de dientes, etc.) ni líquidos corrosivos (gasolina, aceite de motor, acetona, etc.) para limpiar el producto.
- NOTA: Tras la limpieza, realice una inspección visual para comprobar si queda suciedad residual. Si el dispositivo no parece limpio a simple vista, repita los pasos de limpieza anteriores.

Almacenamiento

- Para evitar daños o pérdida del dispositivo y sus accesorios, guárdelos en su caja original después de cada uso.
- Limpie el dispositivo antes de almacenarlo, luego guárdelo en un lugar seguro y protegido: un almacenamiento inadecuado puede afectar al funcionamiento del producto.

Resolución de incidencias

Si experimenta algún problema con el dispositivo depilatorio, consulte la información a continuación para intentar resolverlo:

Problema	Solución
El dispositivo no se enciende	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente al dispositivo y a la toma eléctrica.
El dispositivo no emite luz	1) Verifique que la ventana de tratamiento esté en contacto completo con la piel: el botón de flash solo se activará cuando el dispositivo esté en contacto total con la piel. 2) Cuando el tubo de la lámpara alcance su fin de vida útil, el dispositivo dejará de emitir luz.
Siente sobrecalentamiento y dolor durante la depilación	1) Rase y limpie los pelos de la zona a tratar antes de usar el dispositivo. 2) Elija un nivel de energía que le resulte cómodo. 3) NO TRATE la misma zona repetidamente en un mismo momento.

Si aún no puede resolver el problema, contacte con el servicio postventa.

Eliminación



NO DESCARTE el dispositivo depilatorio con los residuos domésticos ordinarios al final de su vida útil. En su lugar, entregue el dispositivo en un punto de recogida oficial de reciclaje (contacte con las autoridades locales de su municipio para obtener información sobre el reciclaje). Con esta acción, contribuye a la conservación del medio ambiente.

ES Garantía

El período de garantía del dispositivo depilatorio es de 2 años a partir de la fecha de compra. Si surge algún problema durante el plazo de garantía, contacte con la oficina local o el servicio postventa. La reparación se realizará según las cláusulas correspondientes de la garantía.

Si cualquier operador necesita información adicional (como diagramas de circuitos, listados de piezas o descripciones del producto) para llevar a cabo reparaciones por personal cualificado, póngase en contacto con nosotros.

Símbolos

Símbolo	Significado
	Código de lote
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Pieza aplicada de tipo BF
	Señal de advertencia general
	RAEE (Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos)
	Consultar el manual de instrucciones / folleto
	Este lado hacia arriba
	Mantener seco
	Frágil, manipular con cuidado
	Radiación óptica
	Usar gafas de protección

CE Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: <https://global.dreametech.com>

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 1.0

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China
Service website: <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>
Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

P2523-追觅Nova IPL家用脱毛仪使用说明书-美版

版本号

V0.1

设计时间

20260105

责任设计师

孙东升

材质工艺要求

材质要求： 封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油；
内页：68g晨鸣云镜

工艺要求： 胶装

尺寸要求： 70mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

注：次页面非印刷内容

