

Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask

User Manual

DREAME

EN	User Manual.....	001
RU	Руководство пользователя	015
DA	Brugsanvisning	029
PL	Podręcznik Użytkownika	043
FI	Käyttöohje.....	057
NO	Bruksanvisning	071
FR	Manuel d'utilisateur	085
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	099
NL	Gebruikershandleiding	113
DE	Benutzerhandbuch	127
ES	Manual de usuario	141
IT	Manuale dell'utente	155
PT	Manual do utilizador	169
SV	Bruksanvisning	183
TR	Kullanım Kılavuzu	197
HE	שמתשמל גירדמ	211
AR	مدخست سمدل ليلد	225
ESLA	Manual do utilizador	239
TH	คู่มือผู้ใช้.....	253
VN	Hướng dẫn sử dụng	267
ID	Panduan Pengguna	281
BM	Panduan Pengguna	295
TW	使用者手冊	309

Warning

To prevent electric shock, fire, or other accidents, carefully read this user manual before use and retain it for future reference.

- Before using the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask you must carry out a sensitization test (see section light sensitivity test). DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask if you are sensitive to Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask. This unit is intended to be used in the home healthcare environment, the patient can be an intended operator.
- DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask in any way that is not exactly as specified in these instructions for use. Use of the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask other than exactly as specified in these instructions for use has not been tested and the risk is unknown. This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment to avoid the risk of fire or burns.
- Turn OFF and remove the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask immediately if the device feels hot or if your skin becomes uncomfortably warm.
- This product is wireless during use. A charging cable is only connected when charging.
- During charging, the cable may present a strangulation hazard. Keep the device and charging cable out of reach of children at all times.
- DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask without first removing makeup BEFORE treatment. Some ingredients in these products may cause light sensitization or may reduce the effect of the treatment. If you use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask without removing these products, you may cause a skin reaction, or you may reduce the effect of the treatment. This equipment is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment to avoid the risk of fire and burns.
- NEVER use Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask near water or where water can be spilled onto the equipment. DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask if you think it has come into contact with water. Do not subject the equipment to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.
- Keep the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask away from HOT surfaces. If needed, contact the manufacturer for assistance in setting up, using, or maintaining the ME EQUIPMENT or reporting unexpected operation or events.

- EN**
- DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask if the mask, remote control, or the USB Type-C charging cable is damaged in any way. Do not leave the device unattended when it is powered on to avoid the risk of fire, burns, or other hazards.
 - When removing from minimum / maximum storage temperature, it is recommended to recover for 2 hours before use.
 - Do not look directly or shine light in the eyes while in operation.
 - DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask nearby the device with wireless technology.

Skincare Restrictions (Before Use)

To ensure safety & phototherapy efficacy, avoid facial products with these ingredients:

- Vitamin A & derivatives (retinol, retinaldehyde, retinyl esters, etc.)
- Acids (fruit acids, high-concentration salicylic acid, etc.)
- Irritants (high-concentration alcohol, complex fragrances, artificial colorants)

Recommended Steps

1. Cleanse face thoroughly; keep skin dry and residue-free before use
2. Post-treatment: Apply mild moisturizing/repair products (skin absorption is enhanced)

Age Eligibility

For adults 18 years old and above only

Contraindicated Groups

Do not use, or consult a doctor first, if you:

- Have open facial wounds, eczema, dermatitis, acute rosacea, severe acne or active skin conditions
- Have photosensitive diseases (e.g., lupus erythematosus, solar dermatitis) or take photosensitive medications (e.g., certain antibiotics, antihypertensives)
- Are pregnant, breastfeeding or under 18
- Have facial/head implants (pacemakers, stents, defibrillators, etc.)
- Underwent laser, chemical peel or microneedling within 1 month (wait for full skin recovery)
- Are unsure: Consult a doctor/dermatologist first

Usage Tips

- Ensure mask fits snugly to skin; avoid contact lenses
- Strengthen daily sun protection during use to enhance results and prevent pigmentation
- Stop use immediately if discomfort occurs; consult a dermatologist if symptoms persist

Disclaimer: This is a home-use beauty device. Not a substitute for professional medical diagnosis or treatment.


Precautions

- This device contains silicone, plastic components, and hook-and-loop fastener materials. Individuals with known allergies to any of these materials should discontinue use and consult a healthcare professional.
- This device is equipped with a memory function. It automatically recalls the last-used treatment mode, intensity level, and treatment time each time the device is powered on.
- The Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask cannot be used in charging mode.
- Before each use, with the device switched off, clean the face mask.
- DO NOT use any other cleansing products other than those stated in the cleaning instructions. The use of other cleansing products may damage the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask.
- Store the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask at room temperature in dry conditions, away from direct sunlight.
- When removing from minimum / maximum storage temperature, it is recommended to recover for 2 hours before use.
- Do not look directly or shine light in the eyes while in operation.

Electrical safety

- Do NOT damage, modify, bend, twist, or heat the USB Type-C charging cable. A damaged charging cable may lead to fire, electric shock, or malfunction.
- DO NOT place or operate the device near water or liquids. It may cause fire or electric shock.
- This product uses a magnetic, detachable battery pack. Charge the battery pack fully before using the device for the first time.
- Only use the designated battery pack provided with the device. Do NOT attempt to open, modify, replace, or use any non-approved battery packs, as improper handling may lead to overheating, leakage, or explosion.
- DO NOT dispose of the battery randomly, follow your local disposal procedure when disposing of it.
- Use only a DC 5V = 1A charging adapter to charge this device (maximum output power 3.5W). Do NOT use chargers of unknown origin, poor quality, or with an output power exceeding 30W, as this may cause overheating or damage to the product. For maximum safety, it is recommended to use a charging adapter that complies with IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, with the following rating: Input: 100-240VAC Output: DC 5V = 1.0A.

EN Product Overview



- 1 Turning on/off
- 2 Battery Indicator:
 - 4 Green Lights: 100% Charge (Fully Charged)
 - 3 Green Lights: 75% Remaining
 - 2 Green Lights: 50% Remaining
 - 1 Green Light: 25% Remaining
 - Flashing Red Light: <10% Low Battery
- 3 LCD for checking the selection mode/Intensity /Timer
- 4 Timer setting button
5 mins/10 mins/ 15mins
- 5 Intensity Levels button:
 - Level I (Low)
 - Level II (Medium)
 - Level III (High)
- 6 On/Off & Treatment modes selection button:
 - Mode 1: Rejuvenate
 - Mode 2: Brighten
 - Mode 3: Balance
 - Mode 4: Calm
 - Mode 5: Restore
- 7 Type-C port



The product body is marked with "Do not use while bathing or showering".

All product images, accessories, and user interface illustrations in this manual are for reference only. Due to product updates and upgrades, the actual product may differ slightly from the illustrations. Please refer to the actual product.

Getting started

Device Set-up

Getting started with your Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask is simple.

1. Unpack the device and all included accessories.
2. This product uses two magnetic, detachable battery packs (each 1000mAh, total 2000mAh). Before first use, fully charge both battery packs and the remote control. Refer to Charging Instructions for details.

Light sensitivity test


Follow these instructions to see if you are sensitive to light:

1. Press the Power button on the LED mask to start the device. Use the remote control to switch the device On/Off and to choose between the available treatment mode(color).
2. Place the device on a section of the forearm, maintaining contact for the entire three-minute treatment cycle.
3. Press the "Treatment modes selection button" again to choose a different treatment mode(color) for another three-minute treatment on the same forearm area.
4. Wait 24 hours. You should NOT experience any adverse reaction during the next 24 hours.
5. An adverse reaction is a pain or discomfort in the treatment areas or any pro- longed skin redness.

Charging Instructions (Battery Packs & Remote Control)

This device is equipped with two detachable 1000mAh battery packs and a wireless remote control (280mAh).

Please follow the instructions below before first use:



Charging the Battery Packs

- Remove the battery pack from the mask before charging.
- Each battery pack requires up to 2 hours to reach a full charge.
- Charging time may vary depending on the remaining battery level.



Charging the Remote Control

- The wireless remote control includes a 280mAh rechargeable battery.
- The maximum charging time is up to 2 hours.
- Charging time may vary depending on the remaining battery level.

Lithium Battery Maintenance Tips:


- Avoid fully draining the battery before recharging.
- Avoid overcharging the battery and try to limit the charging time to a maximum of 8 hours.
- If the device is not in use for an extended period, it is recommended to charge the battery at least once every three months.

How to use

Preparation



1. Wash your face clean. (If you make up, please cleanse by cleansing foam.)
2. It can be used day or night. You can fit it into your current skincare routine after cleaning and/or exfoliating your skin.
3. Be sure to fully charge the battery before use.



1. Shortly press the button of the LED mask to turn on the power. (Available when blinking green)
2. After adjusting the hair band moderately, wear it so that the inner side of the LED mask is on the face.

Tips for adjusting the headband:

1. When sitting or standing, the correct state should be minimal pressure on the eye socket, allowing the silicone eye pad to fit the eye socket, with the headband fixed the product.
2. If you feel the silicone eye pad is exerting too much pressure on the eye socket, loosen the headband on both sides.
3. If the silicone eye pad does not fit the eye area and light can enter through the gap between the eye pad and eye socket, tighten the headband on both sides.
4. If you feel the mask is sliding down and cannot maintain the correct position on your face, tighten the headband.
5. Select the desired mode using the buttons on the remote control.
6. If you feel uncomfortable while wearing the device, you can try to adjust the strap or pick it off until you feel better.
7. The product will be turned off automatically when the set mode and the corresponding time finished.

Cautions for Use

- Move the remote control within 2 m of the LED mask.
- Please do not act violently when wearing the product.
- When wearing the product, relax in a comfortable position on the couch or bed.

Operation instruction

Remote control

1. Connect the Type-C port of the remote control using the supplied charging cable.
2. Plug the USB end of the cable into a 5V 1A power adapter to charge.
3. Flashing "88" Display: Charging in progress
Solid "88" Display: Fully charged
Unplug the charging cable before use.
4. When the remote control battery is low, the "88" display will flash until the screen turns off.

Since the LED mask uses a radio frequency remote control (the remote emits radio frequency signals, which the main unit receives), users need to pair the remote control with the LED mask when using it for the first time. The pairing steps are as follows:

1. Press and hold the power button on the LED mask for 5 seconds to enter pairing mode. The mask's indicator light will switch from green to red and then flash rapidly between green and red.
2. Press and hold the remote's power button for 3 seconds to turn on. A continuous beep and steady green indicator light confirm successful pairing.

Operating Instructions

Treatment Mode Selection

Press the ON/OFF & Treatment Modes Selection Button (which includes both the power button and treatment mode selection function) to choose from the following treatment modes:

Mode 1: Rejuvenate Red Light 630nm + Near Infrared Light 850nm

Benefits:

Targets signs of skin aging by stimulating collagen production, enhancing skin elasticity, and promoting cellular repair. This mode helps restore a smoother, firmer, and more radiant complexion, leaving the skin looking rejuvenated and youthful.

Mode 2: Brighten Yellow Light 590nm

Benefits:

Soothes and revitalizes the skin, providing exceptional recovery benefits after sun exposure or fatigue. It helps brighten and restore a vibrant, even-toned complexion, promoting a refreshed and youthful glow.

Mode 3: Balance Green Light 530nm

Benefits:

Calms and balances sensitive or stressed skin, reducing redness and promoting an even skin tone. This mode provides a naturally balanced and refreshed appearance, ideal for those with reactive or sensitive skin.

Mode 4: Calm Blue Light 465nm

Benefits:

Often used in beauty and skincare routines, this mode helps soothe the appearance of visible redness, reduce the look of oiliness, and support a clearer-looking complexion. It helps keep the skin feeling fresh and balanced, contributing to healthier and more refined-looking skin.

Mode 5: Restore Full-Spectrum Mode: Yellow 590nm + Green 530nm + Red 630nm + NIR 850nm

Benefits:

This multi-light therapy mode offers a comprehensive approach to a variety of skincare concerns, such as anti-aging, skin brightening, pigmentation reduction, and overall skin clarification. The combination of different wavelengths provides a holistic treatment to rejuvenate the skin, even out skin tone, fade dark spots, and enhance skin texture. Ideal for daily, all-in-one facial care, it delivers both restorative and preventive benefits for a youthful, glowing complexion.

Intensity Levels

Press the Intensity Levels Button to select the intensity:

Level I (Low)

Level II (Medium)

Level III (High)

Timer Settings

Press the Timer Setting Button to select the timer:

· 5 mins

· 10 mins

· 15 mins

Memory Function

Upon first use, the mask will default to **Mode 1: Rejuvenate, Intensity Level III(High), and Timer 10 mins.**

After each use, the mask will remember the last used treatment mode, intensity, and timer settings.

Notes

Feature

Description

Power On/Off

Press and hold the ON/OFF button for 5 seconds to enter standby mode (indicator light turns green).

Treatment Mode Switching

In standby mode, short-press the remote control button to switch between treatment modes: Rejuvenate → Brighten → Balance → Calm → Restore.

Intensity Settings

In standby mode, short-press the remote control button to switch intensity: Low → Medium → High.

Timer Settings

In standby mode, short-press the remote control button to select timer: 5mins → 10mins → 15 mins.

Auto Shutdown

1. In standby mode, the mask will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
2. The mask can be turned off by pressing the button on the mask.
3. The mask will automatically turn off once the treatment duration ends.

Memory Function

The mask will remember the last used treatment mode, intensity, and timer settings, and will restore these settings when powered on again

Additional Instructions

1. When the set time ends, the mask will automatically turn off.
2. When the remote control is turned off, the mask will also shut down.
3. After selecting a mode with the remote, do not use the mask buttons, as this resets the timer to 10 minutes and causes a display mismatch. Start treatment directly after selecting the mode with the remote control.

Care and maintenance

1. Store the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask at room temperature in dry conditions. Use the carry bag provided.
2. Avoid storing the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.
3. Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask contains no serviceable parts.
4. Before each use, with the device switched off, clean the face mask following the cleaning instructions below.
5. Avoid bending or twisting the silicone mask excessively.
6. Do not apply cosmetics directly onto the mask surface.
7. Keep the product away from oils, lotions, and perfumes.

Cleaning the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask

1. The mask body is made of silicone. After each use, gently wipe the surface with a soft, lint-free cloth dampened with clean water.
2. If needed, clean with mild, alcohol-free, fragrance-free neutral soap diluted with water.

Disposal

DO NOT dispose any part of the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask at a domestic waste facility. Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask and remote control contains a Lithium-ion polymer battery. For the protection of the environment, please package and return this unit to the manufacturer or their representative at the end of its working life or safely dispose of the device following your local guidelines.

Common malfunctions and solutions

Issue	Solution
<p>The screen on the remote does not light up, and the mask cannot be controlled.</p>	<p>Check if the remote control has power. If the battery is dead, please charge the remote using the included charging cable and a 5V 1A adapter. If the remote still does not work after charging, please contact us to arrange a replacement.</p>
<p>After turning on the mask, the remote screen lights up, but the mask cannot be controlled.</p>	<p>Please reset both the remote control and the mask. Pairing Instructions: a. Press and hold the mask's power button for 5 seconds. The indicator will first show a green light and then a flashing red light, signaling that the device has entered pairing mode. b. Simply press the ON/OFF button on the remote control to complete the pairing process.</p>
<p>The mask cannot be charged.</p>	<p>a. Replace the charging cable. If it is indeed a charging cable issue, you can contact us for a replacement of the charging cable. If the problem still cannot be solved, please contact us to replace the device. b. Check whether the charging adapter to which you connect the unit is live or whether the voltage indicated on the unit corresponds to the local mains voltage.</p>

EN Basic Parameters

Product Name	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Battery specifications	Mask Battery Packs • Type: 3.7V / 1000mAh Lithium Polymer Battery (per battery pack) • Quantity: 2 detachable battery packs (total capacity: 2000mAh)
Product Dimensions	Mask : 634*233.8*5.5mm Remote Control: 133.6*42.3*19mm
Remote Control	Type: 3.7V / 280mAh Lithium Polymer Battery
Net Weight	Mask: About 338g Remote Control: About 72g
Adapter Input	5V $\overline{=}$ 1A
Operating Time	• One fully charged battery pack: Up to 60 minutes • Two battery packs (combined usage): Up to 120 minutes total
Charging time	• One battery pack: Up to 2 hours • Two battery packs (charged separately): Up to 4 hours total • Remote control: Up to 2 hours

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или других несчастных случаев, внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием и сохраните его для справки.

- Перед использованием маски для светотерапии необходимо провести тест на чувствительность (см. раздел «Тест на светочувствительность»). НЕ используйте маску для светотерапии, если у вас выявлена чувствительность к ней. Это устройство предназначено для использования в домашних условиях. Пациент может быть предполагаемым оператором.
- НЕ используйте маску способами, отличными от указанных в данной инструкции. Иные способы использования не проверены и могут быть опасны. Устройство не предназначено для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта, если только они не находятся под присмотром или не прошли инструктаж во избежание пожара или ожогов.
- Немедленно ВЫКЛЮЧИТЕ и снимите маску для светотерапии, если она слишком сильно нагрелась или вызывает дискомфорт.
- Данное устройство работает без проводов. Кабель подключается только во время зарядки.
- Во время зарядки кабель представляет опасность удушья. Всегда храните устройство и зарядный кабель в недоступном для детей месте.
- Полностью снимайте макияж ПЕРЕД процедурой. Некоторые ингредиенты косметики могут вызвать светочувствительность или снизить эффективность процедуры. Использование маски для светотерапии на неочищенной коже может вызвать кожную реакцию или снизить эффективность процедуры. Данное устройство не предназначено для использования детьми. Следите, чтобы дети не играли с оборудованием, во избежание риска пожара и ожогов.
- НИКОГДА не используйте маску рядом с водой или там, где на нее может попасть вода. НЕ используйте маску для светотерапии при подозрении на контакт с водой. Не подвергайте устройство сильным ударам, чтобы не повредить лампу.
- Держите маску для светотерапии вдали от ГОРЯЧИХ поверхностей. Обращайтесь к производителю за поддержкой при настройке, эксплуатации или обслуживании МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, а также для информирования о любых случаях неожиданного срабатывания или инцидентах.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать маску для светотерапии, если маска, пульт дистанционного управления или зарядный кабель USB Type-C повреждены. Не оставляйте устройство без присмотра во включенном состоянии, чтобы избежать риска возгорания, ожогов или других опасностей.
- При хранении устройства в условиях минимальной или максимальной температуры рекомендуется выдержать его в течение 2 часов перед использованием.
- Не смотрите прямо на свет и не направляйте свет в глаза во время работы устройства.
- НЕ используйте маску для светотерапии вблизи беспроводного оборудования.


Меры предосторожности

- В конструкции устройства используется силикон, пластиковые компоненты и застежки-липучки. Лицам с аллергией на любой из этих материалов следует прекратить использование и обратиться к врачу.
- Устройство оснащено функцией памяти. Оно автоматически восстанавливает последние настройки – режим работы, уровень интенсивности и продолжительность процедуры – при каждом включении питания.
- Светодиодную маску для светотерапии нельзя использовать в режиме зарядки.
- Выключайте и очищайте маску перед каждым сеансом использования.
- Применяйте ТОЛЬКО те чистящие средства, которые указаны в инструкциях по очистке. Другие чистящие средства могут повредить маску для светотерапии.
- Храните маску для светотерапии при комнатной температуре в сухих условиях, вдали от прямых солнечных лучей.
- При хранении устройства в условиях минимальной или максимальной температуры рекомендуется выдержать его в течение 2 часов перед использованием.
- Не смотрите прямо на свет и не направляйте свет в глаза во время работы устройства.

Электробезопасность

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ повреждения, модификаций, сгибания, скручивания и нагрева зарядного кабеля USB Type-C. Поврежденный зарядный кабель может стать причиной пожара, поражения электрическим током или неисправности.
- НЕ размещайте и не используйте устройство рядом с водой или жидкостями. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Это устройство использует магнитный съемный аккумуляторный блок. Перед первым использованием прибора полностью зарядите аккумуляторную батарею.
- Используйте только штатный аккумуляторный блок, поставляемый с устройством.
- НЕ пытайтесь открывать, модифицировать, заменять или использовать неодобренные аккумуляторные блоки, так как неправильное обращение может привести к перегреву, утечке или взрыву.
- НЕ утилизируйте аккумулятор вместе с бытовыми отходами, соблюдайте местные правила утилизации.
- Используйте только адаптер питания постоянного тока 5 В = 1 А для зарядки устройства (максимальная выходная мощность 3,5 Вт).
- НЕ используйте зарядные устройства неизвестного происхождения, низкого качества или с выходной мощностью, превышающей 30 Вт, так как это может привести к перегреву или повреждению устройства. В целях безопасности рекомендуется использовать зарядный адаптер стандарта IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 со следующими характеристиками: Входные параметры: 100–240 В перем. тока. Выходные параметры: 5 В пост. тока = 1,0 А.

RU Обзор устройства



- 1 Включение/выключение
- 2 Индикатор зарядки аккумулятора:
4 зеленых сегмента: 100 % заряда (полностью заряжен)
3 зеленых сегмента: Осталось 75 %
2 зеленых сегмента: Осталось 50 %
1 зеленый сегмент: Осталось 25 %
Мигает красным: 10 % Низкий заряд аккумулятора
- 3 ЖК-дисплей для проверки выбранного режима/интенсивности/таймера
- 4 Кнопка установки таймера
5 мин/10 мин/15 мин
- 5 Кнопка «Уровни интенсивности»:
Уровень I (Низкий)
Уровень II (Средний)
Уровень III (Высокий)
- 6 Кнопка включения/выключения и выбора режимов работы:
Режим 1. Омоложение
Режим 2. Осветление
Режим 3. Баланс
Режим 4. Успокоение
Режим 5. Восстановление
- 7 Разъем Type-C



На корпусе устройства нанесена маркировка «Не используйте это устройство при принятии ванны или душа».

Все изображения устройства, аксессуаров и иллюстрации пользовательского интерфейса в данном руководстве приведены только для справки. В связи с обновлением и модернизацией устройства его фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Начало работы

Настройка устройства

Начать работу с маской для светотерапии очень просто.

1. Распакуйте устройство и все аксессуары из комплекта поставки.
2. Данное устройство использует два магнитных съемных аккумуляторных блока (каждый по 1000 мА·ч, всего 2000 мА·ч). Перед первым использованием полностью зарядите оба аккумуляторных блока и пульт управления. Подробности см. в разделе «Инструкции по зарядке».

Тест на светочувствительность


Следуйте инструкциям ниже, чтобы проверить наличие чувствительности к свету.

1. Нажмите кнопку питания на маске, чтобы включить устройство. Используйте пульт для включения/выключения и выбора режима работы (цвета).
2. Разместите устройство на участке предплечья, поддерживая контакт в течение всего трехминутного цикла.
3. Снова нажмите кнопку «Выбор режима работы», чтобы задать другой режим (цвет) для повторной трехминутной процедуры на том же участке.
4. Подождите 24 часа. Негативные реакции должны **ОТСУТСТВОВАТЬ** в течение следующих 24 часов.
5. Негативная реакция – это боль, дискомфорт в зоне обработки или длительное покраснение кожи.

Инструкция по зарядке (аккумуляторные блоки и пульт дистанционного управления)

Это устройство оснащено двумя съемными аккумуляторными блоками емкостью 1000 мА·ч и беспроводным пультом дистанционного управления (280 мА·ч).

Перед первым использованием следуйте инструкциям ниже.



Зарядка аккумуляторных блоков

- Перед зарядкой извлеките аккумуляторный блок из маски.
- Для полной зарядки каждого аккумуляторного блока требуется до 2 часов.
- Время зарядки может варьироваться в зависимости от оставшегося уровня заряда аккумулятора.



Зарядка пульта дистанционного управления

- Беспроводной пульт дистанционного управления оснащен аккумулятором емкостью 280 мА·ч.
- Максимальное время зарядки составляет до 2 часов.
- Время зарядки может варьироваться в зависимости от оставшегося уровня заряда аккумулятора.

Рекомендации по обслуживанию литиевого аккумулятора:

- Не допускайте полной разрядки аккумулятора перед зарядкой.
- Не допускайте избыточной зарядки аккумулятора, постарайтесь ограничить время зарядки максимум 8 часами.
- Если устройство не используется долгое время, рекомендуется заряжать аккумулятор не реже одного раза в три месяца.

Подготовка



1. Тщательно вымойте лицо. (Если вы нанесли макияж, смойте его очищающей пенкой.)
2. Устройство подходит для использования в любое время суток. Используйте ее после этапов очищения или эксфолиации кожи.
3. Перед использованием обязательно полностью зарядите аккумулятор.



1. Кратко нажмите на кнопку на маске, чтобы включить питание. (Доступно при мигающем зеленом индикаторе.)
2. Задайте умеренное натяжение ремня и наденьте маску так, чтобы ее внутренняя сторона прилегала к лицу.

Рекомендации по регулировке головного ремня:

1. Отрегулируйте посадку так, чтобы в положении сидя или стоя силиконовая накладка касалась глазниц без сильного давления, а головной ремень фиксировал маску.
2. Если силиконовая накладка давит на глаза слишком сильно, ослабьте боковые крепления головного ремня.
3. Если между силиконовой накладкой и областью глаз есть зазор, пропускающий свет, затяните боковые крепления головного ремня.
4. Если маска соскальзывает и не фиксируется в нужном положении, затяните головной ремень.
5. Выберите нужный режим с помощью кнопок на пульте управления.
6. Если вы чувствуете дискомфорт при ношении устройства, попробуйте отрегулировать ремень или снимите маску до улучшения самочувствия.
7. Устройство отключится автоматически по истечении времени выбранного режима.

Меры предосторожности при эксплуатации

- Держите пульт дистанционного управления на расстоянии до 2 м от маски.
- Не совершайте резких движений при использовании устройства.
- Примите расслабленное положение на диване или кровати во время процедуры.

Инструкция по эксплуатации

Пульт дистанционного управления

1. Подключите кабель из комплекта поставки к порту Type-C пульта дистанционного управления.
2. Вставьте USB-коннектор кабеля в адаптер питания 5 В/1 А для зарядки.
3. Индикатор «88» мигает: Идет зарядка Индикатор «88» горит постоянно: Зарядка завершена Отключите зарядный кабель перед использованием.
4. При низком заряде аккумулятора пульта индикатор «88» будет мигать до выключения экрана.

Поскольку маска работает с пультом дистанционного управления (пульт излучает радиосигналы, принимаемые основным блоком), при первом использовании необходимо выполнить сопряжение пульта с маской. Шаги сопряжения: Нажмите и удерживайте кнопку питания на маске в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения. Индикатор маски сменит цвет с зеленого на красный, а затем начнет быстро мигать зеленым и красным.

Режим без энергосбережения:

Кратко нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы завершить сопряжение в течение 10 секунд.

Режим энергосбережения:

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на пульте для его активации, затем снова нажмите эту кнопку для завершения сопряжения.

Инструкция по эксплуатации

Выбор режима работы

Нажмите многофункциональную кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и выбора режимов работы (две этих функции совмещены в одной кнопке), чтобы выбрать один из следующих режимов:

Режим 1. Омоложение Красный свет, 630 нм + ближний инфракрасный свет, 850 нм

Действие:

Борется с признаками старения кожи путем стимуляции выработки коллагена, повышает эластичности кожи и активирует клеточное восстановление. Способствует разглаживанию и укреплению кожи, возвращая ей сияние и молодость.

Режим 2. Осветление Желтый свет, 590 нм

Действие:

Снимает раздражение и тонизирует кожу, гарантируя эффективное восстановление после инсоляции или утомления. Помогает осветлить лицо, выровнять тон и вернуть здоровый, свежий блеск.

Режим 3. Баланс Зеленый свет, 530 нм

Действие:

Приводит в равновесие чувствительную и уставшую кожу, снижает красноту и выравнивает цвет лица. Придает коже естественный баланс и свежесть, что делает режим идеальным для людей с повышенной чувствительностью кожи.

Режим 4. Успокоение Синий свет, 465 нм

Действие:

Широко применяемый в косметологии режим помогает уменьшить видимые покраснения и жирный блеск, улучшая чистоту кожи. Помогает сохранить ощущение свежести и равновесия, придавая лицу здоровый и ухоженный вид.

Режим 5. Восстановление Режим полного спектра: Желтый, 590 нм + Зеленый, 530 нм + Красный, 630 нм + БИК, 850 нм

Действие:

Этот режим мультисветовой терапии предлагает комплексный подход к решению различных проблем кожи и включает антивозрастной уход, придание яркости, борьбу с пигментацией и общее оздоровление. Комбинация волн разной длины создает эффект комплексного омоложения, выравнивает цвет лица, делает пигментные пятна менее заметными и улучшает микрорельеф кожи. Это оптимальное решение для ежедневного универсального ухода, дающее восстановительный и превентивный эффект для поддержания молодости и сияния кожи лица.

Уровни интенсивности

Нажмите кнопку «Уровни интенсивности», чтобы выбрать интенсивность:

Уровень I (Низкий)

Уровень II (Средний)

Уровень III (Высокий)

Настройки таймера

Нажмите кнопку настройки таймера для выбора времени:

· 5 мин

· 10 мин

· 15 мин

Функция памяти

При первом использовании маска использует следующие настройки по умолчанию: Режим 1. Омоложение, Уровень интенсивности III (Высокий), и Таймер 10 мин.

После каждого использования маска будет запоминать последний использованный режим работы, интенсивность и настройки таймера.

Примечания

Функция

Описание

Включение/
выключение
питания

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим ожидания (индикатор загорится зеленым).

Процедура
«Выбор режима»

В режиме ожидания кратко нажмите кнопку на пульте дистанционного управления для переключения между режимами работы: Омоложение → Осветление → Баланс → Успокоение → Восстановление.

Настройки
интенсивности

В режиме ожидания кратко нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы изменить интенсивность:
Низкий → Средний → Высокий.

Настройки
таймера

В режиме ожидания кратко нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать таймер:
5 мин → 10 мин → 15 мин.

Автоматическое
отключение

1. В режиме ожидания маска автоматически выключается после 10 минут бездействия.
2. Маску можно выключить с помощью кнопки на маске.
3. Маска автоматически выключится по истечении времени процедуры.

Функция памяти

Маска запоминает последний использованный режим работы, интенсивность и настройки таймера, и восстанавливает эти настройки при повторном включении.

Дополнительные инструкции

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» на маске, чтобы перейти в режим ожидания (индикатор загорится зеленым).

В режиме ожидания можно коротко нажимать кнопку на пульте дистанционного управления для выбора режима работы, таймера и интенсивности. Эти режимы переключаются последовательно. Если в режиме ожидания не предпринимается никаких действий течение 10 минут, маска автоматически выключится.

Также в режиме ожидания маску можно отключить кнопкой на самом устройстве.

Маска автоматически выключится по истечении времени процедуры.

Уход и обслуживание

1. Храните маску для светотерапии при комнатной температуре в сухих условиях. Используйте сумку для переноски из комплекта поставки.
2. Избегайте хранения маски для светотерапии в пыльных условиях, под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.
3. Маска для светотерапии не содержит обслуживаемых деталей.
4. Перед каждым использованием выключите устройство и очистите маску, следуя инструкциям по очистке ниже.
5. Не сгибайте и не скручивайте силиконовую маску слишком сильно.
6. Не наносите косметику непосредственно на поверхность маски.
7. Не допускайте контакта устройства с маслами, лосьонами и парфюмерией.

Чистка маски для светотерапии

1. Корпус маски изготовлен из силикона. После каждого использования аккуратно протирайте поверхность мягкой безворсовой тканью, смоченной чистой водой.
2. При необходимости очищайте мягким, не содержащим спирта и отдушек нейтральным мылом, разбавленным водой.

Утилизация

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать маску для светотерапии или ее части вместе с бытовыми отходами.

Маска для светотерапии и пульт дистанционного управления оснащены литий-ионными полимерными аккумуляторами. В целях защиты окружающей среды упакуйте и верните это устройство производителю или его представителю по окончании срока службы либо безопасно утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами.

Распространенные неисправности и меры по их устранению

Проблема	Решение
<p>Экран на пульте дистанционного управления не загорается, и маска не реагирует на команды управления.</p>	<p>Проверьте питание пульта дистанционного управления. Если аккумулятор разряжен, зарядите пульт с помощью зарядного кабеля и адаптера 5 В/1 А из комплекта поставки. Если пульт по-прежнему не работает после зарядки, свяжитесь с нами для организации замены.</p>
<p>После включения маски экран пульта загорается, однако маска не реагирует на команды управления.</p>	<p>Перезагрузите как пульт дистанционного управления, так и маску. Инструкции по сопряжению: а. Нажмите и удерживайте кнопку питания на маске в течение 5 секунд. Индикатор сначала загорится зеленым, а затем начнет мигать красным, указывая на переход устройства в режим сопряжения. б. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на пульте дистанционного управления, чтобы завершить процесс сопряжения.</p>
<p>Маска не заряжается.</p>	<p>а. Замените зарядный кабель. Если проблема заключается в зарядном кабеле, свяжитесь с нами для его замены. Если проблему не удастся решить, свяжитесь с нами для замены устройства. б. Проверьте, работает ли зарядный адаптер, к которому вы подключаете устройство, и соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению местной электросети.</p>

Основные параметры

Наименование устройства	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Модель	AB01A
Характеристики аккумулятора	Аккумуляторные блоки маски Тип: Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В / 1000 мА·ч (на один аккумуляторный блок) Количество: 2 съёмных аккумуляторных блока (общая емкость: 2000 мА·ч).
Размеры устройства	Маска: 634 x 233,8 x 5,5 мм Пульт дистанционного управления: 133,6 x 42,3 x 19 мм
Пульт дистанционного управления	Тип: Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В / 280 мА·ч
Вес нетто	Маска: Около 338 г Пульт дистанционного управления: Около 72 г
Выходная мощность адаптера	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Время работы	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью заряженный аккумуляторный блок: До 60 минут • Два аккумуляторных блока (при совместном использовании): До 120 минут в общей сложности
Время зарядки	<ul style="list-style-type: none"> • Аккумуляторный блок: До 2 ч • Два аккумуляторных блока (заряжаются отдельно): До 4 ч в общей сложности • Пульт дистанционного управления: До 2 ч

Advarsel

For at forhindre elektrisk stød, brand eller andre ulykker skal du læse denne brugervejledning grundigt før brug og gemme den til fremtidig reference.

- Før brug af LED-lysterapimasken skal du udføre en sensibiliseringstest (se afsnittet Lysfølsomhedstest). BRUG IKKE LED-lysterapimasken, hvis du er følsom over for LED-lys. Denne enhed er beregnet til brug i hjemmet, og patienten kan være den tiltænkte bruger.
- BRUG IKKE LED-lysterapimasken på nogen måde, der ikke er nøjagtigt som specificeret i disse brugsanvisninger. Brug af LED-lysterapimasken på anden måde end nøjagtigt som angivet i disse instruktioner er ikke testet, og risikoen er ukendt. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om brug af enheden for at undgå risiko for brand eller forbrændinger.
- Sluk og fjern straks LED-lysterapimasken, hvis enheden bliver varm, eller hvis din hud bliver ubehageligt varm.
- Dette produkt er trådløst under brug. Et opladningskabel tilsluttes kun under opladning.
- Under opladning kan kablet udgøre en kvælningsfare. Hold altid enheden og opladningskablet uden for børns rækkevidde.
- BRUG IKKE LED-lysterapimasken uden først at fjerne makeup FØR behandlingen. Nogle ingredienser i disse produkter kan forårsage lysfølsomhed eller reducere behandlingens effekt. Hvis du bruger LED-lysterapimasken uden at fjerne disse produkter, kan det forårsage en hudreaktion eller reducere behandlingens effekt, og dette udstyr er ikke beregnet til brug af børn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret, for at undgå risiko for brand og forbrændinger.
- BRUG ALDRIG LED-lysterapimasken nær vand eller steder, hvor vand kan spildes på udstyret. BRUG IKKE LED-lysterapimasken, hvis du tror, den har været i kontakt med vand, og udsæt ikke udstyret for kraftige stød for at undgå risiko for beskadigelse af lampen.
- Hold LED-lysterapimasken væk fra VARME overflader, og kontakt om nødvendigt producenten for hjælp til opsætning, brug eller vedligeholdelse af udstyret samt for at rapportere uventet funktion eller hændelser.

- BRUG IKKE LED-lysterapimasken, hvis masken, fjernbetjeningen eller USB Type-C-opladningskablet på nogen måde er beskadiget.
- Når enheden tages ud af minimum-/maximum-opbevaringstemperatur, anbefales det at lade den komme til ligevægt i 2 timer før brug.
- Se ikke direkte på lyset, og ret ikke lyset mod øjnene under brug.
- BRUG IKKE LED-lysterapimasken i nærheden af enheder med trådløs teknologi.

Forholdsregler for hudplejeprodukter

For sikkerhed og optimal lysbehandling: Brug ikke produkter med følgende fotosensibiliserende eller irriterende ingredienser i ansigtet før brug:

- A-vitamin og derivater (f.eks. retinol, retinal, retinyl ester).
- Syrer (f.eks. glykolsyre, mandelsyre, højkoncentreret salicylsyre).
- Andre irriterende stoffer: højkoncentreret alkohol, komplekse duftstoffer, kunstige farvestoffer.

Anbefalet procedure: Rens huden grundigt før brug. Efter lysbehandling er huden mere modtagelig for fugt - brug mild fugtgivende eller reparerende pleje.

Aldersgruppe

Produktet er til personer fra 18 år.

Kontraindikationer

Følgende personer bør ikke bruge produktet eller først konsultere læge:

- Personer med hudskader, eksem, dermatitis, aktiv rosacea, alvorlig acne eller andre aktive hudlidelser.
- Personer med lysømfølsomhed eller som tager fotosensibiliserende medicin.
- Gravide, ammende eller børn.
- Personer med elektroniske eller metalliske implantater i ansigtet/hovedet.
- Personer som for nylig har fået laserbehandling, kemisk peeling eller microneedling (vent 1 måned).
- Ved tvivl: Konsulter en læge.

Brugervejledning

- Sørg for, at masken sidder tæt på huden. Undgå kontaktlinser under brug.
- Anvend solbeskyttelse dagligt under behandlingsperioden.
- Stop øjeblikkeligt ved ubehag. Kontakt dermatolog ved vedvarende symptomer.

Ansvarsfraskrivelse


Dette er et hjemmebehandlingsapparat og erstatter ikke professionel medicinsk behandling eller diagnostik.

Forholdsregler

- Denne enhed indeholder silikone, plastkomponenter og materialer med kroge- og løkkelukning. Personer med kendte allergier over for nogen af disse materialer bør ophøre med brug og konsultere en sundhedsfaglig professionel.
- Denne enhed er udstyret med en hukommelsesfunktion. Den husker automatisk den sidst anvendte behandlingsmodus, intensitetsniveau og behandlingstid hver gang enheden tændes.
- LED-lysterapimasken kan ikke bruges, mens den oplades.
- Før hver brug, når enheden er slukket, rengør ansigtsmasken.
- BRUG IKKE andre rensesubstanter end dem, der er angivet i rengøringsinstruktionerne. Brug af andre rensesubstanter kan beskadige LED-lysterapimasken.
- Opbevar LED-lysterapimasken ved stuetemperatur under tørre forhold, væk fra direkte sollys.
- Når enheden tages ud af minimum-/maximum-opbevaringstemperatur, anbefales det at lade den komme til ligevægt i 2 timer før brug.
- Se ikke direkte på lyset, og ret ikke lyset mod øjnene under brug.

Elektrisk sikkerhed

- Skad, modificer, bøj, vrid eller varm IKKE USB Type-C-opladningskablet.
- BRUG IKKE enheden nær vand eller væsker, eller under drift tæt på væsker. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Dette produkt bruger en magnetisk, aftagelig batteripakke. Oplad batteripakken fuldt, før enheden bruges første gang.
- Brug kun den batteripakke, der er leveret med enheden.
- Forsøg IKKE at åbne, modificere, udskifte eller bruge uautoriserede batteripakker, da forkert håndtering kan medføre overophedning, lækage eller eksplosion.
- BRUG IKKE batteriet som affald; følg dine lokale bortskaffelsesprocedurer ved bortskaffelse.
- Brug kun en DC 5V=1A opladeradapter til at oplade denne enhed (maksimal output-effekt 3,5 W).
- BRUG IKKE opladere af ukendt oprindelse, dårlig kvalitet eller med en udgangseffekt over 30W, da dette kan forårsage overophedning eller skade produktet. For maksimal sikkerhed anbefales det at bruge en opladeradapter, der overholder IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, med følgende specifikation: Indgang: 100-240VAC Udgang: DC 5V=1,0A.



- 1 Tænd/sluk
- 2 Batteriindikator:
 - 4 grønne lys: 100 % opladet (fuldt opladet)
 - 3 grønne lys: 75 % tilbage
 - 2 grønne lys: 50 % tilbage
 - 1 grønt lys: 25 % tilbage
 - Blinkende rødt lys: <10 % lavt batteri
- 3 LCD til kontrol af valgt tilstand / intensitet / timer
- 4 Timer-indstillingsknap
5 min / 10 min / 15 min
- 5 Intensitetsniveau-knap:
 - Niveau I (Lav)
 - Niveau II (Medium)
 - Niveau III (Høj)
- 6 Tænd/Sluk- & valg af behandlingsmodus-knap:
 - Mode 1: Foryngelse
 - Mode 2: Opklaring
 - Mode 3: Balancere
 - Mode 4: Berolige
 - Mode 5: Genopret
- 7 Type-C port



Produktets krop er markeret med:
"Brug ikke under badning eller brusebad."

Alle produktbilleder, tilbehør og brugerfladeillustrationer i denne manual er kun til reference. På grund af produktopdateringer og -opgraderinger kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Se venligst det faktiske produkt.

Enhedsopsætning

Kom i gang med din LED-lysterapimaske er enkelt.

1. Pak enheden og alle medfølgende tilbehør ud.
2. Dette produkt bruger to magnetiske, aftagelige batteripakker (hver 1000mAh, samlet 2000mAh). Før første brug skal begge batteripakker og fjernbetjeningen oplades fuldt. Se Opladningsinstruktioner for detaljer.


Lysfølsomhedstest

Følg disse instruktioner for at teste, om du er lysfølsom:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på LED-masken for at starte enheden. Brug fjernbetjeningen til at tænde/slukke enheden og til at vælge mellem de tilgængelige behandlingsmodi (farver).
2. Placer enheden på et område af underarmen og oprethold kontakten i hele den tre minutter lange behandlingscyklus.
3. Tryk igen på knappen "Valg af behandlingsmodus" for at vælge en anden behandlingsmodus (farve) til endnu en tre minutters behandling på samme område af underarmen.
4. Vent 24 timer. Du bør IKKE opleve nogen negative reaktioner i løbet af de næste 24 timer.
5. En negativ reaktion er smerte eller ubehag i behandlingsområderne eller enhver langvarig rødme i huden.


Opladningsinstruktioner (batteripakker & fjernbetjening)

Denne enhed er udstyret med to aftagelige 1000mAh-batteripakker og en trådløs fjernbetjening (280mAh). Følg venligst nedenstående instruktioner før første brug:



Opladning af batteripakkerne

- Fjern batteripakken fra masken, før opladning.
- Hver batteripakke kræver op til 2 timer for at opnå fuld opladning.
- Opladningstiden kan variere afhængigt af det resterende batteriniveau.



Opladning af fjernbetjeningen

- Den trådløse fjernbetjening indeholder et 280mAh genopladeligt batteri.
- Maksimal opladningstid er op til 2 timer.
- Opladningstiden kan variere afhængigt af det resterende batteriniveau.

Tips til vedligeholdelse af lithiumbatteri:

- Undgå at tømme batteriet helt, før det genoplades.
- Undgå at overlade batteriet, og prøv at begrænse opladningstiden til maksimalt 8 timer.
- Hvis enheden ikke bruges i en længere periode, anbefales det at oplade batteriet mindst én gang hver tredje måned.

Sådan bruges den

Klargøring



1. Vask dit ansigt rent. (Hvis du har makeup på, skal du rense med renselmælk eller rensefoam.)
2. Den kan bruges dag eller nat. Du kan indarbejde den i din nuværende hudplejerutine efter at have renset og/eller eksfolieret huden.
3. Sørg for at oplade batteriet fuldt inden brug.



1. Tryk kort på knappen på LED-masken for at tænde for strømmen. (Kan bruges, når lyset blinker grønt)
2. Efter at have justeret pandebåndet moderat, bær masken, så den indvendige side af LED-masken vender mod ansigtet.

Tips til justering af pandebåndet:

1. Når du sidder eller står, bør den korrekte position medføre minimal tryk på øjenhulen, så silikone-øjepuden passer til øjenhulen, med pandebåndet fastgjort til produktet.
2. Hvis du føler, at silikone-øjepuden udøver for meget tryk på øjenhulen, løsnes pandebåndet på begge sider.
3. Hvis silikone-øjepuden ikke passer til øjeområdet, og lys kan trænge ind gennem mellemrummet mellem øjepuden og øjenhulen, stram pandebåndet på begge sider.
4. Hvis du føler, at masken glider ned og ikke kan opretholde korrekt position på ansigtet, stram pandebåndet.
5. Vælg den ønskede tilstand ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen.
6. Hvis du føler ubehag, mens du bærer enheden, kan du forsøge at justere stropperne eller tage den af, indtil du føler dig bedre.
7. Produktet slukker automatisk, når den indstillede tilstand og den tilsvarende tid er afsluttet.

Forsigtighed ved brug

- Flyt fjernbetjeningen inden for 2 m fra LED-masken.
- Vær venlig ikke at handle voldsomt, mens produktet bæres.
- Når produktet bæres, skal du slappe af i en komfortabel stilling på sofaen eller sengen.

Fjernbetjening

1. Tilslut Type-C-porten på fjernbetjeningen med det medfølgende opladningskabel.
2. Sæt USB-enden af kablet i en 5V 1A-strømadapter for opladning.
3. Blinkende "88"-display: Opladning i gang - Fast "88"-display: Fuldt opladet - Træk opladningskablet ud før brug.
4. Når fjernbetjeningsbatteriet er lavt, vil "88"-displayet blinke, indtil skærmen slukker.

Da LED-masken bruger en radiofrekvensfjernbetjening (fjernbetjeningen sender radiosignaler, som hovedenheden modtager), skal brugeren parre fjernbetjeningen med LED-masken ved første brug. Paringsstrinnene er som følger:

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen på LED-masken nede i 5 sekunder for at gå i parringstilstand. Maskens indikatorlys vil skifte fra grønt til rødt og derefter blinke hurtigt mellem grønt og rødt.
2. Tryk og hold afstandsbetalerens tænd/sluk-knap i 3 sekunder for at tænde. En kontinuerlig biplyd og et konstant grønt indikatorlys bekræfter en vellykket parring.

Betjeningsvejledning

Valg af behandlingsmodus

Tryk på TÆND/SLUK- & behandlingsmodusknappen (som både fungerer som tænd/sluk-knap og til valg af behandlingsmodus) for at vælge mellem følgende behandlingsmodi:

Mode 1: Rejuvenate Rødt lys 630nm + Nær-infrarødt lys 850nm

Fordele:

Målrætter tegn på hudens aldring ved at stimulere kollagenproduktionen, forbedre hudens elasticitet og fremme cellefornyelse. Denne tilstand hjælper med at genoprette en glattere, fastere og mere strålende teint, hvilket efterlader huden forynget og ungdommelig.

Mode 2: Lysne Gult lys 590nm

Fordele:

Beroliger og revitaliserer huden og giver enestående genoprettende effekt efter soleksponering eller træthed. Hjælper med at lysne og genoprette en levende, jævn teint, hvilket fremmer en frisk og ungdommelig glød.

Mode 3: Balancere Grønt lys 530nm

Fordele:

Beroliger og balancerer sensitiv eller stresset hud, reducerer rødme og fremmer en jævn hudtone. Denne tilstand giver et naturligt balanceret og frisk udseende, ideelt til personer med reaktiv eller sensitiv hud.

Mode 4: Berolige Blåt lys 465nm

Fordele:

Ofte brugt i skønheds- og hudplejerutiner, hjælper denne tilstand med at berolige synlig rødme, reducere fedtet udseende og understøtte en mere klar teint. Den hjælper med at holde huden frisk og balanceret, hvilket bidrager til en sundere og mere raffineret hud.

Mode 5: Genskabe Full-Spectrum-tilstand: Gult 590nm + Grønt 530nm + Rødt 630nm + NIR 850nm

Fordele:

Denne multi-lysterapi-tilstand tilbyder en omfattende tilgang til forskellige hudplejeproblemer, såsom anti-aging, hudlysning, reduktion af pigmentering og generel hudklarhed. Kombinationen af forskellige bølgelængder giver en holistisk behandling for at forynge huden, udjævne hudtonen, mindske mørke pletter og forbedre hudens tekstur. Ideel til daglig, alt-i-en ansigtspleje, den leverer både genoprettende og forebyggende fordele for en ungdommelig og strålende teint.

Intensitetsniveauer

Tryk på knappen for intensitetsniveauer for at vælge intensiteten:

Niveau I (Lav)

Niveau II (Mellem)

Niveau III (Høj)

Timerindstillinger

Tryk på knappen for timerindstillinger for at vælge timer:

· 5 min

· 10 min

· 15 min

Hukommelsesfunktion

Ved første brug vil masken som standard være indstillet til

Mode 1: Forynge, Intensitetsniveau III (Høj), og Timer 10 min.

Efter hver brug vil masken huske den sidst anvendte behandlingsmodus, intensitet og timerindstillinger.

Noter

Ansigtsform	Beskrivelse
Tænd/Sluk	Tryk og hold TÆND/SLUK-knappen nede i 5 sekunder for at gå i standbytilstand (indikatorlyset bliver grønt).
Skift af behandlingsmodus	I standbytilstand skal du kort trykke på fjernbetjeningens knap for at skifte mellem behandlingsmodi: Rejuvenate → Lysne → Balancere → Berolige → Genskabe.
Intensitetsindstilling	I standbytilstand skal du kort trykke på fjernbetjeningens knap for at skifte intensitet: Lav → Mellem → Høj
Timerindstillinger	I standbytilstand skal du kort trykke på fjernbetjeningens knap for at vælge timer: 5 min → 10 min → 15 min.
Automatisk slukning	1. I standbytilstand vil masken automatisk slukke efter 10 minutters inaktivitet. 2. Masken kan slukkes ved at trykke på knappen på masken. 3. Masken slukker automatisk, når behandlingstiden er slut.
Hukommelsesfunktion	Masken husker den sidst anvendte behandlingsmodus, intensitet og timerindstillinger og gendanner disse indstillinger, når den tændes igen.

Yderligere instruktioner

1. Når den indstillede tid er slut, slukker masken automatisk.
2. Når fjernbetjeningen slukkes, slukker masken også.
3. Efter valg af tilstand med fjernbetjeningen, må maskens knapper ikke bruges, da dette nulstiller timeren til 10 minutter og forårsager visningsuoverensstemmelse. Start behandlingen direkte efter valg af tilstand med fjernbetjeningen.

Pleje og vedligeholdelse

1. Opbevar LED-lysterapimasken ved stuetemperatur under tørre forhold. Brug den medfølgende opbevaringstaske.
2. Undgå at opbevare LED-lysterapimasken i støvede omgivelser, i direkte sollys eller under fugtige og våde forhold.
3. LED-lysterapimasken indeholder ingen dele, der kan serviceres.
4. Før hver brug, når enheden er slukket, rengør ansigtsmasken efter rengøringsvejledningen nedenfor.
5. Undgå at bøje eller vride silikonemasken for meget.
6. Påfør ikke kosmetik direkte på maskens overflade.
7. Hold produktet væk fra olier, lotions og parfumer.

Rengøring af LED-lysterapimasken

1. Maskekroppen er lavet af silikone. Efter hver brug skal du forsigtigt tørre overfladen af med en blød, fnugfri klud fugtet med rent vand.
2. Om nødvendigt rengøres med mild, alkoholfri og duftfri neutral sæbe fortyndet med vand.

Bortskaffelse

Bortskaf IKKE nogen del af LED-lysterapimasken i husholdningsaffald.

LED-lysterapimasken og fjernbetjeningen indeholder et lithium-ion-polymerbatteri. For at beskytte miljøet bedes du pakke enheden og returnere den til producenten eller deres repræsentant ved slutningen af dens levetid, eller bortskaffe den sikkert i henhold til dine lokale retningslinjer.

Problem	Løsning
Skærmen på fjernbetjeningen tænder ikke, og masken kan ikke styres.	Kontrollér, om fjernbetjeningen har strøm. Hvis batteriet er tomt, skal du oplade fjernbetjeningen med det medfølgende opladningskabel og en 5V 1A-adapter. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke virker efter opladning, bedes du kontakte os for at arrangere en udskiftning.
Efter at have tændt masken, lyser fjernbetjeningens skærm, men masken kan ikke styres.	Nulstil både fjernbetjeningen og masken. Parringsinstruktioner: a. Tryk og hold maskens tænd/sluk-knap nede i 5 sekunder. Indikatoren vil først vise et grønt lys og derefter et blinkende rødt lys, hvilket signalerer, at enheden er gået ind i parringstilstand. b. Tryk blot på TÆND/SLUK-knappen på fjernbetjeningen for at fuldføre parringsprocessen.
Masken kan ikke oplades.	a. Udskift opladningskablet. Hvis det faktisk er et problem med opladningskablet, kan du kontakte os for at få det udskiftet. Hvis problemet stadig ikke bliver løst, bedes du kontakte os for at få enheden udskiftet. b. Kontrollér, om den strømadapter, du tilslutter enheden til, er aktiv, eller om den spænding, der er angivet på enheden, svarer til den lokale netspænding.

Grundlæggende parametre

Produktnavn	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Batterispecifikationer	<p>Batteripakker til maske</p> <ul style="list-style-type: none"> •Type: 3,7V / 1000mAh Lithium-polymerbatteri (per batteripakke) •Antal: 2 aftagelige batteripakker (samlet kapacitet: 2000mAh)
Produktets mål	<p>Maske: 634 x 233,8 x 5,5 mm</p> <p>Fjernbetjening: 133,6 x 42,3 x 19 mm</p>
Fjernbetjening	Type: 3,7V / 280mAh Lithium-polymerbatteri
Nettovægt	<p>Maske: Cirka 338 g</p> <p>Fjernbetjening: Cirka 72 g</p>
Adapterudgang	5V $\overline{=}$ 1A
Driftstid	<ul style="list-style-type: none"> •Én fuldt opladet batteripakke: Op til 60 minutter •To batteripakker (kombineret brug): Op til 120 minutter i alt
Opladningstid	<ul style="list-style-type: none"> •Én batteripakke: Op til 2 timer •To batteripakker (opladt separat): Op til 4 timer i alt •Fjernbetjening: Op til 2 timer

Ostrzeżenie

Aby zapobiec porażeniu prądem, pożarowi lub innym wypadkom, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- Przed użyciem Maski do Terapii Światłem LED należy przeprowadzić test wrażliwości (patrz sekcja test wrażliwości na światło). NIE używać Maski do Terapii Światłem LED, jeśli użytkownik jest wrażliwy na Maskę do Terapii Światłem LED. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domowym środowisku opieki zdrowotnej, pacjent może być docelowym operatorem.
- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED w sposób inny niż dokładnie określony w niniejszej instrukcji użytkowania. Używanie Maski do Terapii Światłem LED w sposób inny niż dokładnie określony w niniejszej instrukcji obsługi nie zostało przetestowane i związane z tym ryzyko jest nieznane. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub oparzeń.
- Natychmiast wyłączyć i zdjąć Maskę do Terapii Światłem LED, jeśli urządzenie staje się gorące lub jeśli skóra użytkownika staje się nieprzyjemnie ciepła.
- Ten produkt działa bezprzewodowo podczas użytkowania. Kabel ładowany jest podłączany tylko podczas ładowania.
- Podczas ładowania kabel może stanowić zagrożenie uduszeniem. Urządzenie i kabel ładowany należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED bez wcześniejszego usunięcia makijażu PRZED zabiegiem. Niektóre składniki w tych produktach mogą powodować uczulenie na światło lub mogą zmniejszać skuteczność zabiegu. Używanie Maski do Terapii Światłem LED bez usunięcia tych produktów może wywołać alergiczną reakcję skórą lub zmniejszyć efekt zabiegu. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem, co pozwoli uniknąć ryzyka pożaru i poparzeń.
- NIGDY nie używać Maski do Terapii Światłem LED w pobliżu wody lub w miejscach, gdzie woda może zostać rozlana na urządzenie. NIE używać Maski do Terapii Światłem LED w przypadku podejrzeń, że miała kontakt z wodą. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lampy.
- Trzymać Maskę do Terapii Światłem LED z dala od GORĄCYCH powierzchni. W razie potrzeby skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy w zakresie konfiguracji, użytkowania lub konserwacji WYPOSAŻENIA ME lub zgłoszenia nieoczekiwanego działania lub zdarzeń.

- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED, jeśli maska, pilot lub kabel ładujący USB Typu C są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone, aby uniknąć ryzyka pożaru, oparzeń lub innych zagrożeń.
- Po wyjęciu z minimalnej / maksymalnej temperatury przechowywania zaleca się odczekanie 2 godzin przed użyciem.
- Nie patrzeć bezpośrednio ani nie kierować światła w oczy podczas pracy urządzenia.
- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED w pobliżu urządzeń z technologią bezprzewodową.

Przeciwwskazania kosmetyczne

Bezpieczeństwo i skuteczność fototerapii: Przed nałożeniem maski nie używaj na twarzy produktów zawierających:

- Witaminę A i pochodne (retinol, retinal, estry retinyłu).
- Kwasy (glikolowy, migdałowy, wysoko stężony salicyłowy).
- Inne substancje drażniące: wysokie stężenie alkoholu, złożone kompozycje zapachowe, sztuczne barwniki.

Procedura: Oczyść dokładnie skórę przed użyciem. Po terapii światłem skóra lepiej wchłania składniki - zaleca się wówczas łagodny produkt nawilżający lub regenerujący.

Wiek: Dla dorosłych 18+.

Przeciwwskazania :

- Osoby z otwartymi ranami, egzemą, zapaleniem skóry, aktywną postacią trądziku różowatego, ciężkim trądzikiem lub innymi aktywnymi chorobami skóry.
- Nadwrażliwość na światło lub przyjmowanie leków fotouczulających.
- Kobiety w ciąży, karmiące oraz dzieci.
- Obecność elektronicznych lub metalowych implantów w twarzy/głowie.
- Ostatnie zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub mikronaktowanie (odczekaj 1 miesiąc).
- W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Zalecenia:

- Maska musi ściśle przylegać do skóry. Nie zaleca się soczewek kontaktowych.
- W trakcie kuracji stosuj wzmożoną ochronę przeciwsłoneczną.
- Przy dyskomforcie przerwij użycie. Przy utrzymujących się objawach skontaktuj się z dermatologiem.

Zastrzeżenie:

Urządzenie do domowego użytku kosmetycznego - nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki ani leczenia.


Środki ostrożności

- To urządzenie zawiera silikon, elementy plastikowe i materiały z zapięciem na rzep. Osoby ze stwierdzoną alergią na którykolwiek z tych materiałów powinny przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- To urządzenie wyposażone jest w funkcję pamięci. Automatycznie przywołuje ostatnio używany tryb zabiegu, poziom intensywności i czas zabiegu przy każdym włączeniu urządzenia.
- Maski do Terapii Światłem LED nie można używać podczas ładowania.
- Przed każdym użyciem, gdy urządzenie jest wyłączone, wyczyścić maskę do twarzy.
- NIE używać żadnych innych środków czyszczących niż te określone w instrukcji czyszczenia. Stosowanie innych środków czyszczących może uszkodzić Maskę do Terapii Światłem LED.
- Maskę do Terapii Światłem LED przechowywać w temperaturze pokojowej w suchych warunkach i z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Po wyjęciu z miejsca przechowywania o minimalnej / maksymalnej temperaturze, zaleca się odczekanie 2 godzin przed użyciem.
- Nie patrzeć bezpośrednio ani nie kierować światła w oczy podczas pracy urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- NIE uszkadzać, nie modyfikować, nie zginać, nie skręcać ani nie podgrzewać kabla ładującego USB Typu C. Uszkodzony kabel ładujący może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub nieprawidłowego działania.
- NIE umieszczać ani nie używać urządzenia w pobliżu wody lub innych cieczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Ten produkt wykorzystuje magnetyczny, odłączany akumulator. Naładować akumulator do pełna przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Używać wyłącznie akumulatora dostarczonego wraz z urządzeniem.
- NIE próbować otwierać, modyfikować, wymieniać ani używać niezatwierdzonych akumulatorów, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do przegrzania, wycieku lub wybuchu.
- NIE wyrzucać akumulatora w dowolnym miejscu, podczas utylizacji postępować zgodnie z lokalnymi procedurami utylizacji.
- Używać wyłącznie napięcia DC 5V = Adapter ładujący 1A do ładowania tego urządzenia (maksymalna moc wyjściowa 3,5 W).
- NIE używać ładowarek nieznanego pochodzenia, niskiej jakości lub o mocy wyjściowej przekraczającej 30W, ponieważ może to spowodować przegrzanie lub uszkodzenie produktu. Dla maksymalnego bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z adaptera ładującego, który jest zgodny z normą IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, o następujących parametrach: Napięcie wejściowe: 100-240VAC Napięcie wyjściowe: DC 5V = 1,0A.

Ogólne informacje o produkcie



- 1 Włączanie/wyłączenie
- 2 Wskaźnik Naładowania Akumulatora:
4 Zielone kontrolki: 100% Naładowania (W pełni Naładowana)
3 Zielone Kontrolki: Pozostało 75%
2 Zielone Kontrolki: Pozostało 50%
1 Zielona Kontrolka: Pozostało 25%
Migająca Czerwona Kontrolka: <10% Niski Poziom Naładowania
- 3 Wyświetlacz LCD do sprawdzania wybranego trybu/Intensywności/ Timera
- 4 Przycisk ustawień timera
5 min / 10 min / 15 min
- 5 Przycisk Poziomów Intensywności:
Poziom I (Niski)
Poziom II (Średni)
Poziom III (Wysoki)
- 6 Przycisk Włącz/Wyłącz i wyboru trybu zabiegu:
Tryb 1: Odmłodzenie
Tryb 2: Rozjaśnienie
Tryb 3: Zrównoważony
Tryb 4: Ukojenie
Tryb 5: Regeneracja
- 7 Port typu C



Korpus produktu jest oznaczony „Nie wolno używać produktu podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Wszystkie zdjęcia produktu, akcesoria i ilustracje interfejsu użytkownika w tej instrukcji mają charakter poglądowy. Ze względu na aktualizacje i modernizacje produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od ilustracji. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Konfiguracja Urządzenia

Rozpoczęcie korzystania z Maski do Terapii Światłem LED jest proste.

1. Rozpakować urządzenie i wszystkie dołączone akcesoria.
2. Ten produkt wykorzystuje dwa magnetyczne, odłączane akumulatory (każdy o pojemności 1000 mAh, łącznie 2000 mAh). Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować oba akumulatory i pilota. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji ładowania.

Test wrażliwości na światło


Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sprawdzić, czy występuje nadwrażliwość na światło:

1. Nacisnąć przycisk zasilania na masce LED, aby uruchomić urządzenie. Użyć pilota zdalnego sterowania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie i wybrać pomiędzy dostępnymi trybami zabiegowymi (kolorami).
2. Umieścić urządzenie na części przedramienia, utrzymując kontakt przez cały trzyminutowy cykl zabiegu.
3. Nacisnąć ponownie „Przycisk wyboru trybu zabiegu”, aby wybrać inny tryb zabiegu (kolor) dla kolejnego trzech minutowego zabiegu na tym samym obszarze przedramienia.
4. Odczekać 24 godz. W ciągu najbliższych 24 godzin NIE powinny wystąpić żadne działania niepożądane.
5. Niepożądana reakcja to ból lub dyskomfort w obszarach zabiegowych lub jakiegokolwiek przedłużające się zaczerwienienie skóry.

Instrukcje ładowania (Akumulatory i Pilot)


To urządzenie jest wyposażone w dwa odłączane akumulatory o pojemności 1000 mAh oraz bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (280 mAh).

Przed pierwszym użyciem należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Ładowanie Akumulatorów

- Wyjąć akumulator z maski przed ładowaniem.
- Każdy akumulator wymaga do 2 godzin do pełnego naładowania.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od pozostałego poziomu naładowania akumulatora.



Ładowanie Pilota

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania zawiera akumulator o pojemności 280 mAh.
- Maksymalny czas ładowania wynosi do 2 godzin.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Wskazówki Dotyczące Konserwacji Akumulatora Litowego:

- Unikać całkowitego rozładowania baterii przed ponownym ładowaniem.
- Unikać przeladowania baterii i starać się ograniczyć czas ładowania do maksymalnie 8 godzin.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie baterii przynajmniej raz na trzy miesiące.

Jak używać

Przygotowanie



1. Umyć dokładnie twarz. (Jeśli na twarzy jest makijaż, zmyć go pianką do oczyszczania twarzy.)
2. Można stosować w ciągu dnia lub w nocy. Można włączyć urządzenie do swojej obecnej rutyny pielęgnacyjnej po oczyszczeniu i/lub złuszczeniu skóry.
3. Przed użyciem należy całkowicie naładować baterię.



1. Nacisnąć krótko przycisk na masce LED, aby włączyć zasilanie. (Dostępne, gdy miga na zielono)
2. Po odpowiednim dopasowaniu opaski na włosy, założyć ją tak, aby wewnętrzna strona maski LED przylegała do twarzy.

Wskazówki dotyczące regulacji opaski:

1. Podczas siedzenia lub stania prawidłowe ustawienie to minimalne naciśnięcie na oczodół, dzięki czemu silikonowa poduszka oczna przylega do oczodołu, a opaska mocuje produkt.
2. Jeśli silikonowa podkładka pod oczy zbyt mocno uciska oczodoły, poluzować opaskę na głowę z obu stron.
3. Jeśli silikonowa nakładka na oczy nie przylega dokładnie do okolic oczu i światło może przedostawać się przez szczelinę między nakładką a oczodołem, docisnąć opaskę po obu stronach.
4. Jeśli maska zsuwa się i nie utrzymuje prawidłowej pozycji na twarzy, zacisnąć opaskę.
5. Wybrać żądany tryb za pomocą przycisków na pilocie.
6. Jeśli czujesz się niekomfortowo podczas noszenia urządzenia, możesz spróbować wyregulować pasek lub podnieść urządzenie, aż poczujesz się lepiej.
7. Ten produkt wyłączy się automatycznie po zakończeniu ustawionego trybu i odpowiadającego mu czasu.

Środki ostrożności podczas użytkowania

- Umieścić pilot sterowania w odległości do 2 m od maski LED.
- Nie wykonuj gwałtownych ruchów podczas noszenia produktu.
- Podczas korzystania z produktu zrelaksuj się w wygodnej pozycji na kanapie lub łóżku.

Instrukcja obsługi

Pilot

1. Podłączyć port typu C pilota za pomocą dostarczonego kabla ładującego.
2. Podłączyć końcówkę USB kabla do zasilacza 5V 1A, aby naładować urządzenie.
3. Na Wyświetlaczu Miga „88”: Na Wyświetlaczu Świeci „88”: W pełni naładowany Przed użyciem odłącz kabel ładujący.
4. Gdy bateria w pilocie jest słaba, „88” na wyświetlaczu będzie migać, aż ekran się wyłączy.

Ponieważ maska LED wykorzystuje pilot zdalnego sterowania o częstotliwości radiowej (pilot emituje sygnały radiowe, które odbiera jednostka główna), użytkownicy muszą sparować pilot z maską LED przy pierwszym użyciu. Kroki parowania są następujące:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na masce LED przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Światło wskaźnika maski zmieni się z zielonego na czerwone, a następnie zacznie szybko migać na przemian między zielonym a czerwonym.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania pilota przez 3 sekundy, aby go włączyć. Ciągły sygnał dźwiękowy i stałe zielone światło wskaźnika potwierdzą udane sparowanie.

Instrukcja Obsługi

Wybór Trybu Zabiegu

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. i Wyboru Trybów Zabiegowych (który łączy funkcję przycisku zasilania oraz wyboru trybu zabiegowego), aby wybrać jeden z następujących trybów zabiegowych:

Tryb 1: Odmłodzenie Światło Czerwone 630 nm + Światło Podczerwone 850 nm

Korzyści:

Zwalcza oznaki starzenia się skóry poprzez stymulację produkcji kolagenu, poprawę elastyczności skóry i wspomaganie regeneracji komórkowej. Ten tryb pomaga przywrócić gładszą, jędrniejszą i bardziej promienną cerę, pozostawiając skórę odmłodzoną i młodzieńczą.

Tryb 2: Rozjaśnienie Żółte Światło 590 nm

Korzyści:

Łagodzi i rewitalizuje skórę, zapewniając wyjątkowe korzyści regeneracyjne po ekspozycji na słońce lub zmęczeniu. Pomaga rozjaśnić i przywrócić promienną, równomiernie zabarwioną cerę, promując świeży i młodzieńczy blask.

Tryb 3: Zrównoważony Zielone Światło 530 nm

Korzyści:

Uspokaja i równoważy wrażliwą lub zestresowaną skórę, zmniejszając zaczerwienienia i promując równomierny kolor skóry. Ten tryb zapewnia naturalnie zrównoważony i odświeżony wygląd, idealny dla osób z reaktywną lub wrażliwą skórą.

Tryb 4: Ukojenie Niebieskie Światło 465 nm

Korzyści:

Często używany w zabiegach kosmetycznych i pielęgnacyjnych, ten tryb pomaga łagodzić wygląd widocznego zaczerwienienia, redukować wrażenie tłustości skóry oraz wspierać bardziej klarowny wygląd cery. Pomaga utrzymać świeżość i równowagę skóry, przyczyniając się do zdrowszego i bardziej udoskonalonego wyglądu.

Tryb 5: Regeneracja Tryb Pełnego Spektrum: Żółte 590 nm + Zielone 530 nm + Czerwone 630 nm + NIR 850 nm

Korzyści:

Ten tryb terapii wieloma światłami oferuje kompleksowe podejście do różnorodnych problemów skórnych, takich jak przeciwdziałanie starzeniu, rozjaśnianie skóry, redukcja przebarwień oraz ogólne oczyszczenie skóry. Połączenie różnych długości fal zapewnia holistyczne leczenie, które odmładza skórę, wyrównuje jej kolor, rozjaśnia przebarwienia i poprawia teksturę skóry. Idealny do codziennej, kompleksowej pielęgnacji twarzy, zapewnia zarówno regeneracyjne, jak i zapobiegawcze korzyści dla młodzieńczej, promiennej cery.

Poziomy Intensywności

Nacisnąć Przycisk Poziomów Intensywności, aby wybrać intensywność:

Poziom I (Niski)

Poziom II (Średni)

Poziom III (Wysoki)

Ustawienia Timera

Naciśnij Przycisk Ustawienia Timera, aby wybrać czas:

·5 minut

·10 minut

·15 minut

Funkcja Pamięci

Przy pierwszym użyciu maska domyślnie wybierze Tryb 1: Odmładzanie, Poziom Intensywności III (Wysoki) o, z Timer – 10 minut. Po każdym użyciu maska zapamięta ostatnio używany tryb zabiegu, intensywność i ustawienia timera.

Uwagi

Kształt twarzy	Opis
Wł./wył. Zasilanie	Nacisnąć i przytrzymać przycisk Wł./WYŁ. przez 5 sekund, aby przejść w tryb gotowości (wskaźnik świetlny zmienia kolor na zielony).
Zabieg Zmiana Trybu	W trybie gotowości, krótko naciśnij przycisk pilota, aby przełączać między trybami zabiegu: Odmłodzenie → Rozjaśnienie → Równowaga → Ukojenie → Regeneracja.
Ustawienia Intensywności	W trybie gotowości, krótko naciśnij przycisk pilota, aby przełączyć intensywność: Niska→Średnia→Wysoka
Ustawienia Timera	W trybie gotowości krótko nacisnąć przycisk na pilocie, aby wybrać timer: 5 min→10 min→15 min.
Automatyczne Wyłączenie	1. W trybie czuwania maska wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności. 2. Maskę można wyłączyć, naciskając przycisk na masce. 3. Maska wyłączy się automatycznie po zakończeniu czasu zabiegu.
Funkcja Pamięci	Maska zapamięta ostatnio używany tryb zabiegu, intensywność i ustawienia timera, i przywróci te ustawienia po ponownym włączeniu

Dodatkowe Instrukcje

- Po upływie ustawionego czasu maska wyłączy się automatycznie.
- Wyłączenie pilota również wyłącza maskę.
- Po wybraniu trybu pilotem nie używaj przycisków na masce, ponieważ resetuje to timer do 10 minut i powoduje niezgodność wyświetlaczy. Rozpocznij terapię bezpośrednio po wybraniu trybu pilotem.

Pielęgnacja i konserwacja

1. Maskę do Terapii Światłem LED przechowywać w temperaturze pokojowej w suchych warunkach. Do przenoszenia używać dostarczonej torby.
2. Unikać przechowywania Maski do Terapii Światłem LED w zakurzonych warunkach, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnym środowisku.
3. Maska do Terapii Światłem LED nie zawiera części podlegających serwisowaniu.
4. Przed każdym użyciem, gdy urządzenie jest wyłączone, wyczyścić maskę do twarzy zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia.
5. Unikać nadmiernego zginania lub skręcania silikonowej maski.
6. Nie nakładać kosmetyków bezpośrednio na powierzchnię maski.
7. Trzymać produkt z dala od olejków, balsamów i perfum.

Czyszczenie Maski do Terapii Światłem LED

1. Korpus maski wykonany jest z silikonu. Po każdym użyciu delikatnie przetrzeć powierzchnię miękką, niepyłącą ściereczką zwilżoną czystą wodą.
2. W razie potrzeby wyczyścić łagodnym, bezzapachowym mydłem neutralnym bez alkoholu rozcieńczonym wodą.

Utylizacja

NIE wyrzucać żadnej części Maski do Terapii Światłem LED do domowych odpadów.

Maska do Terapii Światłem LED oraz pilot zawierają akumulator litowo-polimerowy. W celu ochrony środowiska, po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zapakować i zwrócić do producenta lub jego przedstawiciela, lub bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Problem	Rozwiązanie
<p>Ekran na pilocie nie zapala się i nie można sterować maską.</p>	<p>Sprawdzić, czy pilot ma zasilanie. Jeśli akumulator jest wyczerpany, naładować pilot za pomocą dołączonego kabla ładującego i adaptera 5V 1A. Jeśli pilot nadal nie działa po naładowaniu, skontaktować się z nami, aby zorganizować wymianę.</p>
<p>Po włączeniu maski ekran pilota zapala się, ale nie można sterować maską.</p>	<p>Zresetować zarówno pilot jak i maskę. Instrukcje parowania: A. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania maski przez 5 sekund. Wskaźnik najpierw pokaże zielone światło, a następnie migające czerwone światło, sygnalizując, że urządzenie przeszło w tryb parowania. b. Wystarczy nacisnąć przycisk Wł./WYł. na pilocie, aby zakończyć proces parowania.</p>
<p>Nie można naładować maski.</p>	<p>a. Wymienić kabel ładujący. Jeśli rzeczywiście jest to problem z kablem ładującym, można skontaktować się z nami w celu wymiany go. Jeśli problem nadal nie może zostać rozwiązany, prosimy o kontakt w celu wymiany urządzenia. b. Sprawdzić, czy adapter ładujący, do którego podłączasz urządzenie, jest pod napięciem lub czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.</p>

Podstawowe Parametry

Nazwa Urządzenia	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Specyfikacja Baterii	<p>Akumulatory do maski</p> <ul style="list-style-type: none"> •Typ: Akumulator Litowo-Polimerowy 3,7 V / 1000 mAh (na jeden akumulator) •Liczba: 2 odłączane akumulatory (całkowita pojemność: 2000 mAh)
Wymiary Produktu	<p>Maska: 634 × 233,8 × 5,5 mm</p> <p>Pilot: 133,6 × 42,3 × 19 mm</p>
Pilot	Typ C: Akumulator Litowo-Polimerowy 3,7 V / 280 mAh
Masa netto:	<p>Maska: Około 338 g</p> <p>Pilot: Około 72 g</p>
Wyjście Zasilacza	5V ⚡1A
Czas Pracy	<ul style="list-style-type: none"> •Jeden w pełni naładowany akumulator: do 60 minut •Dwa akumulatory (łącznie użytkowanie): do 120 minut łącznie
Czas ładowania	<ul style="list-style-type: none"> •Jeden akumulator: Do 2 godzin •Dwa akumulatory (ładowane osobno): Do 4 godzin łącznie •Pilot zdalnego sterowania: Do 2 godzin

Varoitukset

Sähköiskun, tulipalon tai muiden onnettomuuksien välttämiseksi lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Ennen LED-valohoitomaskin käyttöä sinun on suoritettava herkkyystesti (katso kohta valoherkkyyskoe). ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia, jos olet herkkä LED-valolle. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiterveydenhuoltoympäristössä, ja myös potilas voi olla laitteen käyttäjä.

- ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia millään muulla tavalla kuin näissä käyttöohjeissa on tarkalleen määritelty. LED-valohoitomaskin käyttö muulla tavoin kuin näissä käyttöohjeissa on tarkalleen määritelty ei ole testattua, ja riski on tuntematon. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aistitoiminnoiltaan tai henkisiltä kyvyiltään heikentyneet ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute voivat estää laitteen turvallisen käytön ilman valvontaa tai ohjausta tulipalon tai palovammojen riskin välttämiseksi.

- Sammuta ja poista LED-valohoitomaski välittömästi, jos laite tuntuu kuumalta tai ihosi tuntuu epämukavan lämpimältä.

- Tämä tuote on langaton käytön aikana. Latauskaapeli kytketään vain latauksen ajaksi.

- Latauksen aikana kaapeli voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä laite ja latauskaapeli aina poissa lasten ulottuvilta.

- ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia poistamatta ensin meikkiä ENNEN hoitoa. Jotkin näiden tuotteiden ainesosat voivat aiheuttaa valoyliherkkyyttä tai heikentää hoidon tehoa. Jos käytät LED-valohoitomaskia poistamatta näitä tuotteita, se voi aiheuttaa ihoreaktion tai heikentää hoidon tehoa. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella, mikä voisi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

- ÄLÄ KOSKAAN käytä LED-valohoitomaskia veden lähellä tai paikassa, jossa vettä voi roiskua sen päälle. ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia, jos epäilet sen joutuneen kosketuksiin veden kanssa. Älä altista laitetta kovalle iskuille välttääksesi lampun vaurioitumisen riskin.

- Pidä LED-valohoitomaski poissa KUUMILTA pinnoilta. Tarvittaessa ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua lääketieteellisen laitteen asentamiseen, käyttöön tai huoltoon tai ilmoittaaksesi odottamattomasta toiminnasta tai tapahtumista.

- ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia, jos maski, kaukosäädin tai USB Type-C -latauskaapeli on millään tavalla vahingoittunut. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päällä, tulipalon, palovammojen tai muiden vaarojen riskin välttämiseksi.
- Kun otat laitteen pois minimi-/maksimisäilytyslämpötilasta, on suositeltavaa antaa sen palautua 2 tuntia ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan valoon tai suuntaa valoa silmiin käytön aikana.
- ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia langatonta tekniikkaa käyttävien laitteiden läheisyydessä.

Ihohoito tuotteiden käyttökiellot

Ennen maskin käyttöä älä käytä kasvoilla tuotteita, jotka sisältävät:

- A-vitamiinia tai sen johdannaisia (kuten retinoli, retinal).
- Hapoja (kuten glykoli-, manteli- tai korkeapitoinen salisyylihappo).
- Korkeapitoista alkoholia, monimutkaisia tuoksuaaineita tai keinotekoisia väriaineita.

Suosittelut käyttötapat: Puhdista iho perusteellisesti ennen käyttöä. Valohoidon jälkeen voit käyttää lievää kosteus- tai korjaavahoitoa.

Ikäraja: Tuote sopii 18 vuotta täyttäneille.

Käyttökielto ryhmät:

- Avoimet haavat, ekseema, dermatitti, aktiivinen ruusuoppi, vakava akne tai muut aktiiviset ihosairaudet.
- Valoherkkyys tai fotosensitiivisten lääkkeiden käyttö.
- Raskaana/imetysvaiheessa olevat sekä lapset.
- Sähköiset tai metalliset implantit kasvoissa/päässä.
- Äskettäiset laserhoidot, kemiallinen pilingi tai mikroneulaus (odota 1 kk).
- Epäilyissä: Konsultoi lääkäriä.

Käyttöohjeet:

- Maskin tulee istua tiiviisti ihoa vasten. Älä käytä piilolinssisiä.
- Suosittelemme päivittäistä aurinkosuojaa hoidon aikana.
- Lopeta käyttö epä mukavuuden sattuessa. Ota yhteyttä dermatologiin, jos oireet jatkuvat.

Vastuuvapaus:

Kotikäyttöön tarkoitettu laite - ei korvaa ammattilaishoitoa.


Turvallisuustoimenpiteet

- Tämä laite sisältää silikonia, muovikomponentteja ja tarranauhamaateriaaleja. Henkilöiden, joilla on tunnettu allergia jotakin näistä materiaaleista kohtaan, tulee lopettaa laitteen käyttö ja kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.
- Tämä laite on varustettu muistitoiminnolla. Se palauttaa automaattisesti viimeksi käytetyn hoitotilan, tehotason ja hoitoajan aina, kun laite kytketään päälle.
- LED-valohoitomaskia ei voi käyttää lataustilassa.
- Puhdista kasvonaamari ennen jokaista käyttöä, kun laite on kytketty pois päältä.
- ÄLÄ käytä muita puhdistustuotteita kuin puhdistusohjeissa mainittuja. Muiden puhdistustuotteiden käyttö voi vaurioittaa LED-valohoitomaskia.
- Säilytä LED-valohoitomaski huoneenlämpöisessä, kuivissa olosuhteissa, suorasta auringonvalosta suojattuna.
- Kun otat laitteen pois minimi-/maksimisäilytyslämpötilasta, on suositeltavaa antaa sen palautua 2 tuntia ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan valoon tai suuntaa valoa silmiin käytön aikana.

Sähköturvallisuus

- ÄLÄ vahingoita, muokkaa, taivuta, väännä tai kuumenna USB Type-C -latauskaapelia. Vaurioitunut latauskaapeli voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.
- ÄLÄ aseta tai käytä laitetta veden tai nesteiden lähellä. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Tämä tuote käyttää magneettista, irrotettavaa akkupakkausta. Lataa akkupaketti täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua, tähän laitteeseen tarkoitettua akkupakettia.
- ÄLÄ yritä avata, muokata, vaihtaa tai käyttää hyväksymättömiä akkupaketteja, sillä virheellinen käsittely voi johtaa ylikuumenemiseen, vuotamiseen tai räjähdykseen.
- ÄLÄ hävitä akkua satunnaisesti, noudata paikallisia jätteenkäsittelyohjeita akkua hävitettäessä.
- Käytä vain DC 5V=1 A lataussovittinta laitteen lataamiseen (enimmäislähtöteho 3,5 W).
- ÄLÄ käytä tuntemattomien valmistajien heikkolaatuisia latureita tai latureita, joiden lähtöteho ylittää 30 W, sillä ne voivat aiheuttaa ylikuumenemista tai vaurioittaa tuotetta. Maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi suositellaan käyttämään lataussovittinta, joka täyttää standardin IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 vaatimukset ja jonka nimellisarvot ovat: Tulojännite: 100-240VAC Lähtö: DC 5V=1,0 A.

FI Tuotteen yleiskuvaus



- 1** Kytkeminen päälle/pois
- 2** Akun merkkivalo
4 vihreää valoa: 100 % lataus (täysin ladattu)
3 vihreää valoa: 75 % jäljellä
2 vihreää valoa: 50 % jäljellä
1 vihreä valo: 25 % akkua jäljellä
Vilkkuva punainen valo: <10 %: akku vähissä
- 3** LCD-näyttö hoitotilan, tehon ja ajastimen tarkistamiseen
- 4** Ajastimen asetuspainike
5 min/10 min/15 min
- 5** Tehotason painike:
Taso I (Matala)
Taso II (Keskitaso)
Taso III (Korkea)
- 6** Virtapainike ja hoitotilojen valintapainike:
Tilat 1: Nuorentava
Tilat 2: Kirkastava
Tilat 3: Tasapainottava
Tilat 4: Rauhoittava
Tilat 5: Palauttava
- 7** C-tyyppin latausportti



Tuotteeseen on merkitty: Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.

Kaikki tämän käyttöoppaan tuotekuvat, lisävarusteet ja käyttöliittymäkuvitukset ovat vain viitteellisiä. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kuvituksesta. Katso lisätietoja tuotteesta.

Aloittaminen

Laitteen valmistelu:

LED-valohoitomaskin käyttöönotto on yksinkertaista.

1. Pura laite ja kaikki mukana olevat lisävarusteet pakkauksesta.
2. Tässä tuotteessa käytetään kahta magneettista, irrotettavaa akkua (kumpikin 1000mAh, yhteensä 2000mAh). Ennen ensimmäistä käyttöä lataa molemmat akut ja kaukosäädin täyteen. Katso lisätietoja Latausohjeet-kohdasta.


Valoherkkyyskoe

Noudata näitä ohjeita selvittääksesi, oletko herkkä valolle:

1. Paina LED-maskin virtapainiketta käynnistääksesi laitteen. Käytä kaukosäädintä laitteen kytkemiseen päälle/pois ja valitse hoitotila (väri).
2. Aseta laite kyynärvarren alueelle ja pidä se ihokosketuksessa koko kolmen minuutin hoitojakson ajan.
3. Paina "Hoitotilojen valintapainiketta" uudelleen valitaksesi toisen hoitotilan (värin) toista kolmen minuutin hoitoa varten samalla kyynärvarren alueella.
4. Odota 24 tuntia. Sinun EI pitäisi kokea mitään haitallisia reaktioita seuraavan 24 tunnin aikana.
5. Haitallinen reaktio on kipua tai epämukavuutta hoitoalueilla tai pitkittynyttä ihon punoitusta.

Latausohjeet (akut & kaukosäädin)

Tämä laite on varustettu kahdella irrotettavalla 1000 mAh:n akkupaketilla ja 280 mAh:n langattomalla kaukosäätimellä. Noudata alla olevia ohjeita ennen ensimmäistä käyttöä:



Akkupakkausten lataaminen

- Poista akku maskista ennen lataamista.
- Jokaisen akun täyteen lataaminen kestää enintään 2 tuntia.
- Latausaika voi vaihdella jäljellä olevan akun varauksen mukaan.



Kaukosäätimen lataaminen

- Langaton kaukosäädin sisältää 280 mAh:n ladattavan akun.
- Enimmäislatausaika on enintään 2 tuntia.
- Latausaika voi vaihdella jäljellä olevan akun varauksen mukaan.

Litiumakun huoltovinkkejä:

- Vältä akun tyhjentämistä kokonaan ennen uudelleenlatausta.
- Vältä akun yllilatausta ja pyri rajoittamaan latausaika enintään 8 tuntiin.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata akku vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Valmistelu



1. Pese kasvot puhtaiksi. (Jos sinulla on meikkiä, puhdista kasvot puhdistusvaahdolla.)
2. Laitetta voi käyttää sekä päivällä että yöllä. Voit sovittaa sen nykyiseen ihonhoitorutiiniisi ihon puhdistuksen ja/tai kuorinnan jälkeen.
3. Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä.



1. Paina lyhyesti LED-maskin painiketta kytkeäksesi virran päälle. (Käytettävissä, kun vihreä valo vilkkuu)
2. Säädä hiuspantaa sopivaksi ja aseta se niin, että LED-maskin sisäpuoli on kasvojesi vasten.

Vinkkejä pinnan säätämiseen:

1. Istuessa tai seistessä asennon tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän painetta silmäkuoppaan, jotta silikoinen silmätyyny asettuu oikein ja panta pitää tuotteen paikallaan.
2. Jos tunnet, että silikoinen silmätyyny aiheuttaa liikaa painetta silmäkuoppaan, löysää pantaa molemmilta puolilta.
3. Jos silikoinen silmätyyny ei istu silmäalueelle ja valoa pääsee silmätyynyn ja silmäkuopan välisestä raosta, kiristä pantaa molemmilta puolilta.
4. Jos tunnet, että maski valuu alaspäin eikä pysy oikeassa asennossa kasvoillasi, kiristä pantaa.
5. Valitse haluamasi tila kaukosäätimen painikkeilla.
6. Jos tunnet olosi epämukavaksi laitetta käyttäessäsi, voit yrittää säätää hihnaa tai ottaa sen pois, kunnes olosi paranee.
7. Laitte sammuu automaattisesti, kun valittu tila ja vastaava aika ovat päättyneet.

Käyttöön liittyvät varotoimet

- Pidä kaukosäädin korkeintaan 2 m:n etäisyydellä LED-maskista.
- Älä käsittele tuotetta väkivaltaisesti sitä käyttäessäsi.
- Kun käytät tuotetta, rentoudu mukavassa asennossa sohvalla tai sängyllä.

Käyttöohje

Kaukosäädin

1. Liitä mukana toimitettu latauskaapeli kaukosäätimen Type-C-porttiin.
2. Kytke kaapelin USB-pää 5V 1A-virtasovittimeen latausta varten.
3. Vilkkuva "88" näytöllä: Lataus käynnissä: kiinteä "88" näytöllä. Täyteen ladattu: irrota latauskaapeli ennen käyttöä.
4. Kun kaukosäätimen pariston virta on vähissä, "88"-näyttö vilkkuu, kunnes näyttö sammuu.

Koska LED-maski käyttää radiotaajuuskaukosäädintä (kaukosäädin lähettää radiotaajuussignaaleja, jotka pääyksikkö vastaanottaa), kaukosäädin on yhdistettävä LED-maskiin ensimmäisellä käyttökerralla. Parituksen vaiheet ovat seuraavat:

1. Paina ja pidä LED-maskin virtapainiketta 5 sekunnin ajan siirtyäksesi paritustilaan. Maskin merkkivalo vaihtuu vihreästä punaiseksi ja vilkkuu sitten nopeasti vihreän ja punaisen välillä.

2. Paina ja pidä kaukosäätimen virtapainiketta kolme sekuntia laittaaksesi sen päälle. Jatkuva piippaus ja tasainen vihreä valoindikaattori vahvistavat onnistuneen pariliitoksen.

Käyttöohjeet

Hoitotilan valinta

Paina PÄÄLLE/POIS- ja hoitotilan valintapainiketta (joka sisältää sekä virtapainikkeen että hoitotilan valintatoiminnon) valitaksesi seuraavista hoitotiloista:

Tila 1: Nuorentava Punainen valo 630 nm + lähinfrapunavalo 850 nm

Hyödyt:

Kohdistuu ikääntymisen merkkeihin stimuloimalla kollageenin tuotantoa, parantamalla ihon elastisuutta ja edistämällä solujen korjaantumista. Tämä tila auttaa palauttamaan ihosta sileämmän, kiinteämmän ja hehkuvamman, jolloin iho näyttää nuorentuneelta ja elinvoimaiselta.

Tila 2: Kirkastava Keltainen valo 590 nm

Hyödyt:

Se auttaa kirkastamaan ja palauttamaan elinvoimaisen, tasaisen ihonsävyn ja antaa iholle virkistyneen, nuorekkaan hehkun. Se auttaa kirkastamaan ja palauttamaan elinvoimaisen, tasasävyisen ihon, edistäen virkistynyttä ja nuorekasta hehkua.

Tila 3: Tasapainottava Vihreä valo 530 nm

Hyödyt:

Rauhoittaa ja tasapainottaa herkkää tai stressaantunutta ihoa, vähentää punoitusta ja edistää tasaista ihonsävyä. Tämä tila antaa luonnollisen tasapainoisen ja virkistyneen ulkonäön ja on ihanteellinen reaktiiviselle tai herkälle iholle.

Tila 4: Rauhoittava Sininen valo 465 nm

Hyödyt:

Tätä tilaa käytetään usein kauneus- ja ihonhoitorutiineissa, ja se auttaa rauhoittamaan näkyvän punoituksen ilmettä, vähentämään rasvaisen ihon vaikutelmaa ja tukemaan puhtaamman näköistä ihoa. Se auttaa pitämään ihon raikkaan ja tasapainoisen tuntuksena, mikä edistää terveemmän ja hienostuneemman näköistä ihoa.

Tila 5: Palauttava Täyden spektrin tila: Keltainen 590 nm + vihreä 530 nm + punainen 630 nm + NIR 850 nm

Hyödyt:

Tämä monivalohoitotila tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan erilaisiin ihonhoito-ongelmiin, kuten ikääntymisen merkkeihin, ihon kirkastamiseen, pigmenttiläiskien vähentämiseen ja yleiseen ihon selkeyttämiseen. Eri aallonpituuksien yhdistelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen hoidon ihon nuorentamiseen, ihonsävyn tasoittamiseen, tummien pisteiden häivyttämiseen

ja ihon rakenteen parantamiseen. Sopii erinomaisesti päivittäiseen, kaikki yhdessä -kasvojenhoitoon, tuottaen sekä korjaavia että ennaltaehkäiseviä hyötyjä nuorekkaalle, hehkuvalla iholle.

Tehotasot

Paina tehotason säätöpainiketta valitaksesi tehon:

Taso I (Matala)

Taso II (Keskitaso)

Taso III (Korkea)

Ajastimen asetukset

Valitse ajastin painamalla ajastinpainiketta:

5 min → 10 min → 15 min

Muistitoiminto

Ensimmäisellä käyttökerralla maski käynnistyy oletusasetuksella Tila 1: Nuorentava, tehotaso III (korkea) ja Ajastin 10 minuuttia.

Jokaisen käytön jälkeen maski muistaa viimeksi käytetyn hoitotilan, tehon ja ajastinasetukset.

Huomautukset

Ominaisuus

Kuvaus

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina ON/OFF-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia siirtyäksesi valmiustilaan (merkkivalo muuttuu vihreäksi).

Hoitotilojen vaihtaminen

Valmiustilassa paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta vaihtaaksesi
Hoitotilat: Uudistava → Kirkastava → Tasapainottava → Rauhoittava → Palauttava.

Intensiteettiasetukset

Valmiustilassa paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta vaihtaaksesi intensiteettiä:
Matala → Keskitaso → Korkea.

Ajastimen asetukset

Valmiustilassa paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta valitaksesi ajastimen: 5 min → 10 min → 15 min.

Automaattinen sammutus

1. Valmiustilassa maski sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä 10 minuuttiin.
2. Maski voidaan sammuttaa painamalla siinä olevaa painiketta.
3. Maski sammuu automaattisesti, kun hoitoaika päättyy.

Muistitoiminto

Maski muistaa viimeksi käytetyn hoitotilan, voimakkuuden ja ajastinasetukset ja palauttaa nämä asetukset, kun laite käynnistetään uudelleen.

Lisäohjeet

1. Asetetun ajan päättyessä maski sammuu automaattisesti.
2. Kaukosäätimen sammutus sammuttaa myös maskin.
3. Kun tila on valittu kaukosäätimellä, älä käytä maskin painikkeita, koska tämä nolaa ajastimen 10 minuuttiin ja aiheuttaa näyttöeron. Aloita hoito heti tilan valinnan jälkeen kaukosäätimellä.

1. Säilytä LED-valohoitomaski huonelämpötilassa kuivissa olosuhteissa. Käytä mukana toimitettua kantolaukkuja.
2. Vältä LED-valohoitomaskin säilyttämistä pölyisissä olosuhteissa, suorassa auringonvalossa tai kosteissa ja märissä olosuhteissa.
3. LED-valohoitomaskissa ei ole huollettavia osia.
4. Ennen jokaista käyttöä, kun laite on kytketty pois päältä, puhdista kasvomaski alla olevien puhdistusohjeiden mukaisesti.
5. Vältä silikonimaskin liiallista taivuttamista tai vääntämistä.
6. Älä levitä kosmetiikkaa suoraan maskin pinnalle.
7. Pidä tuote erillään öljyistä, voiteista ja hajusteista.

LED-valohoitomaskin puhdistus

1. Maskin runko on valmistettu silikonista. Pyyhi pinta jokaisen käytön jälkeen varovasti puhtaalla vedellä kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.
2. Puhdista tarvittaessa miedolla, alkoholittomalla ja hajusteettomalla, vedellä laimennetulla neutraalilla saippualla.

Hävittäminen

ÄLÄ hävitä LED-valohoitomaskin mitään osaa kotitalousjätteen mukana.

LED-valohoitomaski ja kaukosäädin sisältävät litiumionipolymeeriakun. Ympäristönsuojelun vuoksi pakkaa ja palauta tämä laite valmistajalle tai heidän edustajalleen käyttöiän päätyttyä tai hävitä laite turvallisesti paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Yleiset toimintahäiriöt ja ratkaisut

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäätimen näyttö ei syty, eikä maskia voi ohjata.	Tarkista, onko kaukosäätimessä virtaa. Jos akku on tyhjä, lataa kaukosäädin mukana toimitetulla latauskaapelilla ja 5V 1A -sovittimella. Jos kaukosäädin ei toimi lataamisen jälkeenkään, ota meihin yhteyttä korvaavan laitteen saamiseksi.
Maskin käynnistämisen jälkeen kaukosäätimen näyttö syttyy, mutta maskia ei voi ohjata.	Nollaa sekä kaukosäädin että maski. Laiteparin muodostamisen ohjeet: a. Pidä maskin painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Merkkivalo näyttää ensin vihreän valon ja sitten vilkkuvan punaisen valon, mikä osoittaa, että laite on siirtynyt paritustilaan. b. Paina kaukosäätimen ON/OFF-painiketta parituksen viimeistelemiseksi.
Maskia ei voi ladata.	a. Vaihda latauskaapeli. Jos kyseessä on todella latauskaapelin ongelma, voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi uuden latauskaapelin. Jos ongelmaa ei vieläkään saada ratkaistua, ota yhteyttä meihin laitteen vaihtamiseksi. b. Tarkista, onko verkkovirtalähde, johon laite on kytketty, toiminnassa, tai vastaako laitteessa ilmoitettu jännite paikallista verkkojännitettä.

Tuotenimi	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Malli	AB01A
Akun tekniset tiedot	Maskin akkupakkaukset •Tyyppi: 3.7V/1000 mAh litiumpolymeeriakku (akkua kohden) •Määrä: 2 irrotettavaa akkupakkausta (kokonaiskapasiteetti: 2000 mAh)
Tuotteen mitat	Maski: 634 x 233,8 x 5,5 mm Kaukosäädin: 133,6 x 42,3 x 19 mm
Kaukosäädin	Tyyppi: 3.7V/280 mAh litiumpolymeeriakku
Nettopaino	Maski: Noin 338 g Kaukosäädin: Noin 72 g
Adapterin lähtö	5 V=1 A
Käyttöaika	•Yksi täyteen ladattu akkupaketti: Jopa 60 minuuttia •Kaksi akkupakettia (yhdistetty käyttö): Yhteensä jopa 120 minuuttia
Latausaika	•Yksi akku: Jopa 2 tuntia •Kaksi akkua (ladataan erikseen): Yhteensä jopa 4 tuntia •Kaukosäädin: Jopa 2 tuntia

Advarsel

For å forhindre elektrisk støt, brann eller andre ulykker, les denne brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Før du bruker LED-lysbehandlingsmasken, må du utføre en sensitivitetstest (se avsnittet om lysømfintlighetstest). IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken hvis du er sensitiv for LED-lysbehandlingsmasken. Denne enheten er beregnet for bruk i hjemmehelsemiljø, pasienten kan være en tiltenkt operatør.
- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken på noen annen måte enn det som er nøyaktig spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av LED-lysbehandlingsmasken på andre måter enn det som er nøyaktig spesifisert i denne bruksanvisningen har ikke blitt testet, og risikoen er ukjent. Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon om bruken av utstyret for å unngå risiko for brann eller forbrenninger.
- Slå AV og fjern LED-lysbehandlingsmasken umiddelbart hvis enheten føles varm eller hvis huden din blir ubehagelig varm.
- Dette produktet er trådløst under bruk. En ladekabel skal kun kobles til når enheten lades.
- Under lading kan kablen utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og ladekabelen utilgjengelig for barn til enhver tid.
- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken uten først å fjerne sminke FØR behandling. Noen ingredienser i disse produktene kan forårsake lyssensibilisering eller kan redusere effekten av behandlingen. Hvis du bruker LED-lysbehandlingsmasken uten å fjerne disse produktene, kan du forårsake en hudreaksjon, eller du kan redusere effekten av behandlingen. Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av barn. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med utstyret for å unngå risiko for brann og forbrenninger.
- Bruk ALDRI LED-lysbehandlingsmasken i nærheten av vann eller hvor vann kan søles på utstyret. IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken hvis du tror den har kommet i kontakt med vann. Ikke utsett utstyret for kraftige støt for å unngå risiko for skade på lampen.
- Hold LED-lysbehandlingsmasken unna VARME overflater. Kontakt produsenten om nødvendig for hjelp med oppsett, bruk eller vedlikehold av ME-UTSTYRET, eller for å rapportere om uventet drift eller hendelser.

- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken hvis masken, fjernkontrollen eller USB Type-C-ladekabelen er skadet på noen måte. Ikke la enheten være uten tilsyn når den er slått på for å unngå risiko for brann, forbrenninger eller andre farer.
- Når enheten fjernes fra minimum/maksimum lagringstemperatur, anbefales det å la den tilpasse seg i 2 timer før bruk.
- Ikke se direkte på eller rett lyset mot øynene under bruk.
- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken i nærheten av enheter med trådløs teknologi.

Forholdsregler

Ikke bruk produkter med disse ingrediensene før behandling:

- A-vitamin/derivater (retinol, retinal)
- Syrer (f.eks. glykolsyre, salisylsyre)
- Høykonsentrert alkohol, sterke duft-/fargestoffer

Anbefalt bruk: Rens huden først. Etter lysbehandling kan mild fukt- eller reparerende pleie brukes.

Aldersgruppe: 18+ år.

Bør ikke brukes ved:

- Åpne sår, eksem, dermatitt, aktiv rosacea/alvorlig akne
- Lysømfintlighet eller bruk av fotosensitive medisiner
- Graviditet/amming, eller for barn
- Elektroniske/metalliske implantater i ansiktet/hodet
- Nylig laser, peeling eller mikronåling (vent 1 mnd)
- Ved tvil: Konsulter lege

Viktige bruksråd:

- Masken må sitte tett mot huden. Ikke bruk kontaktlinser.
- Bruk solkrem daglig. Stopp ved ubehag. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Merk:


Dette er et hjemmeapparat og erstatter ikke profesjonell medisinsk behandling.

Forholdsregler

- Denne enheten inneholder silikon, plastkomponenter og borrelåsmaterialer. Personer med kjent allergi mot noen av disse materialene bør avslutte bruken og konsultere helsepersonell.
- Denne enheten er utstyrt med en minnefunksjon. Det husker automatisk sist brukte behandlingsmodus, intensitetsnivå og behandlingstid hver gang enheten slås på.
- LED-lysbehandlingsmasken kan ikke brukes i lademodus.
- Før hver bruk, med enheten slått av, rengjør ansiktsmasken.
- IKKE bruk andre rengjøringsprodukter enn de som er angitt i rengjøringsinstruksjonene. Bruk av andre rengjøringsprodukter kan skade LED-lysbehandlingsmasken.
- Oppbevar LED-lysbehandlingsmasken ved romtemperatur i tørre omgivelser, unna direkte sollys.
- Når enheten fjernes fra minimum/maksimum lagringstemperatur, anbefales det å la produktet tilpasse seg i 2 timer før bruk.
- Ikke se direkte på eller rett lyset mot øynene under bruk.

Elektrisk sikkerhet

- IKKE skad, modifier, bøy, vri eller varm opp USB Type-C-ladekabelen. En skadet ladekabel kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- IKKE plasser eller bruk enheten i nærheten av vann eller væsker. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Dette produktet bruker en magnetisk, avtakbar batteripakke. Lad batteripakken helt opp før du bruker enheten for første gang.
- Bruk kun den angitte batteripakken som følger med enheten.
- IKKE forsøk å åpne, modifier, erstatte eller bruke batteripakker som ikke er godkjent, da feil håndtering kan føre til overoppheting, lekkasje eller eksplosjon.
- IKKE kast batteriet tilfeldig, følg dine lokale avfallsprosedyrer når du kaster det.
- Bruk kun en DC 5 V=1 A ladeadapter for å lade denne enheten (maksimal utgangseffekt 3,5 W).
- IKKE bruk ladere av ukjent opprinnelse, dårlig kvalitet, eller med en utgangseffekt som overstiger 30 W, da dette kan forårsake overoppheting eller skade på produktet. For maksimal sikkerhet anbefales det å bruke en ladeadapter som overholder IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, med følgende spesifikasjoner: Inngang: 100-240 VAC utgang: DC 5 V=1,0 A.



- 1 Slå på/av
- 2 Batteri-indikator:
4 grønne lys: 100 % ladet (fullt oppladet)
3 grønne lys: 75 % gjenstår
2 grønne lys: 50 % gjenstår
1 grønt lys: 25 % gjenstår
Blinkende rødt lys: <10 % lavt batterinivå
- 3 LCD for å sjekke valgt modus/intensitet/timer
- 4 Timerinnstillingsknapp
5 minutter/10 minutter/
15 minutter
- 5 Intensitetsnivåknapp:
Nivå I (Lav)
Nivå II (Middels)
Nivå III (Høy)
- 6 På/av og behandlingsmodusvalgknapp:
Moduser 1: Foryngelse
Moduser 2: Lysne
Moduser 3: Balanse
Moduser 4: Berolige
Moduser 5: Gjenopprett
- 7 Type-C port



Produktet er merket med «Ikke bruk dette produktet i badekaret eller dusjen».

Alle produktbilder, tilbehør og illustrasjoner av brukergrensesnitt i denne håndboken er kun for referanse. På grunn av oppdateringer og oppgraderinger av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra illustrasjonene. Se det faktiske produktet.

Enhetsoppsett

Det er enkelt å komme i gang med LED-lysbehandlingsmasken din.

1. Pakk ut enheten og alt tilbehør som følger med.
2. Dette produktet bruker to magnetiske, avtakbare batteripakker (hver på 1 000 mAh, totalt 2 000 mAh). Før første gangs bruk, lad begge batteripakkene og fjernkontrollen helt opp. Se Ladeinstruksjoner for detaljer.

Lysfølsomhetstest


Følg disse instruksjonene for å se om du er følsom for lys:

1. Trykk på strømknappen på LED-masken for å starte enheten. Bruk fjernkontrollen til å slå enheten til på/av og for å velge mellom de tilgjengelige behandlingsmodusene (farge).
2. Plasser enheten på en del av underarmen, og oppretthold kontakt gjennom hele tre-minutters behandlingssyklusen.
3. Trykk på «behandlingsmoduser-valgknapp» igjen for å velge en annen behandlingsmodus (farge) for enda en tre-minutters behandling på samme underarmsområde.
4. Vent i 24 timer. Du bør IKKE oppleve noen negative reaksjoner i løpet av de neste 24 timene.
5. En negativ reaksjon er smerte eller ubehag i behandlingsområdene eller langvarig rødhet i huden.

Ladeinstruksjoner (Batteripakker og fjernkontroll)


Denne enheten er utstyrt med to avtakbare batteripakker på 1 000 mAh og en trådløs fjernkontroll (280 mAh).

Følg instruksjonene nedenfor før første gangs bruk:



Lading av batteripakkene

- Fjern batteripakken fra masken før lading.
- Hver batteripakke krever opptil 2 timer for å nå full lading.
- Ladetiden kan variere avhengig av gjenværende batterinivå.



Lading av fjernkontrollen

- Den trådløse fjernkontrollen inkluderer et oppladbart batteri på 280 mAh.
- Maksimal ladetid er opptil 2 timer.
- Ladetiden kan variere avhengig av gjenværende batterinivå.

Vedlikeholdstips for litiumbatteri:

- Unngå å tømme batteriet helt før du lader det opp igjen.
- Unngå overlading av batteriet og prøv å begrense ladetiden til maksimalt 8 timer.
- Hvis enheten ikke brukes i en lengre periode, anbefales det å lade batteriet minst én gang hver tredje måned.

Forberedelse



1. Vask ansiktet rent. (Hvis du har sminke, rengjør med renseskum.)
2. Den kan brukes både dag og natt. Du kan tilpasse den til din nåværende hudpleierutine etter at du har renset og/eller eksfoliert huden din.
3. Sørg for å lade batteriet helt opp før bruk.



1. Trykk kort på knappen på LED-masken for å slå på strømmen. (Tilgjengelig når den blinker grønt)
2. Etter å ha justert hårbåndet moderat, ta det på slik at den indre siden av LED-masken er mot ansiktet.

Tips for justering av hodebåndet:

1. Når du sitter eller står, bør korrekt tilstand være minimalt trykk på øyehulen, slik at silikonøyeputen passer til øyehulen, med hodebåndet som holder produktet på plass.
2. Hvis du føler at silikonøyeputen utøver for mye trykk på øyehulen, løsne hodebåndet på begge sider.
3. Hvis silikonøyeputen ikke passer til øyeområdet og lys kan komme inn gjennom åpningen mellom øyeputen og øyehulen, stram hodebåndet på begge sider.
4. Hvis du føler at masken sklir ned og ikke kan holde riktig posisjon på ansiktet ditt, stram hodebåndet.
5. Velg ønsket modus ved hjelp av knappene på fjernkontrollen.
6. Hvis du føler ubehag mens du bruker enheten, kan du prøve å justere stroppen eller ta den av inntil du føler deg bedre.
7. Produktet vil slås av automatisk når den innstilte modusen og den tilsvarende tiden er fullført.

Forsiktighetsregler for bruk

- Flytt fjernkontrollen innen 2 m fra LED-masken.
- Ikke opptre voldelig når du bruker produktet.
- Når du bruker produktet, slapp av i en komfortabel stilling på sofaen eller sengen.

Bruksanvisning

Fjernkontroll

1. Koble Type-C-porten på fjernkontrollen ved hjelp av den medfølgende ladekabelen.
2. Sett USB-enden av kabelen inn i en 5V 1A-strømadapter for å lade.
3. Blinkende «88» display: Lading pågår fast «88» display: Fulladet Koble fra ladekabelen før bruk.
4. Når batteriet i fjernkontrollen er lavt, blinker «88»-displayet til skjermen slår seg av.

Siden LED-masken bruker en radiofrekvens fjernkontroll (fjernkontrollen sender radiofrekvens-signaler som hovedenheten mottar), må brukere pare fjernkontrollen med LED-masken når de bruker den for første gang. Sammenkoblingssteagene er som følger:

1. Trykk og hold av/på-knappen på LED-masken i 5 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Maskens indikatorlys skifter fra grønn til rød og deretter blinke raskt mellom grønn og rød.

2. Hold inne fjernkontrollens strømbryter i 3 sekunder for å slå den på. En kontinuerlig pipelyd og et stabilt grønt indikatorlys bekrefter vellykket paring.

Valg av behandlingsmodus

Trykk på PÅ/AV og behandlingsmoduser-valgknappen (som inkluderer både strømknappen og funksjon for valg av behandlingsmodus) for å velge mellom følgende behandlingsmoduser:

Modus 1: Foryngelse Rødt lys 630 nm + nær-infrarødt lys 850 nm

Fordeler:

Behandler tegn på hudaldring ved å stimulere kollagenproduksjon, forbedre hudens elastisitet og fremme cellereparasjon. Denne modusen bidrar til å gjenopprette en glattere, fastere og mer strålende hudfarge, og etterlater huden med et foryngt og ungdommelig utseende.

Modus 2: Lysne Gult lys 590 nm

Fordeler:

Beroligende og revitaliserende for huden, gir eksepsjonelle fordelene ved restitusjon etter soleksponering eller tretthet. Den hjelper med å lysne og gjenopprette en strålende, jevn hudtone, og fremmer en forfrisket og ungdommelig glød.

Modus 3: Balanse Grønt lys 530 nm

Fordeler:

Roer og balanserer sensitiv eller stresset hud, reduserer rødhet og fremmer en jevn hudtone. Denne modusen gir et naturlig balansert og friskt utseende, ideelt for de med reaktiv eller sensitiv hud.

Modus 4: Berolige Blått lys 465 nm

Fordeler:

Ofte brukt i skjønnhets- og hudpleierutiner, bidrar denne modusen til å lindre synlig rødhet, redusere inntrykket av oljete hud, og støtte et klarere utseende på huden. Den hjelper med å holde huden frisk og balansert, og bidrar til en sunnere og mer raffinert hud.

Modus 5: Gjenopprett Fullspektrum-modus: Gul 590 nm + Grønn 530 nm + Rød 630 nm + NIR 850 nm

Fordeler:

Denne multi-lysterapi-modusen tilbyr en omfattende tilnærming til ulike hudpleieproblemer, som anti-aldring, hudoppløring, reduksjon av pigmentering og generell hudforbedring. Kombinasjonen av forskjellige bølgelengder gir en helhetlig behandling for å forynge huden, jevne ut hudtonen, redusere mørke flekker og forbedre hudteksturen. Ideell for daglig, alt-i-ett ansiktspleie, gir den både gjenoppbyggende og forebyggende fordeler for en ungdommelig, strålende hudfarge.

Intensitetsnivåer

Trykk på intensitetsnivå-knappen for å velge intensitet:

Nivå I (Lav)

Nivå II (Medium)

Nivå III (Høy)

Timer-innstillinger

Trykk på Timer-knappen for å velge tidsuret:

·5 minutter

·10 minutter

·15 minutter

Minnefunksjon

Ved første gangs bruk er masken som standard Modus 1: Foryngelse, intensitetsnivå III (Høy), og Timer 10 minutter. Etter hver bruk husker masken den sist brukte behandlingsmodusen, intensiteten og timerinnstillingene.

Merknader

Funksjon

Beskrivelse

Slå på/av

Trykk og hold PÅ/AV-knappen i 5 sekunder for å gå inn i hvilemodus (indikatorlyset blir grønt).

Skift behandlingsmodus

I hvilemodus, trykk kort på fjernkontrollknappen for å veksle mellom behandlingsmoduser: Forynge → Lysne → Balansere → Berolige → Gjenoppbygge.

Intensitetsinnstillinger

I hvilemodus, trykk kort på fjernkontrollknappen for å bytte intensitet: Lav→Middels→Høy

Timer-innstillinger

I hvilemodus, trykk kort på fjernkontrollknappen for å velge timer: 5 minutter→10 minutter→15 minutter

Automatisk avslåing

1. I hvilemodus slår masken automatisk seg av etter 10 minutter uten aktivitet.
2. Masken kan slås av ved å trykke på knappen på masken.
3. Masken slås automatisk av når behandlingstiden er slutt.

Minnefunksjon

Masken husker sist brukte behandlingsmodus, intensitet og timerinnstillinger, og gjenoppretter disse innstillingene når den slås på igjen

Ytterligere instruksjoner

- 1.Når den innstilte tiden er ute, slår masken seg automatisk av.
- 2.Når fjernkontrollen slås av, slås også masken av.
- 3.Etter å ha valgt modus med fjernkontrollen, ikke bruk maskens knapper, da dette tilbakestiller timeren til 10 minutter og forårsaker visningsavvik. Start behandlingen direkte etter modusvalg med fjernkontrollen.

1. Oppbevar LED-lysbehandlingsmasken ved romtemperatur på et tørt sted. Bruk medfølgende bæreveske.
2. Unngå å oppbevare LED-lysbehandlingsmasken i støvete omgivelser, i direkte sollys eller i fuktige omgivelser.
3. LED-lysbehandlingsmasken inneholder ingen deler som kan repareres.
4. Før hver bruk, med enheten slått av, rengjør ansiktsmasken i henhold til rengjøringsinstruksjonene nedenfor.
5. Unngå å bøye eller vri silikonmasken for mye.
6. Ikke påfør kosmetikk direkte på maskens overflate.
7. Hold produktet unna oljer, kremer og parfymmer.

Rengjøring av LED-lysbehandlingsmasken

1. Maskekroppen er laget av silikon. Etter hver bruk, tørk forsiktig overflaten med en myk, lofri klut fuktet med rent vann.
2. Rengjør om nødvendig med mild, alkoholfri, parfymefri nøytral såpe fortynnet med vann.

Avhending

IKKE kast noen del av LED-lysbehandlingsmasken i husholdningsavfall.

LED-lysbehandlingsmasken og fjernkontrollen inneholder et litium-ion polymer-batteri. For å beskytte miljøet, pakk og returner denne enheten til produsenten eller deres representant ved slutten av dens levetid, eller kast enheten på en trygg måte i henhold til lokale retningslinjer.

Problem	Løsning
Skjermen på fjernkontrollen lyser ikke, og masken kan ikke styres.	Kontroller om fjernkontrollen har strøm. Hvis batteriet er tomt, lad fjernkontrollen ved hjelp av den medfølgende ladekabelen og en 5V 1A-adapter. Hvis fjernkontrollen fortsatt ikke fungerer etter lading, kontakt oss for å ordne en erstatning.
Etter at masken er slått på, lyser fjernkontrollskjermen, men masken kan ikke kontrolleres.	Tilbakestill både fjernkontrollen og masken. Sammenkoblingsinstruksjoner: a. Trykk på og hold maskens av/på-knapp i 5 sekunder. Indikatoren viser først et grønt lys og deretter et blinkende rødt lys, som signaliserer at enheten har gått inn i sammenkoblingsmodus. b. Trykk på PÅ/AV-knappen på fjernkontrollen for å fullføre sammenkoblingsprosessen.
Masken kan ikke lades.	a. Bytt ut ladekabelen. Hvis det faktisk er et problem med ladekabelen, kan du kontakte oss for å få en erstatningskabel. Hvis problemet fortsatt ikke kan løses, vennligst kontakt oss for å få byttet enheten. b. Kontroller om ladeadapteren som enheten er koblet til er strømførende, eller om spenningen som er angitt på enheten samsvarer med den lokale nettspenningen.

Grunnleggende parametere

Produktnavn	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modell	AB01A
Batteri-spesifikasjoner	<p>Maskens batteripakker</p> <ul style="list-style-type: none"> •Type: 3,7 V / 1 000 mAh litiumpolymerbatteri (per batteripakke) •Antall: 2 avtakbare batteripakker (total kapasitet: 2 000 mAh)
Produktdimensjoner	<p>Maske: 634 × 233,8 × 5,5 mm</p> <p>Fjernkontroll: 133,6 × 42,3 × 19 mm</p>
Fjernkontroll	Type: 3,7 V / 280 mAh litium-polymer batteri
Nettovekt	<p>Maske: Ca. 338 g</p> <p>Fjernkontroll: Ca. 72 g</p>
Adapterutgang	5 V \approx 1 A
Driftstid	<ul style="list-style-type: none"> •En fulladet batteripakke: Opptil 60 minutter •To batteripakker (kombinert bruk): Opptil 120 minutter totalt
Ladetid	<ul style="list-style-type: none"> •En batteripakke: Opptil 2 timer •To batteripakker (lades separat): Opptil 4 timer totalt •Fjernkontroll: Opptil 2 timer

Avertissement

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou d'autres accidents, lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant usage et conservez-le pour référence ultérieure.

• Avant d'utiliser le masque de luminothérapie LED, vous devez effectuer un test de sensibilisation (voir section test de sensibilité à la lumière). N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED si vous êtes sensible au masque de luminothérapie LED. Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement de soins à domicile, le patient peut être un opérateur prévu.

• N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED d'une manière qui ne correspond pas exactement aux caractéristiques techniques de ce mode d'emploi. L'utilisation du masque de luminothérapie LED à des fins autres que celles spécifiées dans le présent mode d'emploi n'a pas été testée et les risques encourus sont inconnus. Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.

• Éteignez et retirez immédiatement le masque de luminothérapie LED si l'appareil devient chaud ou si votre peau devient inconfortablement chaude.

• Ce produit fonctionne sans fil pendant l'utilisation. Le câble de recharge est uniquement connecté pendant la recharge.

• Durant la charge, le câble peut présenter un risque d'étranglement. Gardez l'appareil et le câble de charge hors de portée des enfants à tout moment.

• N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED sans avoir d'abord retiré le maquillage AVANT le traitement. Certains ingrédients présents dans ces produits peuvent provoquer une sensibilisation à la lumière ou peuvent réduire l'efficacité du traitement. Si vous utilisez le masque de luminothérapie LED sans retirer ces produits, vous risquez de provoquer une réaction cutanée ou de réduire l'efficacité du traitement. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.

• N'utilisez JAMAIS le masque de luminothérapie LED à proximité d'eau ou dans un endroit où de l'eau pourrait être renversée sur l'équipement. N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED si vous pensez qu'il est entré en contact avec de l'eau. Ne soumettez pas l'équipement à des chocs violents pour éviter tout risque d'endommagement de la lampe.

• Tenez le masque de luminothérapie LED à l'écart des surfaces CHAUDES. Si nécessaire, contactez le fabricant pour obtenir de l'aide concernant l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'ÉQUIPEMENT ou pour signaler un fonctionnement ou des événements inattendus.

• N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED si le masque, le

contrôle à distance ou le câble de charge USB Type-C est endommagé de quelque manière que ce soit. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé pour éviter les risques d'incendie, de brûlures ou d'autres dangers.

- Lorsque vous retirez le produit d'une température de stockage minimale/maximale, il est recommandé de le laisser reposer pendant 2 heures avant utilisation.

- Évitez de regarder directement ou d'éclairer les yeux pendant le fonctionnement.

- N'utilisez pas le masque de luminothérapie LED à proximité d'un appareil avec technologie sans fil.


Précautions d'utilisation

- Cet appareil contient des composants en silicone, en plastique et des matériaux à fermeture auto-agrippante. Les personnes présentant des allergies connues à l'un de ces matériaux doivent cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé.
- Cet appareil est équipé d'une fonction mémoire. Il conserve automatiquement le dernier mode de traitement utilisé, le niveau d'intensité et la durée du traitement à chaque fois qu'il est mis sous tension.
- Le masque de luminothérapie LED ne peut pas être utilisé en mode de charge.
- Avant chaque utilisation, avec l'appareil éteint, nettoyez le masque facial.
- N'utilisez PAS d'autres produits de nettoyage que ceux indiqués dans les instructions de nettoyage. L'utilisation d'autres produits de nettoyage peut endommager le masque de luminothérapie LED.
- Conservez le masque de luminothérapie LED à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Lorsque vous retirez le produit d'une température de stockage minimale/maximale, il est recommandé de le laisser reposer pendant 2 heures avant utilisation.
- Évitez de regarder directement ou d'éclairer les yeux pendant le fonctionnement.

Sécurité électrique

- Vous ne devez en aucun cas endommager, modifier, plier, tordre ou chauffer le câble de recharge USB Type-C. Un câble de recharge endommagé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez PAS et n'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou de liquides. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ce produit utilise une batterie magnétique détachable. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Utilisez uniquement la batterie désignée fournie avec l'appareil.
- N'essayez PAS d'ouvrir, de modifier, de remplacer ou d'utiliser des batteries non approuvées, car une manipulation incorrecte peut entraîner une surchauffe, une fuite ou une explosion.
- Ne jetez PAS la batterie de façon aléatoire : suivez votre procédure locale d'élimination lors de sa mise au rebut.
- Utilisez uniquement un courant continu de 5 V==Adaptateur de charge 1 A pour recharger cet appareil (puissance de sortie maximale 3,5 W).
- N'utilisez pas de chargeurs d'origine inconnue, de mauvaise qualité ou avec une puissance de sortie supérieure à 30 W, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou endommager le produit. Pour une sécurité optimale, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de charge conforme à la norme IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, avec les caractéristiques suivantes : Entrée : 100-240 VAC Sortie : 5 V CC=1,0 A.

FR Présentation du produit



- 1 Marche/arrêt
- 2 Indicateur de batterie :
4 voyants verts : Charge à 100 % (complètement chargé)
3 voyants verts : 75 % restant
2 voyants verts : 50 % restant
1 voyant vert : 25 % restant
Voyant rouge clignotant : <10 % batterie faible
- 3 Écran LCD pour vérifier le mode de sélection/l'intensité/la minuterie
- 4 Bouton de réglage de la minuterie
5 min/10 min/15 min
- 5 Bouton des niveaux d'intensité :
Niveau I (Faible)
Niveau II (Moyen)
Niveau III (Élevé)
- 6 Bouton Marche/Arrêt et sélection des modes de traitement :
Mode 1 : Rajeunir
Mode 2 : Éclaircir
Mode 3 : Équilibrer
Mode 4 : Apaiser
Mode 5 : Restaurer
- 7 Port type-C



Le corps du produit porte la mention « N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche ».

Toutes les images de produit, les accessoires et les illustrations de l'interface utilisateur dans ce manuel sont fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, celui-ci peut légèrement différer des illustrations. Reportez-vous au produit réel.

Configuration de l'appareil

Commencer à utiliser votre masque de luminothérapie LED est simple.

1. Déballez l'appareil et tous les accessoires inclus.
2. Ce produit utilise deux batteries détachables magnétiques (chacune de 1000 mAh, total 2000 mAh). Avant la première utilisation, chargez complètement les deux batteries et le contrôle à distance. Consultez les Instructions de charge pour plus de détails.


Test de sensibilité à la lumière

Suivez ces instructions pour vérifier si vous êtes sensible à la lumière :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation du masque LED pour démarrer l'appareil. Utilisez le contrôle à distance pour allumer/éteindre l'appareil et pour basculer entre les différents modes de traitement disponibles (couleur).
2. Placez l'appareil sur une section de l'avant-bras, en maintenant le contact pendant tout le cycle de traitement de trois minutes.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « Sélection des modes de traitement » pour choisir un mode de traitement différent (couleur) pour un autre traitement de trois minutes sur la même zone de l'avant-bras.
4. Patientez pendant 24 heures. Vous ne devriez PAS ressentir de réaction indésirable au cours des 24 prochaines heures.
5. Une réaction indésirable est une douleur ou un inconfort dans les zones de traitement ou toute rougeur cutanée prolongée.

Instructions de chargement (batteries et contrôle à distance)

Cet appareil est équipé de deux batteries détachables de 1000 mAh et d'un contrôle à distance sans fil (280 mAh). Suivez les instructions ci-dessous avant la première utilisation :



Chargement des blocs batteries

- Retirez la batterie du masque avant de la charger.
- Chaque batterie nécessite jusqu'à 2 heures pour atteindre une charge complète.
- Le temps de charge peut varier en fonction du niveau de batterie restant.



Chargement du contrôle à distance

- Le contrôle à distance sans fil comprend une batterie rechargeable de 280 mAh.
- Le temps de charge maximal est de 2 heures.
- Le temps de charge peut varier en fonction du niveau de batterie restant.


Conseils d'entretien pour la batterie au lithium :

- Évitez de décharger complètement la batterie avant de la recharger.
- Évitez de surcharger la batterie et essayez de limiter le temps de charge à un maximum de 8 heures.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de charger la batterie au moins une fois tous les trois mois.

Préparation



1. Nettoyez soigneusement votre visage. (Si vous utilisez du maquillage, nettoyez-le à l'aide d'une mousse nettoyante.)
2. Il peut être utilisé jour ou nuit. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine de soins actuelle après avoir nettoyé et/ou exfolié votre peau.
3. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant utilisation.



1. Appuyez brièvement sur le bouton du masque LED pour mettre l'appareil sous tension. (Disponible lorsque le voyant vert clignote)
2. Après avoir ajusté modérément le bandeau, portez-le de façon à ce que la face interne du masque LED soit en contact avec le visage.

Conseils pour ajuster le bandeau :

1. Lorsque vous êtes assis ou debout, la position correcte doit exercer une pression minimale sur l'orbite oculaire, permettant au coussinet en silicone de s'adapter à l'orbite, avec le bandeau fixant le produit.
2. Si vous sentez que la protection en silicone pour les yeux exerce une pression trop forte sur les orbites, desserrez le bandeau des deux côtés.
3. Si la protection en silicone ne s'adapte pas correctement à la zone des yeux et que la lumière peut pénétrer par l'espace entre la protection oculaire et l'orbite, serrez le bandeau des deux côtés.
4. Si vous sentez que le masque glisse et ne peut pas maintenir la position correcte sur votre visage, serrez le bandeau.
5. Sélectionnez le mode souhaité à l'aide des boutons du contrôle à distance.
6. Si vous vous sentez mal à l'aise en portant l'appareil, vous pouvez essayer d'ajuster la sangle ou de le retirer jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.
7. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque le mode sélectionné et le temps correspondant seront terminés.

Précautions d'emploi

- Placez le contrôle à distance à moins de 2 m du masque LED.
- Évitez de faire des gestes brusques lorsque vous portez le produit.
- Lorsque vous portez le produit, détendez-vous dans une position confortable sur le canapé ou le lit.

Mode d'emploi

Contrôle à distance

1. Connectez le port Type-C du contrôle à distance à l'aide du câble de charge fourni.
2. Branchez l'extrémité USB du câble à un adaptateur secteur 5 V 1 A pour charger.
3. Affichage « 88 » clignotant : Charge en cours ; Affichage « 88 » fixe : Complètement chargé ; Débranchez le câble de charge avant utilisation.
4. Lorsque la batterie du contrôle à distance est faible, l'affichage « 88 » clignotera jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Étant donné que le masque LED utilise un contrôle à distance à radiofréquence (il émet des signaux radiofréquence, que l'unité principale reçoit), les utilisateurs doivent appairer le contrôle à distance avec le masque LED lors de la première utilisation. Les étapes d'appairage sont les suivantes : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation du masque LED pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le voyant lumineux du masque passera du vert au rouge puis clignotera rapidement entre le vert et le rouge.

Mode sans économie d'énergie :

Appuyez brièvement sur le bouton du contrôle à distance pour terminer l'appairage dans les 10 secondes.

Mode d'économie d'énergie :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du contrôle à distance pour l'activer, puis appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour terminer l'appairage.

Instructions d'utilisation

Sélection du mode de traitement

Appuyez sur le bouton de Sélection Marche/Arrêt et Modes de Traitement (qui comprend à la fois la fonction du bouton d'alimentation et de sélection du mode de traitement) pour choisir parmi les modes de traitement suivants :

Mode 1 : Rajeunir Voyant rouge 630 nm + Lumière infrarouge proche 850 nm

Avantages :

Cible les signes de vieillissement cutané en stimulant la production de collagène, en améliorant l'élasticité de la peau et en favorisant la réparation cellulaire. Ce mode aide à restaurer un teint plus lisse, plus ferme et plus éclatant, laissant la peau paraître rajeunie et éclatante de jeunesse.

Mode 2 : Éclaircir Voyant jaune 590 nm

Avantages :

Apaise et revitalise la peau, procurant des bienfaits exceptionnels pour la récupération après une exposition au soleil ou en cas de fatigue. Il contribue à éclaircir et à restaurer un teint éclatant et uniforme, favorisant ainsi un éclat rafraîchi et jeune.

Mode 3 : Équilibrer Voyant vert 530 nm

Avantages :

Apaise et équilibre les peaux sensibles ou stressées, réduisant les rougeurs et favorisant un teint uniforme. Ce mode procure une apparence naturellement équilibrée et rafraîchie, idéale pour les personnes à la peau réactive ou sensible.

Mode 4 : Apaiser Voyant bleu 465 nm

Avantages :

Souvent utilisé dans les routines de beauté et de soins de la peau, ce mode aide à apaiser l'apparence des rougeurs visibles, à réduire l'aspect gras, et à favoriser un teint d'apparence plus nette. Il aide à garder la peau fraîche et équilibrée, contribuant à une peau d'apparence plus saine et raffinée.

Mode 5 : Restauration Mode spectre complet : Jaune 590 nm + Vert 530 nm + Rouge 630 nm + PIR 850 nm

Avantages :

Ce mode de thérapie multi-lumière offre une approche complète pour répondre à divers problèmes de peau, tels que le vieillissement cutané, l'éclaircissement de la peau, la réduction de la pigmentation et la clarification générale de la peau. La combinaison de différentes longueurs d'onde fournit un traitement holistique pour rajeunir la peau, uniformiser le teint, estomper les taches sombres et améliorer la texture de la peau. Idéal pour les soins du visage quotidiens tout-en-un, il offre à la fois des bienfaits réparateurs et préventifs pour un teint éclatant et jeune.

Niveaux d'intensité

Appuyez sur le Bouton de niveaux d'intensité pour sélectionner l'intensité :

Niveau I (Faible)

Niveau II (Moyen)

Niveau III (Élevé)

Réglages de la minuterie

Appuyez sur le Bouton de réglage de la minuterie pour sélectionner la durée :

·5 min ·10 min ·15 min

Fonction Mémoire

Lors de la première utilisation, le masque sera par défaut en Mode 1 : Rajeunir, Niveau d'intensité III (Élevé), et Minuterie 10 minutes.

Après chaque utilisation, le masque mémorisera le dernier mode de traitement utilisé, l'intensité et les réglages de la minuterie.

Remarques

Forme du visage Description

Marche/Arrêt Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes pour passer en mode veille (le voyant lumineux devient vert).

Bascutage de modes de traitement En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle à distance pour basculer entre les modes de traitement : Rajeunir → Éclaircir → Équilibrer → Apaiser → Restaurer.

Paramètres d'intensité En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle à distance pour changer l'intensité : Faible → Moyen → Élevé.

Réglages de la minuterie En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle à distance pour sélectionner la minuterie : 5 min → 10 min → 15 min.

Arrêt automatique

1. En mode veille, le masque s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
2. Le masque peut être éteint en appuyant sur le bouton du masque.
3. Le masque s'éteint automatiquement une fois la durée du traitement terminée.

Fonction Mémoire Le masque mémorisera le dernier mode de traitement utilisé, l'intensité et les paramètres de minuterie, et restaurera ces réglages lors de la prochaine mise sous tension.

Instructions supplémentaires

Maintenez enfoncé le bouton « Alimentation » du masque LED pour passer en mode veille (le voyant devient vert).

En mode veille, les utilisateurs peuvent appuyer brièvement sur le bouton du contrôle à distance pour sélectionner le mode de traitement, la minuterie et l'intensité. Ces modes seront activés dans l'ordre.

En mode veille, si aucune action n'est effectuée dans les 10 minutes, le masque LED s'éteindra automatiquement.

En mode veille, le masque peut également être éteint en appuyant sur le bouton du masque LED.

Le masque LED s'éteindra automatiquement à la fin de la durée du traitement.

Entretien et maintenance

1. Conservez le masque de luminothérapie LED à température ambiante dans un endroit sec. Utilisez le sac de transport fourni.
2. Évitez de stocker le masque de luminothérapie LED dans des conditions poussiéreuses, à la lumière directe du soleil ou dans des conditions humides.
3. Le masque de luminothérapie LED ne contient aucune pièce réparable.
4. Avant chaque utilisation, avec l'appareil éteint, nettoyez le masque facial en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.
5. Évitez de plier ou de tordre excessivement le masque en silicone.
6. N'appliquez pas de cosmétiques directement sur la surface du masque.
7. Gardez le produit à l'écart des huiles, lotions et parfums.

Nettoyage du masque de luminothérapie LED

1. Le corps du masque est fabriqué en silicone. Après chaque utilisation, essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et non pelucheux humidifié à l'eau propre.
2. Si nécessaire, nettoyez avec un savon neutre doux, sans alcool et sans parfum, dilué dans de l'eau.

Élimination

Ne jetez aucune partie du masque de luminothérapie LED dans une poubelle ménagère.

Le masque de luminothérapie LED et le contrôle à distance contiennent une batterie lithium-ion polymère. Dans le souci de préserver l'environnement, nous vous demandons de bien vouloir emballer et renvoyer cet appareil au fabricant ou à son représentant à la fin de sa durée de vie, ou de le mettre au rebut en toute sécurité conformément à la réglementation locale en vigueur.

Dysfonctionnements courants et solutions

Problème	Solution
L'écran du contrôle à distance ne s'allume pas et le masque ne peut pas être contrôlé.	Vérifiez si le contrôle à distance est alimenté. Si la batterie est déchargée, chargez le contrôle à distance à l'aide du câble de charge inclus et d'un adaptateur 5 V 1 A. Si le contrôle à distance ne fonctionne toujours pas après la charge, contactez-nous pour organiser un remplacement.
Après avoir allumé le masque, l'écran du contrôle à distance s'allume, mais le masque ne peut pas être contrôlé.	Réinitialisez à la fois le contrôle à distance et le masque. Instructions d'appairage : a. Appuyez sur le bouton d'alimentation du masque et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'indicateur affichera d'abord un voyant vert puis un voyant rouge clignotant, signalant que l'appareil est entré en mode d'appairage. b. Appuyez simplement sur le bouton « Marche/Arrêt » du contrôle à distance pour terminer le processus d'appairage.
Le masque ne peut pas être chargé.	a. Remplacez le câble de charge. S'il s'agit effectivement d'un problème de câble de charge, vous pouvez nous contacter pour obtenir un câble de remplacement. Si le problème persiste, contactez-nous pour remplacer l'appareil. b. Vérifiez si l'adaptateur de charge auquel vous connectez l'unité est sous tension ou si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.

Paramètres de base

Nom du produit	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modèle	AB01A
Caractéristiques techniques de la batterie	<p>Bloc batteries pour masques</p> <ul style="list-style-type: none"> •Type : Batterie lithium-polymère 3,7 V/ 1000 mAh (par bloc batterie) •Quantité : 2 batteries détachables (capacité totale : 2000 mAh)
Dimensions du produit	<p>Masque : 634 x 233,8 x 5,5 mm</p> <p>Contrôle à distance : 133,6 x 42,3 x 19 mm</p>
Contrôle à distance	Type : Batterie lithium-polymère 3,7 V/280 mAh
Poids net	<p>Masque : Environ 338 g</p> <p>Contrôle à distance : Environ 72 g</p>
Sortie de l'adaptateur	5 V=1 A
Durée de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> •Une batterie complètement chargée : Jusqu'à 60 minutes •Deux batteries (utilisation combinée) : Jusqu'à 120 minutes au total
Temps de recharge	<ul style="list-style-type: none"> •Un bloc batterie : Jusqu'à 2 heures •Deux blocs batteries (chargés séparément) : Jusqu'à 4 heures au total •Contrôle à distance : Jusqu'à 2 heures

Προειδοποίηση

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλων ατυχημάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

•Προτού χρησιμοποιήσετε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED πρέπει να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή ευαισθησίας (βλ. ενότητα δοκιμής ευαισθησίας στο φως). ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν έχετε ευαισθησία στη μάσκα φωτοθεραπείας LED. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης στο σπίτι, και ο ασθενής μπορεί να είναι ένας προβλεπόμενος χειριστής.

•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED με οποιονδήποτε τρόπο που δεν καθορίζεται ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η χρήση της μάσκα φωτοθεραπείας LED με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προσδιορίζεται ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες χρήσης δεν έχει ελεγχθεί και ο κίνδυνος είναι άγνωστος. Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.

•Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε αμέσως τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν η συσκευή παράγει θερμότητα ή εάν το δέρμα σας γίνεται δυσάρεστα ζεστό.

•Αυτό το προϊόν είναι ασύρματο κατά τη χρήση. Το καλώδιο φόρτισης συνδέεται μόνο κατά τη φόρτιση.

•Κατά τη φόρτιση, το καλώδιο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο στραγγαλισμού. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισης μακριά από παιδιά ανά πάσα στιγμή.

•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED χωρίς να αφαιρέσετε πρώτα το μακιγιάζ σας PIN από τη θεραπεία. Ορισμένα συστατικά σε αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προκαλέσουν ευαισθησία στο φως ή να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Εάν χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED χωρίς να αφαιρέσετε αυτά τα προϊόντα, ενδέχεται να προκληθεί δερματική αντίδραση ή να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς και εγκαυμάτων, τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

•Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τη μάσκα φωτοθεραπείας LED κοντά σε νερό ή σε μέρη όπου μπορεί να πέσει νερό πάνω στη συσκευή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν πιστεύετε ότι έχει έρθει σε επαφή με νερό. Μην υποβάλετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς για την αποφυγή κινδύνου βλάβης στη λάμπα.

•Κρατήστε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED μακριά από ΚΑΥΤΕΣ επιφάνειες. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για βοήθεια κατά την εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία ή συμβάντα.

•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν η μάσκα, το τηλεχειριστήριο ή το καλώδιο φόρτισης USB τύπου C έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

εγκαυμάτων ή άλλων κινδύνων.

•Κατά την απομάκρυνση από την ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης, συνιστάται να αφήσετε τη συσκευή να επανέλθει για 2 ώρες πριν από τη χρήση.

•Μην κοιτάτε απευθείας το φως ή μην κατευθύνετε το φως στα μάτια κατά τη χρήση.


•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED κοντά σε συσκευές με ασύρματη τεχνολογία.

Προφυλάξεις

- Αυτή η συσκευή περιέχει σιλικόνη, πλαστικά εξαρτήματα και υλικά με άγκιστρα και θηλιές. Άτομα με γνωστές αλλεργίες σε οποιοδήποτε από αυτά τα υλικά θα πρέπει να διακόψουν τη χρήση και να συμβουλευτούν έναν επαγγελματία υγείας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης. Ανακαλεί αυτόματα την τελευταία λειτουργία θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε, το επίπεδο έντασης και τον χρόνο θεραπείας κάθε φορά που η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.
- Η μάσκα φωτοθεραπείας LED δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Πριν από κάθε χρήση, με τη συσκευή απενεργοποιημένη, καθαρίστε τη μάσκα προσώπου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα καθαρισμού εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες καθαρισμού. Η χρήση άλλων προϊόντων καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μάσκα φωτοθεραπείας LED.
- Αποθηκεύστε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED σε θερμοκρασία δωματίου υπό ξηρές συνθήκες και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά την απομάκρυνση από την ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης, συνιστάται να αφήσετε τη συσκευή να επανέλθει για 2 ώρες πριν από τη χρήση.
- Μην κοιτάτε απευθείας το φως ή μην κατευθύνετε το φως στα μάτια κατά τη χρήση.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- ΜΗΝ καταστρέψετε, τροποποιείτε, λυγίζετε, στρίβετε ή θερμαίνετε το καλώδιο φόρτισης USB τύπου C. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο φόρτισης μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- ΜΗΝ τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρά. Μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα μαγνητικό, αποσπώμενο σετ μπαταριών. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο σετ μπαταριών που παρέχεται με τη συσκευή.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε, να αντικαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μη εγκεκριμένα σετ μπαταριών, καθώς ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, διαρροή ή έκρηξη.
- ΜΗΝ απορρίψετε την μπαταρία τυχαία. Κατά την απόρριψή της μπαταρίας, ακολουθήστε τη διαδικασία απόρριψης που ισχύει για την περιοχή σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έναν αντάπτορα φόρτισης DC 5V=1A για τη φόρτιση αυτής της συσκευής (μέγιστη ισχύς εξόδου 3,5W).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε φορτιστές άγνωστης προέλευσης, κακής ποιότητας ή με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 30W, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή βλάβη στο προϊόν. Για μέγιστη ασφάλεια, συνιστάται η χρήση αντάπτορα φόρτισης που συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Είσοδος: 100-240VAC Έξοδος: DC 5V=1,0A.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση</p> <p>2 Ένδειξη μπαταρίας:
4 πράσινες λυχνίες: 100% μπαταρία (Πλήρης φόρτιση)
3 πράσινες λυχνίες: 75% μπαταρία
2 πράσινες λυχνίες: 50% μπαταρία
1 πράσινη λυχνία: 25% μπαταρία
Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: <10% χαμηλή μπαταρία</p> <p>3 Οθόνη LCD για έλεγχο της επιλογής λειτουργίας/ έντασης/χρονόμετρου</p> <p>4 Κουμπί ρύθμισης χρονόμετρου
5 λεπτά/10 λεπτά/15 λεπτά</p> | <p>5 Κουμπί επιπέδων έντασης:
Επίπεδο I (Χαμηλό)
Επίπεδο II (Μεσαίο)
Επίπεδο III (Υψηλό)</p> <p>6 Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και επιλογής λειτουργιών θεραπείας:
Λειτουργία 1: Αναζωογόνηση
Λειτουργία 2: Λάμψη
Λειτουργία 3: Ισορροπία
Λειτουργία 4: Ηρεμία
Λειτουργία 5: Αποκατάσταση</p> <p>7 Θύρα τύπου C</p> |
|---|---|



Το προϊόν φέρει τη σήμανση «Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».

Όλες οι εικόνες προϊόντων, τα αξεσουάρ και οι εικόνες της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Έναρξη

Ρύθμιση συσκευής

Η προετοιμασία για τη χρήση της μάσκας φωτοθεραπείας LED είναι απλή.

1. Αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ από τη συσκευασία τους.
2. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί δύο μαγνητικά, αποσπώμενα σετ μπαταριών (1000mAh το καθένα, 2000mAh συνολικά). Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως και τα δύο σετ μπαταριών καθώς και το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στις Οδηγίες φόρτισης για λεπτομέρειες.


Δοκιμή ευαισθησίας στο φως

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διαπιστώσετε αν έχετε ευαισθησία στο φως:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη μάσκα LED για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών θεραπείας (χρώμα).
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα τμήμα του πηγής, διατηρώντας την επαφή με το δέρμα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου θεραπείας τριών λεπτών.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί «Επιλογή λειτουργίας θεραπείας» για να επιλέξετε κάποια άλλη λειτουργία θεραπείας (χρώμα) για μια άλλη τρίλεπτη θεραπεία στην ίδια περιοχή του πηγής.
4. Περιμένετε 24 ώρες. ΔΕΝ πρέπει να εμφανίσετε καμία ανεπιθύμητη αντίδραση κατά τις επόμενες 24 ώρες.
5. Ανεπιθύμητη αντίδραση είναι ο πόνος ή η δυσφορία στις περιοχές θεραπείας ή οποιαδήποτε παρατεταμένη ερυθρότητα του δέρματος.

Οδηγίες φόρτισης (σετ μπαταριών και τηλεχειριστήριο)

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει δύο αποσπώμενα σετ μπαταριών 1000mAh και ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο (280mAh). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση:



Φόρτιση των σετ μπαταριών

- Αφαιρέστε το σετ μπαταριών από τη μάσκα πριν από τη φόρτιση.
- Κάθε σετ μπαταριών απαιτεί έως 2 ώρες για να φορτιστεί πλήρως.
- Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το υπολειπόμενο επίπεδο της μπαταρίας.



Φόρτιση του τηλεχειριστήριου

- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 280mAh.
- Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης είναι οι 2 ώρες.
- Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το υπολειπόμενο επίπεδο της μπαταρίας.

Συμβουλές συντήρησης της μπαταρίας λιθίου:


- Μην αφήνετε την μπαταρία να αποφορτίζεται πλήρως πριν την επαναφορτίσετε.
- Αποφύγετε την υπερφόρτιση της μπαταρίας και προσπαθήστε να περιορίσετε τον χρόνο φόρτισης σε μέγιστο διάστημα 8 ωρών.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Πώς χρησιμοποιείται

Προετοιμασία



1. Πλύνετε καλά το πρόσωπό σας. (Εάν φοράτε μακιγιάζ, καθαρίστε το πρόσωπό σας με έναν αφρό καθαρισμού.)
2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέρα ή νύχτα. Μπορείτε να την εντάξετε στην τρέχουσα ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας μετά τον καθαρισμό ή/και την απολέπιση του δέρματός σας.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση.



1. Πατήστε σύντομα το κουμπί της μάσκας LED για να την ενεργοποιήσετε. (Η συσκευή είναι διαθέσιμη όταν αναβοσβήνει πράσινο)
2. Αφού προσαρμόσετε την κορδέλα, φορέστε τη μάσκα έτσι ώστε η εσωτερική πλευρά της μάσκας LED να έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο.

Συμβουλές για τη ρύθμιση της κορδέλας:

1. Όταν κάθεστε ή στέκεστε, αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μάσκα, πρέπει να ασκείται ελάχιστη πίεση στην κόγχη του ματιού, επιτρέποντας στο επίθεμα ματιών από σιλικόνη να εφαρμόζει στην κόγχη του ματιού, με την κορδέλα να σταθεροποιεί το προϊόν.
2. Εάν αισθάνεστε ότι το επίθεμα ματιών από σιλικόνη ασκεί υπερβολική πίεση στην κόγχη του ματιού, χαλαρώστε την κορδέλα και στις δύο πλευρές.
3. Εάν το επίθεμα ματιών από σιλικόνη δεν εφαρμόζει στην περιοχή των ματιών και το φως εισέρχεται μέσω του κενού μεταξύ του επιθέματος ματιών και της κόγχης του ματιού, σφίξτε την κορδέλα και στις δύο πλευρές.
4. Εάν αισθάνεστε ότι η μάσκα γλιστράει προς τα κάτω και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στη σωστή θέση στο πρόσωπό σας, σφίξτε την κορδέλα.
5. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
6. Εάν αισθάνεστε άβολα κατά τη χρήση της συσκευής, προσπαθήστε να ρυθμίσετε τον ιμάντα ή αφαιρέστε τη μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα.
7. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η επιλεγμένη λειτουργία και ο αντίστοιχος χρόνος.

Προφυλάξεις χρήσης

- Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 2 m από τη μάσκα LED.
- Μην κάνετε έντονες κινήσεις όταν φοράτε το προϊόν.
- Όταν φοράτε το προϊόν, χαλαρώστε σε μια άνετη θέση στον καναπέ ή το κρεβάτι.

Οδηγίες χρήσης

Τηλεχειριστήριο

1. Συνδέστε τη θύρα τύπου C του τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης.
2. Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το άκρο USB του καλωδίου σε έναν προσαρμογέα ρεύματος 5V 1A.
3. Οθόνη όπου αναβοσβήνει η ένδειξη «88»: Η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, Οθόνη με σταθερή ένδειξη «88»: Πλήρης φόρτιση. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης πριν από τη χρήση.
4. Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, η ένδειξη «88» θα αναβοσβήνει μέχρι να σβήσει η οθόνη.

Δεδομένου ότι η μάσκα LED χρησιμοποιεί τηλεχειριστήριο ραδιοσυχνοτήτων (το τηλεχειριστήριο εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία λαμβάνει η κύρια μονάδα), οι χρήστες πρέπει να συνδέσουν το τηλεχειριστήριο με τη μάσκα LED κατά την πρώτη χρήση. Τα βήματα ζεύξης είναι τα εξής: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στη μάσκα LED για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης. Η ενδεικτική λυχνία της μάσκας θα αλλάξει από πράσινη σε κόκκινη και, στη συνέχεια, θα αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο και κόκκινο χρώμα.

Λειτουργία χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας:

Πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη εντός 10 δευτερολέπτων.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:

Πατήστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη.

Οδηγίες χρήσης

Επιλογή λειτουργίας θεραπείας

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και επιλογής λειτουργίας θεραπείας (το οποίο περιλαμβάνει τόσο το κουμπί λειτουργίας όσο και τη λειτουργία επιλογής θεραπείας) για να επιλέξετε από τις ακόλουθες λειτουργίες θεραπείας:

Λειτουργία 1: Αναζωογόνηση Κόκκινο φως 630nm + Εγγύς υπέρυθρο φως (NIR) 850nm

Οφέλη:

Στοχεύει στα σημάδια γήρανσης του δέρματος διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνοντας την ελαστικότητα του δέρματος και προωθώντας την επανόρθωση των κυττάρων. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αποκατάσταση μιας πιο λείας, σφριγηλής και λαμπερής επιδερμίδας, δίνοντας στο δέρμα μια αναζωογονημένη και νεανική όψη.

Λειτουργία 2: Λάμψη Κίτρινο φως 590nm

Οφέλη:

Καταπραΰνει και αναζωογονεί το δέρμα, παρέχοντας εξαιρετικά οφέλη αποκατάστασης μετά από έκθεση στον ήλιο ή κούραση. Βοηθά στη λάμψη και την αποκατάσταση, για μια ζωντανή επιδερμίδα με ομοιόμορφο τόνο, αναζωογονημένη όψη και νεανική λάμψη.

Λειτουργία 3: Ισορροπία Πράσινο φως 530nm

Οφέλη:

Ηρεμεί και εξισορροπεί το ευαίσθητο ή καταπονημένο δέρμα, μειώνοντας την ερυθρότητα και προσφέροντας έναν ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια φυσικά ισορροπημένη και αναζωογονημένη όψη, ιδανική για άτομα με δυσανεκτικό και υπερευαίσθητο δέρμα.

Λειτουργία 4: Ηρεμία Μπλε φως 465nm

Οφέλη:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά σε ρουτίνες ομορφιάς και περιποίησης του δέρματος, συμβάλλοντας στην καταπραΰνση της ορατής ερυθρότητας, στη μείωση της λιπαρής όψης και στην υποστήριξη μιας πιο καθαρής επιδερμίδας. Βοηθά στη διατήρηση της αίσθησης φρεσκάδας και ισορροπίας του δέρματος, δίνοντας μια πιο υγιή και εκλεπτυσμένη όψη στο δέρμα.

Λειτουργία 5: Αποκατάσταση Λειτουργία πλήρους φάσματος: Κίτρινο 590nm + Πράσινο 530nm + Κόκκινο 630nm + NIR 850nm

Οφέλη:

Αυτή η λειτουργία πολλαπλής φωτοθεραπείας προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε διάφορα προβλήματα του δέρματος, όπως αντιγήρανση, λάμψη, μείωση των δυσχρωμιών και συνολική βελτίωση της όψης του δέρματος. Ο συνδυασμός διαφορετικών μηκών κύματος παρέχει μια ολιστική θεραπεία για την αναζωογόνηση του δέρματος, την εξισορρόπηση του τόνου του δέρματος, τον αποχρωματισμό των σκούρων κηλίδων και τη βελτίωση της υφής του δέρματος. Ιδανική για καθημερινή, ολοκληρωμένη περιποίηση προσώπου, προσφέρει τόσο οφέλη αποκατάστασης όσο και πρόληψης, για μια νεανική, λαμπερή επιδερμίδα.

Επίπεδα έντασης

Πατήστε το κουμπί των Επιπέδων έντασης για να επιλέξετε την ένταση:

Επίπεδο I (Χαμηλό)

Επίπεδο II (Μεσαίο)

Επίπεδο III (Υψηλό)

Ρυθμίσεις χρονομέτρου

Πατήστε το κουμπί των Ρυθμίσεων χρονομέτρου

για να επιλέξετε το χρονόμετρο:

·5 λεπτά · 10 λεπτά · 15 λεπτά

Λειτουργία μνήμης

Κατά την πρώτη χρήση, η μάσκα είναι ρυθμισμένη από προεπιλογή σε

Λειτουργία 1: Αναζωογόνηση, Επίπεδο έντασης III (Υψηλό) και

Χρονόμετρο 10 λεπτά.

Μετά από κάθε χρήση, η μάσκα θα απομνημονεύει την τελευταία λειτουργία θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε, την ένταση και τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου.

Σημειώσεις

Χαρακτηριστικό Περιγραφή

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής (η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη).

Θεραπεία/Εναλλαγή λειτουργίας

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να αλλάξετε τη λειτουργία θεραπείας: Αναζωογόνηση → Λάμψη → Ισορροπία → Ηρεμία → Αποκατάσταση.

Ρυθμίσεις έντασης

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να αλλάξετε την ένταση: Χαμηλή → Μέτρια → Υψηλή.

Ρυθμίσεις χρονομέτρου

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε χρονόμετρο: 5 λεπτά → 10 λεπτά → 15 λεπτά.

Αυτόματος τερματισμός

1. Στη λειτουργία αναμονής, η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
2. Η μάσκα μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί στη μάσκα.
3. Η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διάρκεια της θεραπείας.

Λειτουργία μνήμης

Η μάσκα θα απομνημονεύσει την τελευταία λειτουργία θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε, την ένταση και τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου και θα επαναφέρει αυτές τις ρυθμίσεις την επόμενη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία.

Πρόσθετες οδηγίες

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Power» της μάσκας LED για να εισέλθετε σε λειτουργία αναμονής (η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη).

Στη λειτουργία αναμονής, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξουν τη λειτουργία θεραπείας, το χρονόμετρο και την ένταση. Αυτές οι λειτουργίες θα εναλλάσσονται με τη σειρά.

Στη λειτουργία αναμονής, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 λεπτών, η μάσκα LED θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Στη λειτουργία αναμονής, η μάσκα μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί στη μάσκα LED.

Η μάσκα LED θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος της διάρκειας της θεραπείας.

Φροντίδα και συντήρηση

1. Αποθηκεύστε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED σε θερμοκρασία δωματίου υπό ξηρές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη τσάντα μεταφοράς.
2. Αποφύγετε την αποθήκευση της μάσκας φωτοθεραπείας LED σε χώρους με σκόνη και υγρασία ή σε άμεσο ηλιακό φως.
3. Η μάσκα φωτοθεραπείας LED δεν περιέχει επισκευάσιμα εξαρτήματα.
4. Πριν από κάθε χρήση, με τη συσκευή απενεργοποιημένη, καθαρίστε τη μάσκα προσώπου ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού.
5. Μην λυγίζετε ή στρίβετε σε υπερβολικό βαθμό τη μάσκα σιλικόνης.
6. Μην εφαρμόζετε καλλυντικά απευθείας στην επιφάνεια της μάσκας.
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από έλαια, λοσιόν και αρώματα.

Καθαρισμός της μάσκας φωτοθεραπείας LED

1. Το σώμα της μάσκας είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη. Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε απαλά την επιφάνεια με ένα ελαφρώς βρεγμένο με καθαρό νερό μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
2. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε με ήπιο, χωρίς οινόπνευμα και άρωμα, ουδέτερο σαπούνι αραιωμένο με νερό.

Απόρριψη

ΜΗΝ απορρίπτετε κανένα μέρος της μάσκας φωτοθεραπείας LED σε εγκαταστάσεις οικιακών απορριμμάτων.

Η μάσκα φωτοθεραπείας LED και το τηλεχειριστήριο περιέχουν μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου. Για την προστασία του περιβάλλοντος, συσκευάστε και επιστρέψτε τη μονάδα στον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπό του στο τέλος της διάρκειας ζωής της ή να απορρίψετε με ασφάλεια τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που ισχύουν για την περιοχή σας.

Συνήθεις δυσλειτουργίες και λύσεις

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν ανάβει και δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μάσκας.	Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο έχει μπαταρία. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, φορτίστε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης που περιλαμβάνεται και έναν προσαρμογέα 5V 1A. Εάν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά τη φόρτιση, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε την αντικατάστασή του.
Μετά την ενεργοποίηση της μάσκας, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου ανάβει, αλλά δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μάσκας.	Πραγματοποιήστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου και της μάσκας. Οδηγίες ζεύξης: α. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της μάσκας για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει αρχικά με πράσινο χρώμα και, στη συνέχεια, θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης. β. Απλά πατήστε το κουμπί ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ζεύξης.
Η μάσκα δεν μπορεί να φορτιστεί.	α. Αντικαταστήστε το καλώδιο φόρτισης. Εάν όντως πρόκειται για πρόβλημα με το καλώδιο φόρτισης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για αντικατάσταση του καλωδίου φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση της συσκευής. β. Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας φόρτισης στον οποίο συνδέετε τη μονάδα λειτουργεί ή εάν η τάση που αναγράφεται στη μονάδα αντιστοιχεί στην τάση τοπικού δικτύου.

Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Μοντέλο	AB01A
Προδιαγραφές μπαταρίας	<p>Σετ μπαταριών μάσκας</p> <ul style="list-style-type: none"> •Τύπος: Μπαταρία πολυμερών λιθίου 3,7V/1000mAh (ανά σετ μπαταρίας) •Ποσότητα: 2 αποσπώμενα σετ μπαταριών (συνολική δυναμικότητα: 2000mAh)
Διαστάσεις προϊόντος	<p>Μάσκα: 634*233,8*5,5mm</p> <p>Τηλεχειριστήριο: 133,6*42,3*19mm</p>
Τηλεχειριστήριο	Τύπος: Μπαταρία πολυμερών λιθίου 3,7V/280mAh
Καθαρό βάρος	<p>Μάσκα: Περίπου 338g</p> <p>Τηλεχειριστήριο: Περίπου 72g</p>
Έξοδος προσαρμογέα	5V=1A
Χρόνος λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> •Ένα πλήρως φορτισμένο σετ μπαταριών: Έως και 60 λεπτά •Δύο σετ μπαταριών (συνδυαστική χρήση): Έως και 120 λεπτά συνολικά
Χρόνος φόρτισης	<ul style="list-style-type: none"> •Ένα σετ μπαταριών: Έως και 2 ώρες •Δύο σετ μπαταριών (φορτίζονται ξεχωριστά): Έως και 4 ώρες συνολικά •Τηλεχειριστήριο: Έως και 2 ώρες

Waarschuwing

Lees deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige referentie om elektrische schokken, brand of andere ongelukken te voorkomen.

- Voordat u het LED-lichttherapiemasker gebruikt, moet u een gevoeligheidstest uitvoeren (zie sectie lichtgevoeligheidstest). Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als u gevoelig bent voor het LED-lichttherapiemasker. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in de thuiszorgomgeving, de patiënt kan een beoogde gebruiker zijn.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET op een andere manier dan exact zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik van het LED-lichttherapiemasker op een andere manier dan exact zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing is niet getest en het risico hiervan is onbekend. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat om het risico op brand of brandwonden te voorkomen.
- Schakel het LED-lichttherapiemasker UIT en verwijder het onmiddellijk als het apparaat heet aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm wordt.
- Dit product is draadloos tijdens gebruik. Een oplaadkabel wordt alleen aangesloten tijdens het opladen.
- Tijdens het opladen kan de kabel een wurgingsgevaar vormen. Houd het apparaat en de oplaadkabel te allen tijde buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET zonder eerst make-up te verwijderen VOOR de behandeling. Sommige ingrediënten in deze producten kunnen lichtgevoeligheid veroorzaken of kunnen het effect van de behandeling verminderen. Als u het LED-lichttherapiemasker gebruikt zonder deze producten te verwijderen, kunt u een huidreactie veroorzaken of kunt u het effect van de behandeling verminderen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen om het risico op brand en brandwonden te voorkomen.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NOOIT in de buurt van water of waar water op het apparaat kan worden gemorst. Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als u denkt dat het in contact is gekomen met water. Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken om het risico op schade aan de lamp te voorkomen.
- Houd het LED-lichttherapiemasker uit de buurt van HETE oppervlakken. Neem indien nodig contact op met de fabrikant voor hulp bij het installeren, gebruiken of onderhouden van het MEDISCHE APPARAAT of om onverwachte werking of gebeurtenissen te melden.


- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als het masker, de afstandsbediening of de USB Type-C-oplaadkabel op enige wijze beschadigd is. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld om het risico op brand, brandwonden of andere gevaren te voorkomen.
- Bij het verwijderen uit minimale/maximale opslagtemperatuur wordt aanbevolen om het apparaat 2 uur voor gebruik te herstellen voor gebruik.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht en schijn niet in de ogen tijdens het gebruik.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET in de buurt van apparaten met draadloze technologie.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit apparaat bevat siliconen, plastic onderdelen en materialen met bevestigingsmaterialen voor kattenbanden. Personen met bekende allergieën voor deze materialen moeten het gebruik staken en een zorgprofessional raadplegen.
- Dit apparaat is uitgerust met een geheugenfunctie. Het onthoudt automatisch de laatst gebruikte behandelingsmodus, intensiteitsniveau en behandelingstijd telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- Het LED-lichttherapiemasker kan niet worden gebruikt in de oplaadmodus.
- Reinig het gezichtsmasker voor elk gebruik terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
- GEBRUIK GEEN andere reinigingsproducten dan die vermeld staan in de reinigingsinstructies. Het gebruik van andere reinigingsproducten kan het LED-lichttherapiemasker beschadigen.
- Bewaar het LED-lichttherapiemasker op kamertemperatuur in droge omstandigheden, uit de buurt van direct zonlicht.
- Bij het uit de minimale/maximale opslagtemperatuur halen, wordt aanbevolen om het apparaat 2 uur voor gebruik te herstellen.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht en schijn niet in de ogen tijdens het gebruik.

Elektrische veiligheid

- Beschadig, wijzig, buig, draai of verhit de USB Type-C-oplaadkabel NIET. Een beschadigde oplaadkabel kan leiden tot brand, elektrische schokken of storing.
- Plaats of gebruik het apparaat NIET in de buurt van water of vloeistoffen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Dit product maakt gebruik van een magnetisch, afneembaar batterijpakket. Laad het batterijpakket volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Gebruik alleen het aangewezen batterijpakket dat bij het apparaat wordt geleverd.
- Probeer GEEN niet-goedgekeurde batterijpakketten te openen, te wijzigen, te vervangen of te gebruiken, aangezien onjuiste behandeling kan leiden tot oververhitting, lekkage of explosie.
- Gooi de batterij NIET willekeurig weg, maar volg de lokale afvoerprocedure wanneer u het weggooit.
- Gebruik alleen DC 5V = 1A oplaadadapter om dit apparaat op te laden (maximaal uitgangsvermogen 3,5W).
- Gebruik GEEN opladers van onbekende oorsprong, slechte kwaliteit of met een uitgangsvermogen hoger dan 30W, aangezien dit oververhitting of schade aan het product kan veroorzaken. Voor maximale veiligheid wordt aanbevolen om een oplaadadapter te gebruiken die voldoet aan IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, met de volgende specificaties: Ingang: 100-240VAC Uitgang: DC 5V = 1,0A.



- | | |
|---|---|
| <p>1 In-/uitschakelen</p> <p>2 Batterij-indicatielampje:
4 groene lampjes: 100% opgeladen
(Volledig opgeladen)
3 groene lampjes: 75% resterend
2 groene lampjes: 50% resterend
1 groen lampje: 25% resterend
Knipperend rood lampje: <10%
batterij bijna leeg</p> <p>3 LCD-scherm voor het controleren
van de geselecteerde
modus/intensiteit/timer</p> <p>4 Timerinstelknop
5 min/10 min/15 min</p> | <p>5 Intensiteitsniveausknop:
Niveau I (Laag)
Niveau II (Gemiddeld)
Niveau III (Hoog)</p> <p>6 Aan/uit- en selectieknop
voor behandlingsmodi:
Modus 1: Verjongen
Modus 2: Opheldereren
Modus 3: Balanceren
Modus 4: Kalmeren
Modus 5: Herstellen</p> <p>7 Type-C-poort</p> |
|---|---|



De behuizing van het product is gemarkeerd met 'Niet gebruiken tijdens het nemen van een bad of douche'.

Alle productafbeeldingen, accessoires en illustraties van de gebruikersinterface in deze handleiding dienen alleen ter referentie. Als gevolg van productupdates en -upgrades kan het werkelijke product afwijken van de illustraties. Raadpleeg het werkelijke product.

Aan de slag

Installatie van het apparaat

Aan de slag gaan met uw LED-lichttherapiemasker is eenvoudig.

1. Pak het apparaat en alle meegeleverde accessoires uit.
2. Dit product maakt gebruik van twee magnetische, afneembare batterijpakketten (elk 1000mAh, totaal 2000mAh). Laad voor het eerste gebruik beide batterijpakketten en de afstandsbediening volledig op. Raadpleeg de oplaadinstructies voor details.

Lichtgevoeligheidstest


Volg deze instructies om te zien of u gevoelig bent voor licht:

1. Druk op de Aan/uit-knop op het LED-masker om het apparaat te starten. Gebruik de afstandsbediening om het apparaat aan/uit te schakelen en om te kiezen tussen de beschikbare behandelingsmodus (kleur).
2. Plaats het apparaat op een deel van de onderarm en houd contact gedurende de volledige behandelingscyclus van drie minuten.
3. Druk opnieuw op de 'Selectieknop voor behandelingsmodi' om een andere behandelingsmodus (kleur) te kiezen voor nog een behandeling van drie minuten op hetzelfde gebied van de onderarm.
4. Wacht 24 uur. U zou gedurende de volgende 24 uur GEEN nadelige reacties moeten ondervinden.
5. Een bijwerking is pijn of ongemak in de behandelingsgebieden of langdurige roodheid van de huid.

Oplaadinstructies (batterijpakketten en afstandsbediening)


Dit apparaat is uitgerust met twee afneembare 1000mAh-batterijpakketten en een draadloze afstandsbediening (280mAh).

Volg de onderstaande instructies voor het eerste gebruik:



De batterijpakketten opladen

- Verwijder het batterijpakket uit het masker voordat u het oplaadt.
- Elk batterijpakket heeft tot 2 uur nodig om volledig op te laden.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het resterende batterijniveau.



De afstandsbediening opladen

- De draadloze afstandsbediening bevat een oplaadbare batterij van 280mAh.
- De maximale oplaadtijd is 2 uur.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het resterende batterijniveau.

Tips voor het onderhouden van lithiumbatterijen:

- Vermijd dat de batterij volledig leeg raakt voordat u deze oplaadt.
- Vermijd het overladen van de batterij en probeer de oplaadtijd te beperken tot maximaal 8 uur.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de batterij ten minste eenmaal per drie maanden op te laden.

Hoe te gebruiken

Vorbereiding



1. Was uw gezicht schoon. (Als u make-up draagt, reinig dan met reinigingsschuim.)
2. Het kan zowel overdag als 's nachts worden gebruikt. U kunt het in uw huidige huidverzorgingsroutine inpassen na het reinigen en/of exfoliëren van uw huid.
3. Zorg ervoor dat u de batterij volledig oplaadt voor gebruik.



1. Druk kort op de knop van het LED-masker om het apparaat in te schakelen. (Beschikbaar wanneer het groen knippert)
2. Nadat u de haarband naar wens hebt aangepast, draagt u het masker zo dat de binnenkant van het LED-masker op het gezicht ligt.

Tips voor het aanpassen van de hoofdband:

1. Bij zitten of staan moet er minimale druk op de oogkas zijn, zodat het siliconen oogkussentje goed in de oogkas past, terwijl de hoofdband het product op zijn plaats houdt.
2. Als u voelt dat het siliconen oogkussentje te veel druk op de oogkas uitoefent, maak de hoofdband dan aan beide kanten losser.
3. Als het siliconen oogkussentje niet goed past op het ooggebied en er licht kan binnendringen door de ruimte tussen het oogkussentje en de oogkas, maak de hoofdband dan aan beide kanten strakker.
4. Als u voelt dat het masker naar beneden glijdt en niet in de juiste positie op uw gezicht kan blijven, maak de hoofdband dan strakker.
5. Selecteer de gewenste modus met behulp van de knoppen op de afstandsbediening.
6. Als u zich ongemakkelijk voelt tijdens het dragen van het apparaat, kunt u proberen de band aan te passen of het apparaat af te doen totdat u zich beter voelt.
7. Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde modus zijn voltooid en de bijbehorende tijd zijn afgelopen.

Waarschuwingen voor gebruik

- Beweeg de afstandsbediening binnen 2 m van het LED-masker.
- Maak geen heftige bewegingen tijdens het dragen van het product.
- Ontspan in een comfortabele positie op de bank of het bed wanneer u het product draagt.

Bedieningsinstructies

Afstandsbediening

1. Sluit de Type-C-poort van de afstandsbediening aan met behulp van de meegeleverde oplaadkabel.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een 5V 1A stroomadapter om op te laden.
3. Knipperend '88' display: Opladen is bezig Ononderbroken '88' display: Volledig opgeladen en Koppel de oplaadkabel los voor gebruik.
4. Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, zal het '88 display knipperen totdat het scherm uitgaat.

Aangezien het LED-masker een afstandsbediening op basis van radiofrequentie gebruikt (de afstandsbediening zendt radiofrequentiesignalen uit die door de hoofdeenheid worden ontvangen), moeten gebruikers de afstandsbediening bij het eerste gebruik koppelen aan het LED-masker. De koppelingsstappen zijn als volgt: Houd de aan/uit-knop op het LED-masker 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het indicatielampje van het masker verandert van groen naar rood en knippert vervolgens snel tussen groen en rood.

Niet-energiebesparende modus:

Druk kort op de knop van de afstandsbediening om de koppeling binnen 10 seconden te voltooien.

Energiebesparende modus:

Druk op de AAN/UIT-knop van de afstandsbediening om de afstandsbediening te activeren en druk vervolgens opnieuw op de AAN/UIT-knop om de koppeling te voltooien.

Gebruiksaanwijzing

Behandelingsmodus selecteren

Druk op de AAN/UIT-knop en selectieknop voor behandelingsmodi (die zowel de aan/uit-knop als de selectiefunctie voor de behandelmodus bevat) om uit de volgende behandelmodi te kiezen:

Modus 1: Verjongen Rood licht 630nm + Nabij-infraroodlicht 850nm

Voordelen:

Pakt tekenen van huidveroudering aan door collageenproductie te stimuleren, huidelasticiteit te verbeteren en celreparatie te bevorderen. Deze modus helpt bij het herstellen van een gladdere, stevigere en stralendere teint, waardoor de huid er verjongd en jeugdig uitziet.

Modus 2: Ophelderen Geel licht 590nm

Voordelen:

Kalmeert en revitaliseert de huid, met uitzonderlijke herstelvoordelen na blootstelling aan de zon of vermoeidheid. Het helpt de teint op te helderen en een levendige, egale teint te herstellen, voor een frisse en jeugdige uitstraling.

Modus 3: Balanceren Groen licht 530nm

Voordelen:

Kalmeert en brengt gevoelige of gespannen huid in balans, vermindert roodheid en bevordert een egale teint. Deze modus zorgt voor een natuurlijk gebalanceerd en verfrist uiterlijk, ideaal voor mensen met een reactieve of gevoelige huid.

Modus 4: Kalmeren Blauw licht 465nm

Voordelen:

Deze modus, die vaak wordt gebruikt in beauty- en huidverzorgingsroutines, helpt zichtbare roodheid te verzachten, zichtbare vettigheid te verminderen en ondersteunt een helderder uitziende teint. Het helpt de huid fris en in balans te houden, wat bijdraagt aan een gezonder en verfijnder uitziende huid.

Modus 5: Herstellen Volspectrum modus: Geel 590nm + Groen 530nm + Rood 630nm + Nabij-infrarood 850nm

Voordelen:

Deze multi-lichttherapiemodus biedt een uitgebreide aanpak voor verschillende huidverzorgingsproblemen, zoals anti-aging, huidverheldering, vermindering van pigmentatie en algehele huidverbetering. De combinatie van verschillende golflengtes zorgt voor een holistische behandeling om de huid te verjongen, de huidskleur te egaliseren, donkere vlekken te vervagen en de huidtextuur te verbeteren. Ideaal

voor dagelijkse, alles-in-één gezichtsverzorging. Het biedt zowel herstellende als preventieve voordelen voor een jeugdige, stralende teint.

Intensiteitsniveaus

Druk op de Intensiteitsniveaunknop om de intensiteit te selecteren:

Niveau I (Laag)

Niveau II (Gemiddeld)

Niveau III (Hoog)

Timerinstellingen

Druk op de Timerinstelknop om de timer te selecteren:

·5 minuten

·10 minuten

·15 minuten

Geheugenfunctie

Bij het eerste gebruik staat het masker standaard op Modus 1: Verjongen, Intensiteitsniveau III (Hoog) en Timer 10 minuten.

Na elk gebruik onthoudt het masker de laatst gebruikte behandelingsmodus, intensiteit en timerinstellingen.

Opmerkingen

Functie

Beschrijving

In-/uitschakelen

Houd de AAN/UIT-knop 5 seconden ingedrukt om de stand-bymodus te activeren (indicatielampje wordt groen).

BehandelingModus schakelen

Druk in de stand-bymodus kort op de knop van de afstandsbediening om te schakelen tussen behandelingsmodi: Verjongen → Ophelderen → Balanceren → Kalmeren → Herstellen.

Intensiteitsinstellingen

Druk in de stand-bymodus kort op de knop van de afstandsbediening om de intensiteit te wijzigen: Laag → Gemiddeld → Hoog.

Timerinstellingen

Druk in de standby-modus kort op de knop van de afstandsbediening om de timer te selecteren: 5 min → 10 min → 15 min.

Automatisch uitschakelen

1. In de stand-bymodus wordt het masker automatisch uitgeschakeld na 10 minuten inactiviteit.
2. Het masker kan worden uitgeschakeld door op de knop op het masker te drukken.
3. Het masker wordt automatisch uitgeschakeld zodra de behandelingsduur is afgelopen.

Geheugenfunctie

Het masker onthoudt de laatst gebruikte behandelingsmodus, intensiteit en timerinstellingen, en herstelt deze instellingen wanneer het opnieuw wordt ingeschakeld

Aanvullende instructies

Houd de "Aan/uit"-knop van het LED-masker ingedrukt om de stand-bymodus te activeren (het indicatielampje wordt groen).

In de stand-bymodus kunnen gebruikers kort op de knop van de afstandsbediening drukken om de behandelingsmodus, timer en intensiteit te selecteren. Deze modi worden in deze volgorde geactiveerd.

In de stand-bymodus wordt het LED-masker automatisch uitgeschakeld als er binnen 10 minuten geen actie wordt ondernomen.

In de stand-bymodus kan het masker ook worden uitgeschakeld door op de knop op het LED-masker te drukken.

Het LED-masker wordt automatisch uitgeschakeld aan het einde van de behandelingsduur.

Verzorging en onderhoud

1. Bewaar het LED-lichttherapiemasker bij kamertemperatuur in droge omstandigheden. Gebruik de meegeleverde draagtas.
2. Vermijd het bewaren van het LED-lichttherapiemasker in stoffige omstandigheden, in direct zonlicht of in vochtige en natte omstandigheden.
3. Het LED-lichttherapiemasker bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
4. Reinig het gezichtsmasker voor elk gebruik terwijl het apparaat is uitgeschakeld volgens de onderstaande reinigingsinstructies.
5. Vermijd overmatig buigen of draaien van het siliconen masker.
6. Breng geen cosmetica rechtstreeks aan op het oppervlak van het masker.
7. Houd het product uit de buurt van oliën, lotions en parfums.

Het LED-lichttherapiemasker reinigen

1. Het maskerlichaam is gemaakt van siliconen. Veeg het oppervlak na elk gebruik voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije doek die met schoon water is bevochtigd.
2. Reinig indien nodig met een milde, alcoholvrije, parfumvrije en neutrale zeep die is verdund met water.

Verwijdering

Gooi GEEN enkel onderdeel van het LED-lichttherapiemasker weg bij het huishoudelijk afval.

Het LED-lichttherapiemasker en de afstandsbediening bevatten een lithium-ion-polymeerbatterij. Ter bescherming van het milieu wordt u verzocht dit apparaat aan het einde van de levensduur te verpakken en te retourneren naar de fabrikant of hun vertegenwoordiger, of het apparaat veilig af te voeren volgens uw lokale richtlijnen.

Veelvoorkomende storingen en oplossingen

Probleem	Oplossing
<p>Het scherm op de afstandsbediening licht niet op en het masker kan niet worden bediend.</p>	<p>Controleer of de afstandsbediening is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad de afstandsbediening dan op met de meegeleverde oplaadkabel en een 5V 1A adapter. Als de afstandsbediening na het opladen nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor een vervanging.</p>
<p>Na het inschakelen van het masker licht het scherm van de afstandsbediening op, maar het masker kan niet worden bediend.</p>	<p>Reset zowel de afstandsbediening als het masker. Koppelingsinstructies:</p> <ol style="list-style-type: none"> Houd de aan-/uitknop van het masker 5 seconden ingedrukt. Het indicatielampje toont eerst een groen licht en daarna een knipperend rood licht, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelingsmodus is gegaan. Druk gewoon op de AAN/UIT-knop op de afstandsbediening om het koppelingsproces te voltooien.
<p>Het masker kan niet worden opgeladen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Vervang de oplaadkabel. Als het inderdaad over een probleem met de oplaadkabel gaat, kunt u contact met ons opnemen voor een vervangende oplaadkabel. Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan contact met ons op om het apparaat te vervangen. Controleer of de laadadapter waarop u het apparaat aansluit stroom heeft of dat de spanning die op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning.

Productnaam	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Batterijspecificaties	<p>Batterijpakketten voor masker</p> <ul style="list-style-type: none"> •Type: 3,7V / 1000mAh lithium-polymeerbatterij (per batterijpakket) •Aantal: 2 afneembare batterijpakketten (totale capaciteit: 2000mAh)
Afmetingen van het product	<p>Masker: 634×233,8×5,5 mm</p> <p>Afstandsbediening: 133,6×42,3×19 mm</p>
Afstandsbediening	Type: 3.7V / 280mAh lithium-polymeerbatterij
Nettogewicht	<p>Masker: Ongeveer 338 g</p> <p>Afstandsbediening: Ongeveer 72 g</p>
Uitgangsvermogen adapter	5V ⚡1A
Gebruikstijd	<ul style="list-style-type: none"> •Eén volledig opgeladen batterijpakket: Maximaal 60 minuten •Twee batterijpakketten (gecombineerd gebruik): Maximaal 120 minuten in totaal
Oplaadtijd	<ul style="list-style-type: none"> •Eén batterijpakket: Maximaal 2 uur •Twee batterijpakketten (apart opgeladen): Maximaal 4 uur in totaal •Afstandsbediening: Maximaal 2 uur

Warnung

Um elektrischen Schlag, Brand oder andere Unfälle zu vermeiden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.


- Vor der Verwendung der LED-Lichttherapiemaske müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen (siehe Abschnitt Lichtempfindlichkeitstest). Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT, wenn Sie empfindlich auf die LED-Lichttherapiemaske reagieren. Dieses Gerät ist für die Verwendung im häuslichen Gesundheitsumfeld vorgesehen, wobei der Patient auch der Anwender sein kann.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT in einer Weise, die nicht genau den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung entspricht. Die Verwendung der LED-Lichttherapiemaske auf eine andere Weise als in dieser Gebrauchsanweisung angegeben wurde nicht getestet und das Risiko ist unbekannt. Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen, um die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie die LED-Lichttherapiemaske sofort AUS und nehmen Sie sie ab, wenn sich das Gerät heiß anfühlt oder Ihre Haut unangenehm warm wird.
- Dieses Produkt ist während der Anwendung kabellos. Ein Ladekabel wird nur während des Ladevorgangs angeschlossen.
- Während des Ladevorgangs kann das Kabel eine Strangulationsgefahr darstellen. Halten Sie das Gerät und das Ladekabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT, ohne VOR der Behandlung zuerst Make-up zu entfernen. Einige Inhaltsstoffe in diesen Produkten können Lichtempfindlichkeit verursachen oder die Wirksamkeit der Behandlung reduzieren. Wenn Sie die LED-Lichttherapie-Maske verwenden, ohne diese Produkte zu entfernen, kann es zu Hautreaktionen kommen oder die Wirksamkeit der Behandlung kann verringert werden. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen, um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapie-Maske NIEMALS in der Nähe von Wasser oder an Orten, an denen Wasser auf das Gerät verschüttet werden kann. Verwenden Sie die LED-Lichttherapie-Maske NICHT, wenn Sie vermuten, dass sie mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Setzen Sie das Gerät keinen

- starken Stößen aus, um Beschädigungen der Lampe zu vermeiden.
- Halten Sie die LED-Lichttherapiemaske von HEISSEN Oberflächen fern. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um Unterstützung bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des ME-GERÄTS zu erhalten oder unerwartete Vorgänge oder Ereignisse zu melden.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske bitte NICHT, wenn die Maske, die Fernbedienung oder das USB-Typ-C-Ladekabel in irgendeiner Weise beschädigt sind. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, um Brandgefahr, Verbrennungen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Nach der Entnahme aus minimaler/maximaler Lagertemperatur wird empfohlen, das Gerät 2 Stunden lang akklimatisieren zu lassen, bevor es verwendet wird.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht und richten Sie das Licht nicht auf die Augen.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapie-Maske NICHT in der Nähe von Geräten mit drahtloser Technologie.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät enthält Silikon, Kunststoffkomponenten und Klettverschlussmaterialien. Personen mit bekannten Allergien gegen eines dieser Materialien sollten die Anwendung abbrechen und einen Arzt konsultieren.
- Dieses Gerät ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet. Es ruft automatisch den zuletzt verwendeten Behandlungsmodus, die Intensitätsstufe und die Behandlungszeit bei jedem Einschalten des Geräts wieder auf.
- Die LED-Lichttherapie-Maske kann nicht im Lademodus verwendet werden.
- Vor jedem Gebrauch die Gesichtsmaske bei ausgeschaltetem Gerät reinigen.
- Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel als die in der Reinigungsanleitung angegebenen. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann die LED-Lichttherapiemaske beschädigen.
- Bewahren Sie die LED-Lichttherapiemaske bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.
- Nach der Entnahme aus minimaler/maximaler Lagertemperatur wird empfohlen, das Gerät 2 Stunden lang akklimatisieren zu lassen, bevor es verwendet wird.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht und richten Sie das Licht nicht auf die Augen.

- Beschädigen, modifizieren, biegen, verdrehen oder erhitzen Sie das USB-Typ-C-Ladekabel NICHT. Ein beschädigtes Ladekabel kann zu Feuer, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Wasser oder Flüssigkeiten auf und betreiben Sie es nicht dort. Es kann Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Dieses Produkt verwendet einen magnetischen, abnehmbaren Akku. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten, dafür vorgesehenen Akku.
- Versuchen Sie NICHT, nicht zugelassene Akkupacks zu öffnen, zu modifizieren, auszutauschen oder zu verwenden, da unsachgemäße Handhabung zu Überhitzung, Auslaufen oder Explosion führen kann.
- Entsorgen Sie den Akku NICHT wahllos, befolgen Sie bei der Entsorgung die örtlichen Entsorgungsverfahren.
- Verwenden Sie nur DC 5 V=1 A Ladeadapter zum Aufladen dieses Geräts (maximale Ausgangsleistung 3,5 W).
- Verwenden Sie KEINE Ladegeräte unbekannter Herkunft, minderwertiger Qualität oder mit einer Ausgangsleistung über 30 W, da dies zu Überhitzung oder Beschädigung des Produkts führen kann. Für maximale Sicherheit wird empfohlen, einen Ladeadapter zu verwenden, der der Norm IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 entspricht und folgende Nennwerte aufweist: Eingang: 100-240 VAC Ausgang: DC 5 V=1,0 A.



- | | |
|---|--|
| <p>1 Ein-/Ausschalten</p> <p>2 Batteriestand-Anzeige:
4 grüne Lichter: 100 % Ladung (Vollständig geladen)
3 grüne Lichter: 75 % verbleibend
2 grüne Lichter: 50 % verbleibend
1 grünes Licht: 25 % verbleibend
Blinkendes rotes Licht: 10 % niedriger Akkustand</p> <p>3 LCD zur Überprüfung des ausgewählten Modus/der Intensität/des Timers</p> <p>4 Timer-Einstellungstaste
5 Min./10 Min./15 Min.</p> | <p>5 Taste für Intensitätsstufen:
Stufe I (Niedrig)
Stufe II (Mittel)
Stufe III (Hoch)</p> <p>6 Ein-/Aus- und Behandlungsmodus-Auswahlstaste:
Modus 1: Verjüngung
Modus 2: Aufhellen
Modus 3: Ausgleichen
Modus 4: Beruhigen
Modus 5: Regenerieren</p> <p>7 Typ-C-Anschluss</p> |
|---|--|



Das Produktgehäuse ist gekennzeichnet mit „Nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden.“

Alle Produktabbildungen, Zubehörteile und Darstellungen der Benutzeroberfläche in dieser Anleitung dienen nur zu Referenzzwecken. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

Erste Schritte

Geräteeinrichtung

Die ersten Schritte mit Ihrer LED-Lichttherapiemaske sind einfach.

1. Packen Sie das Gerät und alle enthaltenen Zubehörteile aus.
2. Dieses Produkt verwendet zwei magnetische, abnehmbare Akkupacks (jeweils 1000 mAh, insgesamt 2000 mAh). Laden Sie vor dem ersten Gebrauch beide Akkupacks und die Fernbedienung vollständig auf. Einzelheiten finden Sie in der Ladeanleitung.


Lichtempfindlichkeitstest

Befolgen Sie diese Anweisungen, um festzustellen, ob Sie lichtempfindlich sind:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der LED-Maske, um das Gerät zu starten. Verwenden Sie die Fernbedienung, um das Gerät ein- und auszuschalten und zwischen den verfügbaren Behandlungsmodi (Farben) zu wählen.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einem Bereich des Unterarms und halten Sie den Kontakt während des gesamten dreiminütigen Behandlungszyklus aufrecht.
3. Drücken Sie die „Taste zur Auswahl des Behandlungsmodus“ erneut, um einen anderen Behandlungsmodus (Farbe) für eine weitere dreiminütige Behandlung im selben Unterarmbereich zu wählen.
4. Warten Sie 24 Stunden. Sie sollten in den nächsten 24 Stunden KEINE unerwünschten Reaktionen erleben.
5. Eine unerwünschte Reaktion ist ein Schmerz oder Unbehagen in den Behandlungsbereichen oder anhaltende Hautrötungen.


Ladeanweisungen (Akkupacks und Fernbedienung)

Dieses Gerät ist mit zwei abnehmbaren 1000 mAh-Akkupacks und einer kabellosen Fernbedienung (280 mAh) ausgestattet. Bitte befolgen Sie vor dem ersten Gebrauch die nachstehenden Anweisungen:



Laden der Akkupacks

- Entfernen Sie den Akku aus der Maske vor dem Aufladen.
- Jeder Akku benötigt bis zu 2 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
- Die Ladezeit kann je nach verbleibendem Akkuladestand variieren.



Aufladen der Fernbedienung

- Die kabellose Fernbedienung enthält einen wiederaufladbaren 280-mAh-Akku.
- Die maximale Ladezeit beträgt bis zu 2 Stunden.
- Die Ladezeit kann je nach verbleibendem Akkuladestand variieren.

Tipps zur Wartung von Lithium-Akkus:

- Vermeiden Sie es, den Akku vollständig zu entladen, bevor Sie ihn wieder aufladen.
- Vermeiden Sie ein Überladen des Akkus und versuchen Sie, die Ladezeit auf maximal 8 Stunden zu begrenzen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.

Verwendung

Vorbereitung



1. Waschen Sie Ihr Gesicht gründlich. (Sollten Sie Make-up tragen, reinigen Sie es bitte mit Reinigungsschaum.)
2. Es kann sowohl tagsüber als auch nachts verwendet werden. Sie können es nach der Reinigung und/oder dem Peeling Ihrer Haut in Ihre derzeitige Hautpflege integrieren.
3. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor Gebrauch vollständig aufgeladen ist.



1. Drücken Sie kurz den Knopf der LED-Maske, um das Gerät einzuschalten. (Verfügbar wenn grün blinkend)
2. Nach einer angemessenen Anpassung des Stirnbands tragen Sie die Maske so, dass die Innenseite der LED-Maske auf dem Gesicht liegt.

Tipps zur Anpassung des Stirnbands:

1. Beim Sitzen oder Stehen sollte der korrekte Zustand ein minimaler Druck auf die Augenhöhle sein, sodass sich das Silikon-Augenkissen an die Augenhöhle anpasst und das Stirnband das Produkt fixiert.
2. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Silikon-Augenpolster zu viel Druck auf die Augenhöhle ausübt, lockern Sie das Stirnband auf beiden Seiten.
3. Wenn das Silikon-Augenpolster nicht richtig im Augenbereich sitzt und Licht durch den Spalt zwischen dem Augenpolster und der Augenhöhle eindringen kann, ziehen Sie das Stirnband auf beiden Seiten fester.
4. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Maske nach unten rutscht und nicht die korrekte Position auf Ihrem Gesicht beibehalten kann, ziehen Sie das Stirnband fester.
5. Wählen Sie den gewünschten Modus mit den Tasten auf der Fernbedienung.
6. Falls Sie sich beim Tragen des Geräts unwohl fühlen, können Sie versuchen, das Band anzupassen oder es abnehmen, bis Sie sich besser fühlen.
7. Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn der eingestellte Modus und die entsprechende Zeit abgelaufen sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

- Bewegen Sie die Fernbedienung innerhalb von 2 m an die LED-Maske heran.
- Gehen Sie bitte nicht gewaltsam vor, wenn Sie das Produkt tragen.
- Wenn Sie das Produkt tragen, entspannen Sie sich in einer bequemen Position auf der Couch oder dem Bett.

Bedienungsanleitung

Fernbedienung

1. Verbinden Sie den Type-C-Anschluss der Fernbedienung mit dem mitgelieferten Ladekabel.
2. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen 5 V / 1 A Netzadapter, um das Gerät aufzuladen.
3. Blinkende „88“ Anzeige: Ladevorgang läuft Durchgehend leuchtende „88“ Anzeige: Vollständig aufgeladen Trennen Sie das Ladekabel vor Gebrauch.
4. Wenn die Batterie der Fernbedienung schwach ist, blinkt die Anzeige „88“ bis sich der Bildschirm ausschaltet.

Da die LED-Maske eine Funkfernbedienung verwendet (die Fernbedienung sendet Funksignale, die von der Haupteinheit empfangen werden), müssen Benutzer bei der ersten Verwendung die Fernbedienung mit der LED-Maske koppeln. Die Schritte zur Kopplung sind wie folgt: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der LED-Maske 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Kontrollleuchte der Maske wechselt von grün zu rot und blinkt dann schnell zwischen grün und rot.

Nicht-Energiesparmodus:

Drücken Sie kurz auf die Fernbedienungstaste, um die Kopplung innerhalb von 10 Sekunden abzuschließen.

Energiesparmodus:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung, um die Fernbedienung zu aktivieren, und drücken Sie dann erneut die Ein-/Aus-Taste, um die Kopplung abzuschließen.

Bedienungsanleitung

Auswahl des Behandlungsmodus

Drücken Sie die EIN/AUS und Behandlungsmodus-Auswahltaste (die sowohl die Ein-/Aus-Taste als auch die Funktionsauswahl beinhaltet), um aus den folgenden Behandlungsmodi zu wählen:

Modus 1 eingestellt: Verjüngung Rotlicht 630 nm + Nahes Infrarotlicht 850 nm
Vorteile:

Bekämpft Anzeichen der Hautalterung durch Stimulierung der Kollagenproduktion, Verbesserung der Hautelastizität und Förderung der Zellregeneration. Dieser Modus hilft dabei, einen glatteren, strafferen und strahlenderen Teint wiederherzustellen und lässt die Haut verjüngt und jugendlich aussehen.

Modus 2: Aufhellen Gelbes Licht 590 nm

Vorteile:

Beruhigt und revitalisiert die Haut und bietet außergewöhnliche Erholungsvorteile nach Sonneneinstrahlung oder Ermüdung. Es hilft, den Teint aufzuhellen und einen strahlenden, ebenmäßigen Teint wiederherzustellen, und fördert so einen erfrischten und jugendlichen Glanz.

Modus 3: Ausgleichen Grünes Licht 530 nm

Vorteile:

Beruhigt und harmonisiert empfindliche oder gestresste Haut, reduziert Rötungen und fördert einen ebenmäßigen Teint. Dieser Modus sorgt für ein natürlich ausbalanciertes und erfrischtes Erscheinungsbild, ideal für Personen mit reaktiver oder empfindlicher Haut.

Modus 4: Beruhigen Blaues Licht 465 nm

Vorteile:

Häufig in Beauty- und Hautpflegeroutinen verwendet, hilft dieser Modus dabei, das Erscheinungsbild sichtbarer Rötungen zu beruhigen, das Erscheinungsbild von Fettigkeit zu reduzieren und unterstützt ein klarer aussehendes Hautbild. Es hilft, die Haut frisch und ausgewogen zu halten und trägt zu einem gesünderen und verfeinerten Hautbild bei.

Modus 5: Regenerieren Vollspektrum-Modus: Gelb 590 nm + Grün 530 nm + Rot 630 nm + NIR 850 nm

Vorteile:

Dieser Multi-Licht-Therapiemodus liefert einen umfassenden Ansatz für eine Vielzahl von Hautproblemen, wie z. B. Anti-Aging, Hautaufhellung, Pigmentreduktion und allgemeine Hautklärung. Die Kombination verschiedener Wellenlängen ermöglicht eine ganzheitliche Behandlung zur Verjüngung der Haut, zur Vereinheitlichung des Hauttöns, zur Aufhellung dunkler Flecken und zur Verbesserung der Hautstruktur. Ideal für die tägliche All-in-One-Gesichtspflege, bietet es sowohl regenerierende als auch vorbeugende Vorteile für einen jugendlichen, strahlenden Teint.

Intensitätsstufen

Drücken Sie die Intensitätsstufen-Taste, um die Intensität auszuwählen:

Stufe I (Niedrig)

Stufe II (Mittel)

Stufe III (Hoch)

Timer-Einstellungen

Drücken Sie die Timer-Einstellungstaste, um den Timer auszuwählen:

· 5 Minuten · 10 Minuten · 15 Minuten

Memory-Funktion

Bei der ersten Verwendung wird die Maske standardmäßig auf Modus 1 eingestellt: Verjüngung, Intensitätsstufe III (Hoch) und Timer 10 Minuten.

Nach jeder Anwendung speichert die Maske den zuletzt verwendeten Behandlungsmodus, die Intensität und die Timer-Einstellungen.

Hinweise

Funktion	Beschreibung
Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln (Kontrollleuchte wird grün).
Behandlung Modusumschaltung	In Standby-Modus drücken Sie kurz die Fernbedienungstaste, um zwischen den Behandlungsmodi zu wechseln: Verjüngen → Aufhellen → Ausgleichen → Beruhigen → Regenerieren.
Intensitätseinstellungen	Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf die Fernbedienungstaste, um die Intensität zu ändern: Niedrig → Mittel → Hoch.
Timer-Einstellungen	Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf die Fernbedienungstaste, um den Timer auszuwählen: 5 Min. → 10 Min. → 15 Min.
Automatische Abschaltung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Standby-Modus schaltet sich die Maske nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus. 2. Die Maske kann durch Drücken der Taste an der Maske ausgeschaltet werden. 3. Die Maske schaltet sich automatisch aus, sobald die Behandlungsdauer endet.
Memory-Funktion	Die Maske speichert den zuletzt verwendeten Behandlungsmodus, die Intensität und die Timer-Einstellungen und stellt diese Einstellungen beim erneuten Einschalten wieder her.

Zusätzliche Anweisungen

Drücken und halten Sie die „Ein/Aus“-Taste der LED-Maske, um den Standby-Modus zu aktivieren (die Kontrollleuchte leuchtet grün).

Im Standby-Modus können Benutzer kurz die Taste der Fernbedienung drücken, um den Behandlungsmodus, Timer und die Intensität auszuwählen. Diese Modi werden der Reihe nach durchgeschaltet.

Im Standby-Modus schaltet sich die LED-Maske automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Aktion erfolgt.

Im Standby-Modus kann die Maske auch durch Drücken der Taste an der LED-Maske ausgeschaltet werden.

Die LED-Maske schaltet sich nach Ablauf der Behandlungsdauer automatisch aus.

1. Bewahren Sie die LED-Lichttherapiemaske bei Raumtemperatur unter trockenen Bedingungen auf. Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche.
2. Vermeiden Sie die Lagerung der LED-Lichttherapiemaske in staubigen Umgebungen, unter direkter Sonneneinstrahlung oder unter feuchten Bedingungen.
3. Die LED-Lichttherapiemaske enthält keine wartungsfähigen Teile.
4. Reinigen Sie vor jedem Gebrauch bei ausgeschaltetem Gerät die Gesichtsmaske gemäß den nachfolgenden Reinigungsanweisungen.
5. Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Verdrehen der Silikonmaske.
6. Tragen Sie keine Kosmetika direkt auf die Oberfläche der Maske auf.
7. Halten Sie das Produkt fern von Ölen, Lotionen und Parfüms.

Reinigung der LED-Lichttherapiemaske

1. Der Maskenkörper besteht aus Silikon. Wischen Sie nach jedem Gebrauch die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde.
2. Falls erforderlich, reinigen Sie mit milder, alkoholfreier, parfümfreier neutraler Seife, die mit Wasser verdünnt wurde.

Entsorgung

Entsorgen Sie KEINE Teile der LED-Lichttherapiemaske über den Hausmüll.

Die LED-Lichttherapiemaske und die Fernbedienung enthalten einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Zum Schutz der Umwelt verpacken und senden Sie dieses Gerät bitte am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller oder dessen Vertreter zurück oder entsorgen Sie das Gerät sicher gemäß Ihren lokalen Richtlinien.

Häufige Störungen und Lösungen

Problem	Lösung
Der Bildschirm der Fernbedienung leuchtet nicht auf, und die Maske kann nicht gesteuert werden.	
Nach dem Einschalten der Maske leuchtet der Bildschirm der Fernbedienung auf, aber die Maske kann nicht gesteuert werden.	Bitte setzen Sie sowohl die Fernbedienung als auch die Maske zurück. Kopplungsanleitung: a. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste der Maske für 5 Sekunden. Die Anzeige leuchtet zunächst grün und blinkt anschließend rot, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Kopplungsmodus gewechselt ist. b. Drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
Die Maske kann nicht geladen werden.	a. Ersetzen Sie das Ladekabel. Wenn es tatsächlich ein Problem mit dem Ladekabel ist, können Sie uns kontaktieren, um ein Ersatzladekabel zu erhalten. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie uns bitte für einen Austausch des Geräts. b. Überprüfen Sie, ob der Ladeadapter, an den Sie das Gerät anschließen, Strom führt oder ob die auf dem Gerät angegebene Spannung der lokalen Netzspannung entspricht.

Allgemeine Produktdaten

Produktname	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modell	AB01A
Akkuspezifikationen	<p>Maske-Akkus</p> <ul style="list-style-type: none"> •Typ: 3,7 V / 1000 mAh Lithium-Polymer-Akku (pro Akkupack) •Anzahl: 2 abnehmbare Akkupacks (Gesamtkapazität: 2000 mAh)
Produktabmessungen	<p>Maske: 634 x 233,8 x 5,5 mm</p> <p>Fernbedienung: 133,6 x 42,3 x 19 mm</p>
Fernbedienung	Typ: 3,7 V / 280 mAh Lithium-Polymer-Batterie
Nettogewicht	<p>Maske: Ca. 338 g</p> <p>Fernbedienung: Ca. 72 g</p>
Adapter-Ausgang	5 V=1 A
Betriebszeit	<ul style="list-style-type: none"> •Ein vollständig aufgeladenes Akkupack: Bis zu 60 Minuten •Zwei Akkupacks (kombinierte Nutzung): Bis zu 120 Minuten insgesamt
Ladezeit	<ul style="list-style-type: none"> •Ein Akkupack: Bis zu 2 Stunden •Zwei Akkupacks (separat aufgeladen): Bis zu 4 Stunden insgesamt •Fernbedienung: Bis zu 2 Stunden

Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, incendios u otros accidentes, lee atentamente este manual de usuario antes de usar el dispositivo y consévalo para futuras consultas.

- Antes de usar la máscara de terapia de luz LED, debes realizar una prueba de fotosensibilidad (consulta la sección de la prueba de fotosensibilidad). NO utilices la máscara de terapia de luz LED si eres sensible a ella. Esta unidad está destinada a utilizarse en el entorno de atención médica domiciliaria, el paciente puede ser un operador previsto.
- NO utilices la máscara de terapia de luz LED de ninguna manera que no sea exactamente como se especifica en estas instrucciones de uso. Usar la máscara de terapia de luz LED de un modo distinto a como se especifica en estas instrucciones de uso no se ha probado y se desconoce el riesgo. Este equipo no está destinado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.
- Apaga y retira la máscara de terapia de luz LED inmediatamente si notas el dispositivo caliente o si la piel se calienta de manera incómoda.
- Este producto es inalámbrico durante su uso. El cable de carga solo se conecta durante la carga.
- Durante la carga, el cable puede representar un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y el cable de carga fuera del alcance de los niños en todo momento.
- NO utilices la máscara de terapia de luz LED sin haberte desmaquillado ANTES del tratamiento. Algunos ingredientes en estos productos pueden causar fotosensibilidad o pueden reducir el efecto del tratamiento. Utilizar la máscara de terapia de luz LED sin eliminar los productos podría provocar una reacción cutánea o reducir el efecto del tratamiento. Este equipo no está diseñado para que lo utilicen niños. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el equipo y así evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
- NUNCA utilices la máscara de terapia de luz LED cerca del agua o donde pueda derramarse agua sobre el equipo. NO utilices la máscara de terapia de luz LED si crees que ha entrado en contacto con agua. No sometas el equipo a golpes fuertes para evitar el riesgo de daños en la lámpara.
- Mantén la máscara de terapia de luz LED alejada de superficies CALIENTES. Si es necesario, ponte en contacto con el fabricante para obtener asistencia en la configuración, el uso o el mantenimiento del EQUIPO MÉDICO o para informar sobre un funcionamiento o eventos inesperados.

- NO utilices la máscara de terapia de luz LED si la máscara, el mando a distancia o el cable de carga USB-C presentan cualquier tipo de daño. No dejes el dispositivo sin supervisión cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio, quemaduras u otros peligros.
- Al retirarla de unas condiciones de temperatura mínima/máxima de almacenamiento, se recomienda dejarla reposar durante 2 horas antes de usarla.
- No mires directamente ni dirijas la luz hacia los ojos durante el funcionamiento.
- NO utilices la máscara de terapia de luz LED cerca de dispositivos con tecnología inalámbrica.


Precauciones

- Este dispositivo contiene silicona, componentes de plástico y materiales de cierre de velcro. Las personas con alergias conocidas a cualquiera de estos materiales deben suspender el uso y consultar a un profesional de la salud.
- Este dispositivo está equipado con una función de memoria. Recuerda automáticamente el último modo de tratamiento utilizado, el nivel de intensidad y el tiempo de tratamiento cada vez que se enciende el dispositivo.
- La máscara de terapia de luz LED no se puede utilizar en modo de carga.
- Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpia la máscara facial.
- NO utilices otros productos de limpieza diferentes a los indicados en las instrucciones de limpieza. El uso de otros productos de limpieza puede dañar la máscara de terapia de luz LED.
- Almacena la máscara de terapia de luz LED a temperatura ambiente en condiciones secas, lejos de la luz solar directa.
- Al retirarla de unas condiciones de temperatura mínima/máxima de almacenamiento, se recomienda dejarla reposar durante 2 horas antes de usarla.
- No mires directamente ni dirijas la luz hacia los ojos durante el funcionamiento.

Seguridad eléctrica

- NO dañes, modifiques, dobles, tuerzas ni calientes el cable de carga USB-C. Un cable de carga dañado puede provocar incendios, descargas eléctricas o mal funcionamiento.
- NO coloques ni utilices el dispositivo cerca de agua o líquidos. Puedes provocar incendios o descargas eléctricas.
- Este producto utiliza una batería extraíble magnética. Carga completamente la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.
- Utiliza únicamente la batería designada que se proporciona con el dispositivo.
- NO intentes abrir, modificar, reemplazar ni usar baterías que no estén aprobadas, ya que un manejo inadecuado podría provocar sobrecalentamiento, fugas o explosión.
- NO deseches la batería de forma aleatoria, sigue el procedimiento de eliminación local al deshacerte de ella.
- Utiliza solo un de 5 V CC = 1 A para cargar este dispositivo (potencia máxima de salida de 3,5 W).
- NO utilices cargadores de origen desconocido, de baja calidad o con una potencia de salida superior a 30 W, ya que podría causar sobrecalentamiento o daños al producto. Para la máxima seguridad, se recomienda utilizar un adaptador de carga que cumpla con la norma IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, con la siguiente clasificación: entrada: 100-240 V CA, salida: 5 V CC = 1,0 A.

ES Descripción general del producto



- 1 Encendido/Apagado
- 2 Indicador de batería:
4 luces verdes: 100 % de carga (completamente cargada).
3 luces verdes: 75 % restante.
2 luces verdes: 50 % restante.
1 luz verde: 25 % restante.
Luz roja parpadeante: queda menos del 10 % de batería.
- 3 Pantalla LCD para comprobar el modo de selección/intensidad/temporizador
- 4 Botón de configuración del temporizador
5 min/10 min/15 min
- 5 Botón de niveles de intensidad:
Nivel I (baja)
Nivel II (media)
Nivel III (alta)
- 6 Botón de encendido/apagado y selección de modos de tratamiento:
Modo 1: rejuvenecer
Modo 2: iluminar
Modo 3: equilibrar
Modo 4: calmar
Modo 5: restaurar
- 7 Puerto de tipo C



El cuerpo del producto está marcado con "No utilizar en la bañera o en la ducha".

Todas las imágenes de productos, accesorios e ilustraciones de la interfaz de usuario en este manual son solo para referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente de las ilustraciones. Consulta el producto real.

Primeros pasos

Configuración del dispositivo

Comenzar a usar la máscara de terapia de luz LED es sencillo.

1. Desempaqueta el dispositivo y todos los accesorios incluidos.
2. Este producto utiliza dos baterías magnéticas extraíbles (cada una de 1000 mAh, para un total de 2000 mAh). Antes del primer uso, carga completamente ambas baterías y el mando a distancia. Consulta las instrucciones de carga para obtener más información.


Prueba de fotosensibilidad

Sigue estas instrucciones para comprobar si tienes fotosensibilidad:

1. Pulsa el botón de encendido en la máscara LED para iniciar el dispositivo. Utiliza el mando a distancia para encender/apagar el dispositivo y para elegir entre los modos de tratamiento disponibles (color).
2. Coloca el dispositivo en una sección del antebrazo y mantén el contacto durante todo el ciclo de tratamiento de tres minutos.
3. Pulsa de nuevo el "botón de selección de modos de tratamiento" para elegir un modo de tratamiento (color) diferente para otro tratamiento de tres minutos en la misma zona del antebrazo.
4. Espera 24 horas. NO deberías experimentar ninguna reacción adversa durante las siguientes 24 horas.
5. Una reacción adversa es dolor o malestar en las áreas de tratamiento o cualquier enrojecimiento prolongado de la piel.

Instrucciones de carga (baterías y mando a distancia)

Este dispositivo está equipado con dos baterías extraíbles de 1000 mAh y un mando a distancia inalámbrico (280 mAh). Sigue las siguientes instrucciones antes de usarlo por primera vez:



Carga de las baterías

- Retira la batería de la máscara antes de cargarla.
- Cada batería requiere hasta 2 horas para alcanzar una carga completa.
- El tiempo de carga puede variar según el nivel de batería restante.



Carga del mando a distancia

- El mando a distancia inalámbrico incluye una batería recargable de 280 mAh.
- El tiempo máximo de carga es de hasta 2 horas.
- El tiempo de carga puede variar según el nivel de batería restante.

Consejos para el mantenimiento de la batería de litio:

- Evita agotar completamente la batería antes de recargarla.
- Evita sobrecargar la batería e intenta limitar el tiempo de carga a un máximo de 8 horas.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, se recomienda cargar la batería al menos una vez cada tres meses.

Cómo se utiliza

Preparación



1. Lávate bien la cara. (Si te has maquillado, límpiate con espuma limpiadora).
2. Se puede utilizar de día o de noche. Puedes incorporarla a tu rutina actual de cuidado de la piel después de limpiar o exfoliar la piel.
3. Asegúrate de cargar completamente la batería antes de usarla.



1. Pulsa brevemente el botón de la máscara LED para encender el dispositivo. (Disponible cuando parpadea en verde).
2. Después de ajustar adecuadamente la banda para el pelo, colócala de manera que el lado interno de la máscara LED quede sobre la cara.

Consejos para ajustar la diadema:

1. Si te sientas o permaneces de pie, la posición correcta debe ser con una presión mínima sobre la cuenca del ojo, para que la almohadilla de silicona para ojos se ajuste a la cuenca ocular y la diadema fije el producto.
2. Si sientes que la almohadilla de silicona ejerce demasiada presión sobre la cuenca del ojo, afloja la diadema en ambos lados.
3. Si la almohadilla de silicona para los ojos no se ajusta a la zona de los ojos y la luz puede entrar por el espacio entre la almohadilla y la cuenca del ojo, ajusta la diadema en ambos lados.
4. Si sientes que la máscara se desliza hacia abajo y no permanece en la posición correcta sobre la cara, ajusta la diadema.
5. Selecciona el modo deseado con los botones del mando a distancia.
6. Si sientes incomodidad al utilizar el dispositivo, puedes intentar ajustar la correa o quitártelo hasta que te sientas mejor.
7. El producto se apagará automáticamente cuando finalice el modo seleccionado y el tiempo correspondiente.

Precauciones de uso

- Mueve el mando a distancia a menos de 2 m de la máscara LED.
- No realices movimientos bruscos mientras llevas puesto el producto.
- Al usar el producto, relájate en una posición cómoda en el sofá o la cama.

Instrucciones de uso

Mando a distancia

1. Conecta el puerto de tipo C del mando a distancia con el cable de carga suministrado.
2. Conecta el extremo USB del cable a un adaptador de corriente de 5 V 1 A para cargarlo.
3. Pantalla "88" parpadeante: carga en curso. Pantalla "88" fija: completamente cargada. Desconecta el cable de carga antes de usar.
4. Cuando la batería del mando a distancia esté baja, la pantalla "88" parpadeará hasta que la pantalla se apague.

Dado que la máscara LED utiliza un mando a distancia por radiofrecuencia (el mando emite señales de radiofrecuencia que recibe la unidad principal), los usuarios deben emparejar el mando a distancia con la máscara LED cuando la utilizan por primera vez. Los pasos de emparejamiento son los siguientes: mantén pulsado el botón de encendido de la máscara LED durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. La luz indicadora de la máscara cambiará de verde a rojo y, a continuación, parpadeará rápidamente alternando entre verde y rojo.

Modo sin ahorro de energía:

Pulsa brevemente el botón del mando a distancia para completar el emparejamiento en 10 segundos.

Modo de ahorro de energía:

Pulsa el botón de encendido/apagado del mando para activarlo y, a continuación, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado para completar el emparejamiento.

Instrucciones de funcionamiento

Selección de modo de tratamiento

Pulsa el botón de encendido/apagado y de selección de modo de tratamiento (se trata del mismo botón que incluye ambas funciones) para elegir entre los siguientes modos de tratamiento:

Modo 1: rejuvenecer Luz roja de 630 nm + luz infrarroja cercana de 850 nm

Ventajas:

Combate los signos del envejecimiento cutáneo, estimula la producción de colágeno, mejora la elasticidad de la piel y promueve la reparación celular.

Este modo ayuda a restaurar una complexión más suave, firme y radiante y deja la piel con un aspecto rejuvenecido y lleno de vitalidad.

Modo 2: iluminar Luz amarilla de 590 nm

Ventajas:

Calma y revitaliza la piel y proporciona beneficios excepcionales de recuperación después de la exposición al sol o la fatiga. Ayuda a iluminar y restaurar un cutis vibrante y uniforme y promueve un brillo renovado y juvenil.

Modo 3: equilibrar Luz verde de 530 nm

Ventajas:

Calma y equilibra la piel sensible o estresada, reduce el enrojecimiento y promueve un tono de piel uniforme. Este modo proporciona una apariencia naturalmente equilibrada y renovada, ideal para personas con piel reactiva o sensible.

Modo 4: calmar Luz azul de 465 nm

Ventajas:

Se utiliza frecuentemente en rutinas de belleza y cuidado de la piel. Este modo ayuda a calmar la apariencia de enrojecimiento visible, reducir el aspecto de grasa y favorecer una complexión de aspecto más claro. Ayuda a mantener la piel con una sensación fresca y equilibrada y contribuye a una piel de aspecto más saludable y refinado.

Modo 5: restaurar Modo de espectro completo: amarillo de 590 nm + verde de 530 nm + rojo de 630 nm + NIR de 850 nm

Ventajas:

Este modo de terapia de varias luces ofrece un enfoque integral para diversos problemas cutáneos, como el antienvjecimiento, la iluminación de la piel, la reducción de pigmentación y la clarificación general de la piel. La combinación de diferentes longitudes de onda proporciona un tratamiento holístico para rejuvenecer la piel, uniformar el tono, atenuar las manchas oscuras y mejorar la textura de la piel. Ideal para el cuidado facial diario todo en uno, ofrece beneficios tanto restauradores como preventivos para lograr una complexión juvenil y radiante.

Niveles de intensidad

Pulsa el botón de niveles de Intensidad para seleccionar la intensidad:

Nivel I (baja)

Nivel II (media)

Nivel III (alta)

Configuración del temporizador

Pulsa el botón de ajuste del temporizador para seleccionar el temporizador:

·5 min ·10 min ·15 min

Función de memoria

Durante el primer uso, la máscara se establecerá de forma predeterminada en el modo 1: rejuvenecer, nivel de Intensidad III (alta), y con el temporizador en 10 minutos.

Después de cada uso, la máscara recordará el último modo de tratamiento, intensidad y configuración del temporizador utilizados.

Notas

Forma	Descripción
Encendido/ Apagado	Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos para entrar en modo de espera (la luz indicadora se vuelve verde).
Cambio de modos de tratamiento	En modo de espera, pulsa brevemente el botón del mando a distancia para cambiar entre los modos de tratamiento: rejuvenecer → iluminar → equilibrar → calmar → restaurar.
Configuración de intensidad	En modo de espera, pulsa brevemente el botón del mando a distancia para cambiar la intensidad: baja→media→alta.
Configuración del temporizador	En modo de espera, pulsa brevemente el botón del mando a distancia para seleccionar el temporizador: 5 min→10 min→15 min.
Apagado automático	<ol style="list-style-type: none"> 1. En modo de espera, la máscara se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad. 2. La máscara puede apagarse pulsando el botón en la máscara. 3. La máscara se apagará automáticamente una vez que finalice la duración del tratamiento.
Función de memoria	La máscara recordará el último modo de tratamiento, la intensidad y la configuración del temporizador utilizados y los restaurará cuando se vuelva a encender.

Instrucciones adicionales

Mantén pulsado el botón de encendido de la máscara LED para entrar en modo de espera (la luz indicadora se vuelve verde).

En modo de espera, los usuarios pueden pulsar brevemente el botón del mando a distancia para seleccionar el modo de tratamiento, el temporizador y la intensidad. Estos modos se cambiarán en orden.

En modo de espera, si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos, la máscara LED se apagará automáticamente.

En modo de espera, la máscara también se puede apagar pulsando el botón de la máscara LED.

La máscara LED se apagará automáticamente al finalizar la duración del tratamiento.

Cuidado y mantenimiento

1. Almacena la máscara de terapia de luz LED a temperatura ambiente en condiciones secas. Utiliza la bolsa de transporte proporcionada.
2. Evita guardar la máscara de terapia de luz LED en lugares con polvo, bajo la luz solar directa o en condiciones de humedad.
3. La máscara de terapia de luz LED no contiene piezas que pueda reparar el usuario.
4. Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpia la máscara facial siguiendo las instrucciones de limpieza que se indican a continuación.
5. Evita doblar o torcer excesivamente la máscara de silicona.
6. No apliques cosméticos directamente sobre la superficie de la máscara.
7. Mantén el producto alejado de aceites, lociones y perfumes.

Limpieza de la máscara de terapia de luz LED

1. El cuerpo de la máscara está fabricado con silicona. Después de cada uso, limpia suavemente la superficie con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua limpia.
2. Si es necesario, utiliza un jabón neutro suave, sin alcohol y sin fragancia diluido en agua.

Eliminación

NO deseches ningún componente de la máscara de terapia de luz LED en una instalación de residuos domésticos. La máscara de terapia de luz LED y el mando a distancia contienen una batería de polímero de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, empaqueta y devuelve esta unidad al fabricante o a sus representantes al final de su vida útil o desecha el dispositivo de forma segura siguiendo las normativas locales.

Problema	Solución
<p>La pantalla del mando a distancia no se ilumina y no se puede controlar la máscara.</p>	<p>Comprueba si el mando a distancia tiene batería. Si se ha quedado sin batería, carga el mando con el cable de carga incluido y un adaptador de 5 V y 1 A. Si el mando sigue sin funcionar después de cargarlo, ponte en contacto con nosotros para gestionar la sustitución.</p>
<p>Después de encender la máscara, la pantalla del mando se ilumina, pero la máscara no puede controlarse.</p>	<p>Reinicia tanto el mando a distancia como la máscara. Instrucciones de emparejamiento: a. Mantenga pulsado el botón de encendido de la máscara durante 5 segundos. El indicador mostrará primero una luz verde y, a continuación, una luz roja intermitente, lo que indica que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento. b. Solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado en el mando a distancia para completar el proceso de emparejamiento.</p>
<p>La máscara no se puede cargar.</p>	<p>a. Sustituye el cable de carga. Si efectivamente hay un problema con el cable de carga, puedes ponerte en contacto con nosotros para obtener otro de repuesto. Si el problema sigue sin resolverse, ponte en contacto con nosotros para sustituir el dispositivo. b. Comprueba si el adaptador de carga al que conectas la unidad está activo o si el voltaje indicado en la unidad corresponde a la tensión de red local.</p>

Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modelo	AB01A
Especificaciones de la batería	<p>Baterías de la máscara</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tipo: batería de polímero de litio de 3,7 V/ 1000 mAh (por batería). •Cantidad: 2 baterías desmontables (capacidad total: 2000 mAh).
Dimensiones del producto	<p>Máscara: 634 × 233,8 × 5,5 mm</p> <p>Mando a distancia: 133,6 × 42,3 × 19 mm</p>
Mando a distancia	Tipo: batería de polímero de litio de 3,7 V/280 mAh.
Peso neto	<p>Máscara: aproximadamente 338 g.</p> <p>Mando a distancia: aproximadamente 72 g.</p>
Salida del adaptador	5 V \approx 1 A
Tiempo de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> •Una batería completamente cargada: hasta 60 minutos. •Dos baterías (uso combinado): hasta 120 minutos en total.
Tiempo de carga	<ul style="list-style-type: none"> •Una batería: hasta 2 horas. •Dos baterías (se cargan por separado): hasta 4 horas en total. •Mando a distancia: hasta 2 horas.

Avvertenze

Per prevenire scosse elettriche, incendi o altri incidenti, leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

- Prima di utilizzare la maschera per terapia a luce LED è necessario effettuare un test di sensibilizzazione (vedere la sezione relativa al test di sensibilità alla luce). NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED se si è sensibili alla maschera stessa. Questo dispositivo è destinato all'uso in ambiente sanitario domestico e il paziente può essere un operatore previsto.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED in alcun modo diverso da quanto esattamente specificato in queste istruzioni per l'uso. L'uso della maschera per terapia a luce LED in modo diverso da quanto esattamente specificato in queste istruzioni per l'uso non è stato testato e il rischio è sconosciuto. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchiatura per evitare il rischio di incendi o ustioni.
- Spegnere e rimuovere immediatamente la maschera per terapia a luce LED se il dispositivo risulta caldo o se la pelle diventa fastidiosamente calda.
- Questo prodotto deve essere utilizzato senza cavo. Un cavo di ricarica viene collegato solo durante la ricarica.
- Durante la ricarica, il cavo può presentare un rischio di strangolamento. Tenere sempre il dispositivo e il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED senza rimuovere il trucco PRIMA del trattamento. Alcuni ingredienti di questi prodotti potrebbero causare sensibilizzazione alla luce o potrebbero ridurre l'effetto del trattamento. Se si utilizza la maschera per terapia a luce LED senza rimuovere il trucco, potrebbe verificarsi una reazione cutanea o una riduzione dell'effetto del trattamento. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per evitare il rischio di incendi e ustioni.
- Non utilizzare MAI la maschera per terapia a luce LED vicino all'acqua o dove l'acqua potrebbe essere versata sull'apparecchio. NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED se si pensa che sia entrata a contatto con l'acqua. Non sottoporre l'apparecchio a forti urti per evitare il rischio di danneggiare la lampada.

- Tenere la maschera per terapia a luce LED lontano da superfici CALDE. Se necessario, contattare il produttore per ricevere assistenza per l'installazione, l'utilizzo o la manutenzione dell'APPARECCHIO ME o per segnalare funzionamenti o eventi imprevisti.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED se la maschera, il telecomando o il cavo di ricarica USB tipo C presenta danni di qualsiasi tipo. Non lasciare il dispositivo incustodito quando è acceso per evitare il rischio di incendi, ustioni o altri pericoli.
- Quando si rimuove il dispositivo da temperature di conservazione minime/massime, si consiglia di lasciarlo riposare per 2 ore prima dell'uso.
- Non guardare direttamente o dirigere la luce negli occhi durante il funzionamento.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED nelle vicinanze di dispositivi con tecnologia wireless.


Precauzioni

- Questo dispositivo contiene silicone, componenti in plastica e materiali con chiusure a strappo. Le persone con allergie note a uno qualsiasi di questi materiali devono interrompere l'uso e consultare un professionista sanitario.
- Questo dispositivo è dotato di una funzione di memoria che richiama automaticamente l'ultima modalità di trattamento, il livello di intensità e il tempo di trattamento utilizzati ogni volta che il dispositivo viene acceso.
- La maschera per terapia a luce LED non può essere utilizzata in modalità di ricarica.
- Prima di ogni utilizzo, con il dispositivo spento, pulire la maschera facciale.
- NON utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati nelle istruzioni di pulizia. L'uso di altri prodotti detergenti può danneggiare la maschera per terapia a luce LED.
- Conservare la maschera per terapia a luce LED a temperatura ambiente in condizioni asciutte, lontano dalla luce diretta del sole.
- Quando viene rimossa dalla temperatura di conservazione minima/massima, lasciarla riposare per 2 ore prima dell'uso.
- Non guardare direttamente o dirigere la luce negli occhi durante il funzionamento.

Sicurezza elettrica

- NON danneggiare, modificare, piegare, torcere o riscaldare il cavo di ricarica USB tipo C. Un cavo di ricarica danneggiato può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- NON posizionare o utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o liquidi. Potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Questo prodotto utilizza una batteria magnetica rimovibile. Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.
- Utilizzare esclusivamente la batteria designata fornita con il dispositivo.
- NON tentare di aprire, modificare, sostituire o utilizzare batterie non approvate, poiché una manipolazione impropria potrebbe causare surriscaldamento, perdite o esplosioni.
- NON smaltire la batteria in modo casuale, ma seguire le procedure di smaltimento locali.
- Utilizzare solo un adattatore di ricarica 5 Vcc=1 A per caricare questo dispositivo (potenza massima in uscita 3,5 W).
- NON utilizzare caricabatterie di origine sconosciuta, di scarsa qualità o con una potenza in uscita superiore a 30 W poiché potrebbero causare surriscaldamento o danni al prodotto. Per la massima sicurezza, si raccomanda di utilizzare un adattatore di ricarica conforme alla norma IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, con le seguenti specifiche: Ingresso: 100-240 Vca Uscita: 5 Vcc=1,0 A.

IT Panoramica del prodotto



- 1 Accensione/spengimento
- 2 Indicatore batteria:
4 luci verdi: 100% carica (completamente carica)
3 luci verdi: 75% rimanente
2 luci verdi: 50% rimanente
1 luce verde: 25% rimanente
Luce rossa lampeggiante: batteria < 10%
- 3 Display LCD per verificare l'impostazione di modalità/intensità/timer selezionata
- 4 Pulsante di impostazione del timer
5 min/10 min/15 min
- 5 Pulsante dei livelli di intensità:
Livello I (bassa)
Livello II (media)
Livello III (alta)
- 6 Pulsante di accensione/spengimento e selezione delle modalità di trattamento:
Modalità 1: Ringiovanire
Modalità 2: Illuminare
Modalità 3: Bilanciare
Modalità 4: Calmare
Modalità 5: Ripristinare
- 7 Porta Tipo C



Il corpo del prodotto è contrassegnato con un simbolo indicante che "non può essere utilizzato durante il bagno o la doccia"

Tutte le immagini del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente riportate in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. A causa degli aggiornamenti del prodotto, il prodotto effettivo potrebbe essere lievemente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Per iniziare

Configurazione del dispositivo

Iniziare a utilizzare la maschera per terapia a luce LED è semplice.

1. Disimballare il dispositivo e tutti gli accessori inclusi.
2. Questo prodotto utilizza due batterie magnetiche rimovibili (ciascuna da 1000 mAh, totale 2000 mAh). Prima del primo utilizzo, caricare completamente entrambe le batterie e il telecomando. Consultare le istruzioni per la ricarica per maggiori dettagli.

Test di sensibilità alla luce


Seguire queste istruzioni per verificare se si è sensibili alla luce:

1. Premere il pulsante di accensione sulla maschera LED per avviare il dispositivo. Utilizzare il telecomando per accendere/spegnere il dispositivo e per scegliere tra le modalità di trattamento disponibili (colore).
2. Posizionare il dispositivo su una sezione dell'avambraccio, mantenendo il contatto per l'intero ciclo di trattamento di tre minuti.
3. Premere nuovamente il pulsante di selezione della modalità di trattamento per scegliere una modalità di trattamento (colore) diversa per un altro trattamento di tre minuti sulla stessa area dell'avambraccio.
4. Attendere 24 ore. NON si dovrebbe riscontrare alcuna reazione avversa durante le successive 24 ore.
5. Una reazione avversa è un dolore o disagio nelle aree di trattamento o un arrossamento cutaneo prolungato.

Istruzioni per la ricarica (batterie e telecomando)

Questo dispositivo è dotato di due batterie rimovibili da 1000 mAh e di un telecomando wireless (280 mAh).

Attendersi alle istruzioni seguenti prima del primo utilizzo:



Ricarica delle batterie

- Rimuovere la batteria dalla maschera prima della ricarica.
- Ogni batteria richiede fino a 2 ore per raggiungere una carica completa.
- Il tempo di ricarica può variare in base al livello residuo della batteria.



Ricarica del telecomando

- Il telecomando wireless include una batteria ricaricabile da 280 mAh.
- Il tempo massimo di ricarica è 2 ore.
- Il tempo di ricarica può variare in base al livello residuo della batteria.

Suggerimenti per la manutenzione della batteria al litio:


- Evitare di scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla.
- Non sovraccaricare la batteria e cercare di limitare il tempo di ricarica a non più di 8 ore.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi.

Istruzioni per l'uso

Preparazione



1. Lavare accuratamente il viso (se si è truccati, detergere con una schiuma detergente).
2. Può essere utilizzata sia di giorno che di notte. È possibile inserirla nella routine di cura della pelle seguita dopo la detersione e/o l'esfoliazione della pelle.
3. Assicurarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso.



1. Premere brevemente il pulsante della maschera LED per accendere il dispositivo (disponibile quando lampeggia in verde).
2. Dopo aver regolato moderatamente la fascia per capelli, indossarla in modo che il lato interno della maschera LED sia sul viso.

Suggerimenti per regolare la fascia per la testa:

1. Quando si è seduti o in piedi, la posizione corretta dovrebbe prevedere una pressione minima sull'orbita oculare, permettendo al cuscinetto oculare in silicone di adattarsi all'orbita oculare, con la fascia per la testa che fissa il prodotto.
2. Se si avverte una pressione eccessiva del cuscinetto oculare in silicone sull'orbita oculare, allentare la fascia per la testa su entrambi i lati.
3. Se il cuscinetto oculare in silicone non si adatta all'area degli occhi e la luce può entrare attraverso lo spazio tra il cuscinetto oculare e l'orbita oculare, stringere la fascia per la testa su entrambi i lati.
4. Se si avverte che la maschera scivola verso il basso e non mantiene la posizione corretta sul viso, stringere la fascia per la testa.
5. Selezionare la modalità desiderata utilizzando i pulsanti sul telecomando.
6. Se si avverte disagio mentre si indossa il dispositivo, provare a regolare la cinghia o a rimuoverlo finché il disagio non si attenua.
7. Il prodotto si spegnerà automaticamente quando la modalità impostata e il tempo corrispondente saranno terminati.

Precauzioni per l'uso

- Tenere il telecomando entro 2 m dalla maschera LED.
- Non compiere movimenti bruschi quando si indossa il prodotto.
- Indossare il prodotto sul letto o sul divano in una posizione comoda.

Istruzioni per l'uso

Telecomando

1. Collegare la porta Tipo C del telecomando utilizzando il cavo di ricarica fornito.
2. Collegare l'estremità USB del cavo a un adattatore di alimentazione da 5 V 1 A per la ricarica.
3. Display con "88" lampeggiante: ricarica in corso
Display con "88" fisso: completamente carico
Scollegare il cavo di ricarica prima dell'uso.
4. Quando la batteria del telecomando è scarica, sul display lampeggerà "88" fino allo spegnimento dello schermo.

Poiché la maschera LED utilizza un telecomando a radiofrequenza (il telecomando emette segnali in radiofrequenza, che l'unità principale riceve), gli utenti devono accoppiare il telecomando con la maschera LED quando la utilizzano per la prima volta. La procedura di accoppiamento è la seguente: tenere premuto il pulsante di accensione sulla maschera LED per 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. L'indicatore luminoso della maschera passerà dal verde al rosso e poi lampeggerà rapidamente tra verde e rosso.

Modalità senza risparmio energetico:

Premere brevemente il pulsante del telecomando per completare l'accoppiamento entro 10 secondi.

Modalità di risparmio energetico:

Premere il pulsante ON/OFF del telecomando per attivarlo, quindi premerlo nuovamente per completare l'accoppiamento.

Istruzioni per l'uso

Selezione della modalità di trattamento

Premere il pulsante ON/OFF e di selezione della modalità di trattamento (che include sia il pulsante di accensione che la funzione di selezione della modalità di trattamento) per scegliere tra le seguenti modalità di trattamento:

Modalità 1: Ringiovanire Luce rossa 630 nm + luce nel vicino infrarosso 850 nm

Vantaggi:

Combatte i segni dell'invecchiamento cutaneo stimolando la produzione di collagene, migliorando l'elasticità della pelle e favorendo la riparazione cellulare. Questa modalità aiuta a ripristinare un incarnato più liscio, sodo e luminoso, lasciando una pelle dall'aspetto fresco e giovanile.

Modalità 2: Illuminare Luce gialla 590 nm

Vantaggi:

Lenisce e rivitalizza la pelle, offrendo eccezionali benefici di recupero dopo l'esposizione al sole o alla fatica. Aiuta a illuminare e ripristinare un incarnato vitale e uniforme, favorendo una luminosità rinvigorita e giovanile.

Modalità 3: Bilanciare Luce verde 530 nm

Vantaggi:

Calma e riequilibra la pelle sensibile o stressata, riducendo il rossore e favorendo un tono della pelle uniforme. Questa modalità offre un aspetto naturalmente equilibrato e rinvigorito, ideale per chi ha la pelle reattiva o sensibile.

Modalità 4: Calmare Luce blu 465 nm

Vantaggi:

Utilizzata spesso nelle routine di bellezza e cura della pelle, questa modalità aiuta a lenire la comparsa del rossore visibile, a ridurre la sensazione di untuosità e a favorire un incarnato più chiaro. Contribuisce a mantenere la pelle fresca e bilanciata, favorendo un aspetto della pelle più sano e raffinato.

Modalità 5: Ripristinare Modalità a spettro completo: giallo 590 nm + verde 530 nm + rosso 630 nm + vicino infrarosso 850 nm

Vantaggi:

Questa modalità di terapia multi-luce offre un approccio completo a una varietà di problemi della pelle, ad esempio effetti anti-invecchiamento, illuminazione della pelle, riduzione della pigmentazione e chiarificazione generale della pelle. La combinazione di diverse lunghezze d'onda fornisce un trattamento olistico per ringiovanire la pelle, uniformare il tono cutaneo, attenuare le macchie scure e migliorare la consistenza della pelle. Ideale per la cura quotidiana del viso completa, offre benefici sia curativi che preventivi per un incarnato giovane e luminoso.

Livelli di intensità

Premere il pulsante dei livelli di Intensità per selezionare l'intensità:

Livello I (bassa)

Livello II (media)

Livello III (alta)

Impostazioni del timer

Premere il pulsante di impostazione del timer per selezionare il timer:

-5 minuti -10 minuti -15 minuti

Funzione di memoria

Al primo utilizzo, la maschera è impostata su Modalità 1:

Ringiovanire, Livello di Intensità III (alta) e Timer 10 minuti.

Dopo ogni utilizzo, la maschera memorizza le ultime impostazioni di modalità di trattamento, intensità e timer utilizzate.

Note

Funzione	Descrizione
Accensione/ spegnimento	Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 5 secondi per entrare in modalità standby (l'indicatore luminoso diventa verde).
Cambio della modalità di trattamento	In modalità standby, premere brevemente il pulsante del telecomando per passare da una modalità di trattamento all'altra: Ringiovanire → Illuminare → Bilanciare → Calmare → Ripristinare.
Impostazioni di intensità	In modalità standby, premere brevemente il pulsante del telecomando per cambiare l'intensità: Bassa → Media → Alta.
Impostazioni del timer	In modalità standby, premere brevemente il pulsante del telecomando per selezionare il timer: 5 min → 10 min → 15 min.
Spegnimento automatico	<ol style="list-style-type: none"> 1. In modalità standby, la maschera si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività. 2. La maschera può essere spenta premendo il pulsante sulla maschera. 3. La maschera si spegne automaticamente al termine della durata del trattamento.
Funzione di memoria	La maschera memorizza le ultime impostazioni di modalità di trattamento, intensità e timer utilizzate, che vengono ripristinate quando viene riaccesa.

Istruzioni aggiuntive

Tenere premuto il pulsante di accensione della maschera LED per entrare in modalità standby (l'indicatore luminoso diventa verde).

In modalità standby, gli utenti possono premere brevemente il pulsante del telecomando per selezionare la modalità di trattamento, il timer e l'intensità. Queste modalità verranno commutate in sequenza.

In modalità standby, se non viene eseguita alcuna azione entro 10 minuti, la maschera LED si spegne automaticamente.

In modalità standby, la maschera può essere spenta anche premendo il pulsante sulla maschera LED.

La maschera LED si spegne automaticamente al termine della durata del trattamento.

Cura e manutenzione

1. Conservare la maschera per terapia a luce LED a temperatura ambiente in condizioni asciutte. Utilizzare la borsa per il trasporto fornita.
2. Non conservare la maschera per terapia a luce LED in luoghi polverosi, esposta alla luce diretta del sole o in ambienti umidi.
3. La maschera per terapia a luce LED non contiene parti riparabili.
4. Prima di ogni utilizzo, con il dispositivo spento, pulire la maschera per il viso seguendo le istruzioni per la pulizia riportate di seguito.
5. Non piegare o torcere eccessivamente la maschera in silicone.
6. Non applicare cosmetici direttamente sulla superficie della maschera.
7. Tenere il prodotto lontano da oli, lozioni e profumi.

Pulizia della maschera per terapia a luce LED

1. Il corpo della maschera è realizzato in silicone. Dopo ogni utilizzo, pulire delicatamente la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi, inumidito con acqua pulita.
2. Se necessario, pulire con sapone neutro delicato, senza alcol e senza profumo, diluito con acqua.

Smaltimento

NON smaltire nessuna parte della maschera per terapia a luce LED nei rifiuti domestici.

La maschera per terapia a luce LED e il telecomando contengono una batteria ai polimeri di litio. Per la protezione dell'ambiente, imballare e restituire questa unità al produttore o al suo rappresentante al termine della sua vita utile oppure smaltire il dispositivo in modo sicuro seguendo le linee guida locali.

Malfunzionamenti comuni e soluzioni

Problema	Soluzione
Lo schermo del telecomando non si illumina e non è possibile controllare la maschera.	Controllare se il telecomando è carico. Se la batteria è scarica, ricaricare il telecomando utilizzando il cavo di ricarica incluso e un adattatore da 5 V 1 A. Se il telecomando continua a non funzionare dopo la ricarica, contattarci per chiedere la sostituzione.
Dopo aver acceso la maschera, lo schermo del telecomando si illumina, ma non è possibile controllare la maschera.	Resettare sia il telecomando che la maschera. Istruzioni di accoppiamento: a. Tenere premuto il pulsante di accensione della maschera per 5 secondi. L'indicatore mostrerà prima una luce verde e poi una luce rossa lampeggiante, segnalando che il dispositivo è entrato in modalità di accoppiamento. b. Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per completare il processo di accoppiamento.
La maschera non si carica.	a. Sostituire il cavo di ricarica. Se si tratta effettivamente di un problema del cavo di ricarica, è possibile contattarci per ottenere un cavo di ricarica sostitutivo. Se il problema persiste, si prega di contattarci per la sostituzione del dispositivo. b. Verificare che l'adattatore di ricarica al quale è collegata l'unità sia alimentato o che la tensione indicata sull'unità corrisponda alla tensione di rete locale.

Nome del prodotto	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modello	AB01A
Specifiche della batteria	<p>Batterie della maschera</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tipo: batteria ai polimeri di litio da 3,7 V / 1000 mAh (per batteria) •Quantità: 2 batterie rimovibili (capacità totale: 2000 mAh)
Dimensioni del prodotto	<p>Maschera: 634 × 233,8 × 5,5 mm</p> <p>Telecomando: 133,6 × 42,3 × 19 mm</p>
Telecomando	Tipo: batteria ai polimeri di litio da 3,7 V / 280 mAh
Peso netto	<p>Maschera: circa 338 g</p> <p>Telecomando: circa 72 g</p>
Uscita adattatore	5 V $\overline{=}$ 1 A
Tempo di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> •Una batteria completamente carica: fino a 60 minuti •Due batterie (utilizzo combinato): fino a 120 minuti totali
Tempo di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> •Una batteria: fino a 2 ore •Due batterie (caricate separatamente): fino a 4 ore totali •Telecomando: fino a 2 ore

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes, leia cuidadosamente este manual do utilizador antes da utilização e guarde-o para referência futura.

- Antes de utilizar a Máscara de Terapia de Luz LED, deve realizar um teste de sensibilização (consulte a secção teste de sensibilidade à luz). NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED se for sensível à Máscara de Terapia de Luz LED. Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente de cuidados de saúde domésticos, o paciente pode ser um operador pretendido.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED de qualquer forma que não esteja exatamente especificada nestas instruções de utilização. A utilização da Máscara de Terapia de Luz LED de forma diferente da especificada exatamente nestas instruções de utilização não foi testada e o risco é desconhecido. Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do equipamento para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.
- DESLIGUE e retire a Máscara de Terapia de Luz LED imediatamente se o dispositivo ficar quente ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente.
- Este produto é sem fios durante a utilização. O cabo de carregamento só é ligado durante o carregamento.
- Durante o carregamento, o cabo pode apresentar risco de estrangulamento. Mantenha sempre o dispositivo e o cabo de carregamento fora do alcance das crianças.
- NÃO use a Máscara de Terapia de Luz LED sem primeiro remover a maquilhagem ANTES do tratamento. Alguns ingredientes nestes produtos podem causar sensibilização à luz ou podem reduzir o efeito do tratamento. Se usar a Máscara de Terapia de Luz LED sem remover estes produtos, poderá causar uma reação cutânea ou poderá reduzir o efeito do tratamento. Este equipamento não se destina a ser utilizado por crianças. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento, de modo a evitar o risco de incêndio e queimaduras.
- NUNCA utilize a Máscara de Terapia de Luz LED perto de água ou em locais onde possa haver derramamento de água sobre o equipamento. NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED se pensa que esta entrou em contacto com água. Não sujeite o equipamento a choques fortes para evitar o risco de danos à lâmpada.
- Mantenha a Máscara de Terapia de Luz LED afastada de superfícies QUENTES. Se necessário, contacte o fabricante para obter assistência na instalação, utilização ou manutenção do EQUIPAMENTO MÉDICO ou para comunicar operações ou eventos inesperados.

- NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED se a máscara, o telecomando ou o cabo de carregamento USB Tipo-C estiverem danificados de alguma forma. Não deixe o dispositivo sem vigilância quando estiver ligado para evitar o risco de incêndio, queimaduras ou outros perigos.
- Quando retirar da temperatura mínima/máxima de armazenamento, recomenda-se um período de recuperação de 2 horas antes da utilização.
- Não olhe diretamente, nem direcione a luz para os olhos durante o funcionamento.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED próximo de dispositivos com tecnologia sem fios.


Precauções

- Este dispositivo contém silicone, componentes de plástico e materiais de fixação de gancho e laço. Indivíduos com alergias conhecidas a qualquer um destes materiais devem descontinuar a utilização e consultar um profissional de saúde.
- Este dispositivo está equipado com uma função de memória. Recorda automaticamente o último modo de tratamento utilizado, nível de intensidade e tempo de tratamento cada vez que o dispositivo é ligado.
- A Máscara de Terapia de Luz LED não pode ser utilizada no modo de carregamento.
- Antes de cada utilização, com o dispositivo desligado, limpe a máscara facial.
- NÃO utilize quaisquer outros produtos de limpeza além dos indicados nas instruções de limpeza. A utilização de outros produtos de limpeza pode danificar a Máscara de Terapia de Luz LED.
- Guarde a Máscara de Terapia de Luz LED à temperatura ambiente em condições secas, longe da luz solar direta.
- Quando retirar da temperatura mínima/máxima de armazenamento, recomenda-se aguardar 2 horas antes de utilizar.
- Não olhe diretamente, nem direcione a luz para os olhos durante o funcionamento.

Segurança elétrica

- NÃO danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça o cabo de carregamento USB Tipo-C. Um cabo de carregamento danificado pode provocar um incêndio, um choque elétrico ou um mau funcionamento.
- NÃO coloque nem opere o dispositivo perto de água ou líquidos. Pode causar um incêndio ou um choque elétrico.
- Este produto utiliza um conjunto de baterias magnéticas e amovíveis. Carregue completamente o conjunto de baterias antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.
- Utilize apenas o conjunto de baterias designado fornecido com o dispositivo.
- NÃO tente abrir, modificar, substituir ou utilizar conjuntos de baterias não aprovados, pois o manuseamento inadequado pode provocar sobreaquecimento, fugas ou explosão.
- NÃO elimine a bateria aleatoriamente, siga o procedimento de eliminação local quando a eliminar.
- Utilize apenas um adaptador DC 5V = 1A para carregar este dispositivo (potência máxima de saída 3,5W).
- NÃO utilize carregadores de origem desconhecida, de má qualidade ou com potência de saída superior a 30W, pois isso pode causar sobreaquecimento ou danos ao produto. Para máxima segurança, recomenda-se utilizar um adaptador de carregamento que esteja em conformidade com a norma IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, com as seguintes características: Entrada: 100-240VAC Saída: DC 5V = 1,0A.

PT Visão geral do produto



- 1** Ligar/desligar
- 2** Indicador da bateria:
4 Luzes Verdes: 100% de Carga (Totalmente Carregado)
3 Luzes Verdes: 75% Restante
2 Luzes Verdes: 50% Restante
1 Luz Verde: 25% Restante
Luz Vermelha Intermitente: <10% Bateria Fraca
- 3** LCD para verificar o modo de seleção/Intensidade/Temporizador
- 4** Botão de configuração do temporizador
5 min/10 min/15 min
- 5** Botão de níveis de intensidade:
Nível I (Baixo)
Nível II (Médio)
Nível III (Alto)
- 6** Botão de ligar/desligar e seleção de modos de tratamento:
Modos 1: Rejuvenescer
Modos 2: Iluminar
Modos 3: Equilibrar
Modos 4: Acalmar
Modos 5: Restaurar
- 7** Porta Tipo-C



A estrutura do produto está marcada com "Não utilizar durante o banho ou duche".

Todas as imagens de produtos, acessórios e ilustrações da interface do utilizador neste manual são apenas para referência. Devido às atualizações e aos melhoramentos do produto, o produto real pode diferir ligeiramente das ilustrações. Consulte o produto real.

Como começar

Configuração do Dispositivo

Começar a utilizar a sua Máscara de Terapia de Luz LED é simples.

1. Desembale o dispositivo e todos os acessórios incluídos.
2. Este produto utiliza dois conjuntos de baterias magnéticas e amovíveis (cada um com 1000mAh, total 2000mAh). Antes da primeira utilização, carregue completamente ambos os conjuntos de baterias e o telecomando. Consulte as Instruções de Carregamento para obter detalhes.


Teste de sensibilidade à luz

Siga estas instruções para verificar se é sensível à luz:

1. Prima o botão da alimentação na máscara LED para iniciar o dispositivo. Utilize o telecomando para ligar/desligar o dispositivo e para escolher entre os modos(cores) de tratamento disponíveis.
2. Coloque o dispositivo numa secção do antebraço, mantendo o contacto durante todo o ciclo de tratamento de três minutos.
3. Prima novamente o botão "Seleção de modos de tratamento" para escolher um modo(cor) de tratamento diferente para outro tratamento de três minutos na mesma área do antebraço.
4. Aguarde 24 horas. NÃO deve sentir qualquer reação adversa durante as próximas 24 horas.
5. Uma reação adversa é uma dor ou um desconforto nas áreas tratadas ou qualquer vermelhidão prolongada na pele.


Instruções de carregamento (conjuntos de baterias e telecomando)

Este dispositivo está equipado com dois conjuntos de baterias amovíveis de 1000mAh e um telecomando sem fios (280mAh). Siga as instruções abaixo antes da primeira utilização:



Carregamento dos conjuntos de baterias

- Remova a bateria da máscara antes de carregar.
- Cada bateria requer até 2 horas para atingir uma carga completa.
- O tempo de carregamento pode variar dependendo do nível de bateria restante.



Carregamento do telecomando

- O telecomando sem fios inclui uma bateria recarregável de 280mAh.
- O tempo máximo de carregamento é de até 2 horas.
- O tempo de carregamento pode variar dependendo do nível restante da bateria.

Dicas de manutenção da bateria de lítio:

- Evite descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la.
- Evite sobrecarregar a bateria e tente limitar o tempo de carregamento a um máximo de 8 horas.
- Se o dispositivo não for utilizado por um período prolongado, recomenda-se carregar a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.

Como utilizar

Preparação



1. Lave bem o rosto. (Se estiver maquiada, por favor, limpe a pele com espuma de limpeza.)
2. Pode ser utilizado de dia ou de noite. Pode integrá-lo na sua rotina atual de cuidados com a pele após a limpeza e/ou esfoliação da pele.
3. Certifique-se de que carrega completamente a bateria antes da utilização.



1. Prima brevemente o botão da máscara LED para ligar a alimentação. (Disponível quando piscar a verde)
2. Após ajustar moderadamente a faixa para o cabelo, use-a de modo que o lado interno da máscara LED fique sobre o rosto.

Dicas para ajustar a faixa para a cabeça:

1. Quando estiver sentado ou em pé, a posição correta deve ser com pressão mínima na cavidade ocular, permitindo que a almofada de silicone para os olhos se adapte à cavidade ocular, com a faixa de cabeça a fixar o produto.
2. Se sentir que a almofada de silicone para os olhos está a exercer demasiada pressão na cavidade ocular, desaperte a faixa de cabeça em ambos os lados.
3. Se a almofada de silicone para os olhos não se ajustar à área ocular e a luz conseguir entrar através do espaço entre a almofada e a cavidade ocular, aperte a faixa de cabeça em ambos os lados.
4. Se sentir que a máscara está a deslizar e não consegue manter a posição correta no seu rosto, aperte a faixa de cabeça.
5. Selecione o modo desejado utilizando os botões do telecomando.
6. Se sentir desconforto enquanto estiver a usar o dispositivo, pode tentar ajustar a fita ou retirá-lo até se sentir melhor.
7. O produto desligar-se-á automaticamente quando o modo definido e o tempo correspondente terminarem.

Precauções de Utilização

- Mova o telecomando para uma distância de 2 m da máscara LED.
- Não faça movimentos bruscos quando estiver a usar o produto.
- Quando estiver a usar o produto, relaxe numa posição confortável no sofá ou na cama.

Instruções de funcionamento

Telecomando

1. Ligue a porta Tipo-C do telecomando utilizando o cabo de carregamento fornecido.
2. Ligue a extremidade USB do cabo a um adaptador de energia de 5V 1A para carregar.
3. Visor a piscar "88" : Carregamento em curso Visor fixo "88": Totalmente carregado Desligue o cabo de carregamento antes de utilizar.
4. Quando a bateria do telecomando estiver fraca, o visor "88" piscará até o ecrã se desligar.

Uma vez que a máscara LED utiliza um telecomando de radiofrequência (o telecomando emite sinais de radiofrequência que a unidade principal recebe), os utilizadores precisam de emparelhar o telecomando com a máscara LED quando a utilizam pela primeira vez. Os passos de emparelhamento são os seguintes: Prima

e mantenha premido o botão de ligar/desligar na máscara LED durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador luminoso da máscara mudará de verde para vermelho e depois piscará rapidamente entre verde e vermelho.

Modo de não poupança de energia:

Prima brevemente o botão do telecomando para concluir o emparelhamento em 10 segundos.

Modo de poupança de energia:

Prima o botão Ligar/Desligar do telecomando para ativá-lo e, em seguida, prima novamente o botão Ligar/Desligar para concluir o emparelhamento.

Instruções de Funcionamento

Seleção do Modo de Tratamento

Prima o botão de Ligar/Desligar e Seleção de Modos de Tratamento (que inclui tanto a função do botão de energia como a seleção do modo de tratamento) para escolher entre os seguintes modos de tratamento:

Modo 1: Rejuvenescer Luz Vermelha 630nm + Luz Infravermelha Próxima 850nm

Benefícios:

Combate sinais de envelhecimento da pele estimulando a produção de colagénio, melhorando a elasticidade da pele e promovendo a reparação celular. Este modo ajuda a restaurar uma tez mais suave, firme e radiante, deixando a pele com aspeto rejuvenescido e jovem.

Modo 2: Iluminar Luz Amarela 590nm

Benefícios:

Acalma e revitaliza a pele, proporcionando benefícios excepcionais de recuperação após a exposição solar ou fadiga. Ajuda a iluminar e restaurar uma tez vibrante e uniforme, promovendo um brilho renovado e juvenil.

Modo 3: Equilibrar Luz Verde 530nm

Benefícios:

Acalma e equilibra a pele sensível ou stressada, reduzindo a vermelhidão e promovendo um tom de pele uniforme. Este modo proporciona uma aparência naturalmente equilibrada e revigorada, ideal para pessoas com pele reativa ou sensível.

Modo 4: Acalmar Luz Azul 465nm

Benefícios:

Frequentemente utilizado em rotinas de beleza e cuidados com a pele, este modo ajuda a acalmar a aparência de vermelhidão visível, reduzir o aspeto oleoso e promover um aspeto mais claro da pele. Ajuda a manter a pele com uma sensação fresca e equilibrada, contribuindo para uma pele com aparência mais saudável e refinada.

Modo 5: Restaurar Modo Espectro Completo: Amarelo 590nm + Verde 530nm + Vermelho 630nm + NIR 850nm

Benefícios:

Este modo de terapia de multi-luz oferece uma abordagem abrangente para uma variedade de preocupações com a pele, como antienvelhecimento, luminosidade da pele, redução da pigmentação e clarificação geral da pele. A combinação de diferentes comprimentos de onda proporciona um tratamento holístico para rejuvenescer a pele, uniformizar o tom da pele, desvanecer manchas escuras e melhorar a textura da pele. Ideal para o cuidado facial diário tudo-em-um, proporciona benefícios restauradores e preventivos para uma tez jovem e radiante.

Níveis de intensidade

Prima o botão de Níveis de Intensidade para selecionar a intensidade:

Nível I (Baixo)

Nível II (Médio)

Nível III (Alto)

Definições do Temporizador

Prima o botão de Definição do Temporizador para selecionar o temporizador:

·5 min

·10 min

·15 min

Função de Memória

Na primeira utilização, a máscara irá predefinir para Modo 1:

Rejuvenescer, Nível de Intensidade III (Alto), e Temporizador 10 min.

Após cada utilização, a máscara irá memorizar o último modo de tratamento utilizado, a intensidade e as definições do temporizador.

Notas

Funcionalidade

Descrição

Ligar/desligar

Prima e mantenha premido o botão LIGAR/DESLIGAR durante 5 segundos para entrar no modo de espera (o indicador luminoso fica verde).

Alternância de Modos de Tratamento

No modo de espera, prima brevemente o botão do telecomando para alternar entre modos de tratamento: Rejuvenescer → Iluminar → Equilibrar → Acalmar → Restaurar.

Definições de Intensidade

No modo de espera, prima brevemente o botão do telecomando para alternar a intensidade: Baixo → Médio → Elevado.

Definições do Temporizador

No modo de espera, prima brevemente o botão do telecomando para selecionar o temporizador: 5 min → 10 min → 15 min.

Desligamento Automático

1. Em modo de espera, a máscara desligar-se-á automaticamente após 10 minutos de inatividade.
2. A máscara pode ser desligada pressionando o botão na máscara.
3. A máscara desligar-se-á automaticamente quando terminar a duração do tratamento.

Função de Memória

A máscara irá memorizar o último modo de tratamento utilizado, a intensidade e as definições do temporizador, e restaurará estas definições quando for ligada novamente.

Instruções Adicionais

Prima e mantenha premido o botão de alimentação "Power" da máscara LED para entrar no modo de espera (o indicador luminoso fica verde).

No modo de espera, os utilizadores podem premir brevemente o botão do telecomando para selecionar o modo de tratamento, o temporizador e a intensidade. Estes modos serão alternados em sequência.

Em modo de espera, se nenhuma ação for tomada dentro de 10 minutos, a máscara LED desligar-se-á automaticamente.

Em modo de espera, a máscara também pode ser desligada pressionando o botão na máscara LED.

A máscara LED desligar-se-á automaticamente no final da duração do tratamento.

Cuidados e manutenção

1. Guarde a Máscara de Terapia de Luz LED à temperatura ambiente em condições secas. Utilize a bolsa de transporte fornecida.
2. Evite armazenar a Máscara de Terapia de Luz LED em condições com poeira, sob a luz solar direta ou em ambientes húmidos.
3. A Máscara de Terapia de Luz LED não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
4. Antes de cada utilização, com o dispositivo desligado, limpe a máscara facial seguindo as instruções de limpeza abaixo.
5. Evite dobrar ou torcer excessivamente a máscara de silicone.
6. Não aplique cosméticos diretamente sobre a superfície da máscara.
7. Mantenha o produto afastado de óleos, loções e perfumes.

Limpeza da Máscara de Terapia de Luz LED

1. A estrutura da máscara é feita de silicone. Após cada utilização, limpe suavemente a superfície com um pano macio, sem fiapos, humedecido com água limpa.
2. Se necessário, limpe com sabão neutro suave, sem álcool e sem fragrância, diluído em água.

Eliminação

NÃO elimine nenhuma parte da Máscara de Terapia de Luz LED numa instalação de resíduos domésticos.

A Máscara de Terapia de Luz LED e o telecomando contêm uma bateria de polímero de íões de lítio. Para proteção do ambiente, embale e devolva esta unidade ao fabricante ou ao seu representante no final da sua vida útil ou elimine o dispositivo com segurança seguindo as suas diretrizes locais.

Problema	Solução
O ecrã do telecomando não acende e não é possível controlar a máscara.	Verifique se o telecomando tem energia. Se a bateria estiver descarregada, carregue o telecomando utilizando o cabo de carregamento incluído e um adaptador de 5V 1A. Se o telecomando continuar a não funcionar após o carregamento, contacte-nos para providenciar uma substituição.
Depois de ligar a máscara, o ecrã do comando acende, mas não é possível controlar a máscara.	
A máscara não pode ser carregada.	<p>a. Substitua o cabo de carregamento. Se for realmente um problema com o cabo de carregamento, pode contactar-nos para solicitar a substituição do cabo de carregamento. Se o problema persistir, entre em contacto connosco para substituir o aparelho.</p> <p>b. Verifique se o adaptador de carregamento ao qual liga o aparelho está ativo ou se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede local.</p>

Parâmetros básicos

Nome do Produto	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modelo	AB01A
Especificações da Bateria	<p>Conjuntos de Baterias da Máscara</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tipo: Bateria de Polímero de Lítio de 3,7V / 1000mAh (por conjunto de baterias) •Quantidade: 2 conjuntos de baterias amovíveis (capacidade total: 2000mAh)
Dimensões do Produto	<p>Máscara: 634*233,8*5,5mm</p> <p>Telecomando: 133,6*42,3*19mm</p>
Telecomando	Tipo: Bateria de Polímero de Lítio 3,7V / 280mAh
Peso Líquido	<p>Máscara: Aproximadamente 338g</p> <p>Telecomando: Aproximadamente 72g</p>
Saída do Adaptador	5V ⚡1A
Tempo de Funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> •Um conjunto de baterias completamente carregado: Até 60 minutos •Duas baterias (utilização combinada): Até 120 minutos no total
Tempo de Carregamento	<ul style="list-style-type: none"> •Um conjunto de baterias: Até 2 horas •Dois conjuntos de baterias (carregados separadamente): Até 4 horas no total •Telecomando: Até 2 horas